

BEAUTIFLY

Luminare Rejuva Skin Visage


Golden

series

**Multifunctional rejuvenation
and epilation device**

Wielofunkcyjne urządzenie
do odmładzania i depilacji

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifully.eu



@beautifully.eu



beautifully.eu



/beautifulyeu




@beautifully.eu


f1



f2





f3




f4




f5




f7




f6




f8




f9



f10



f11



Napięcie znamionowe:	AC100-240V
Częstotliwość znamionowa:	50/60Hz
Zużycie mocy znamionowej:	120W
Wymiary:	Wymiary – 325mm x 82mm x 101mm (gdy rękojeść jest złożona)
Waga:	Waga – 1240g
Przewód zasilający:	1,5m
Przewód łączący rękojeść:	1,3m
Timer:	Automatyczne wyłączenie po 20 minutach
Środowisko użytkowania:	Temperatura 5°C - 35°C, wilgotność względna ≤75%
Materiał:	Obudowa główna: PC + ABS, silikon, stop aluminium; Różne złączniki: PC + ABS, aluminium, szkło

Opis części - urządzenie w bazie [patrz strona 2, f2]

- a. Diody poziomu - Czujnik koloru skóry wykrywa 10 poziomów i automatycznie dostosowuje poziom mocy błysku. Wszystkie diody są zawsze włączone, gdy urządzenie jest odstawione na bazę.
b. Dioda statusu - Możesz sprawdzić, jaki tryb jest ustawiony po kolorze diody. Dioda zawsze jest włączona w trybie czuwania. Gdy jest przyłożona do skóry, będzie migać.

Tryby	Kolor lampki	Poziom mignięcia
Skóra wrażliwa	Niebieski	Niski
Skóra Normalna	Biały	Średni
Wysoka moc	Pomarańczowy	Wysoki

c. Przycisk zasilania/trybu; Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie zasilania. Krótkie naciśnięcie: za każdym naciśnięciem przycisku przełączany jest tryb. Można wybrać tryb skóry wrażliwej, tryb normalny i tryb o wysokiej mocy.

- d. Podstawa
e. Przewód łączący.

Opis części - urządzenie odłączone od bazy [patrz strona 2, f3]

- a. Wylot powietrza
b. Czujnik dotyku
c. Powierzchnia chłodząca
d. Wylot błysku
e. Czujnik koloru skóry
f. Przycisk mignięcia - Krótkie naciśnięcie: pojedyncze mignięcie. Długie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku: mignięcia przez około 3 sekundy.
g. Wlot powietrza

Opis części - stojak i kabel [patrz strona 3, f5]

a. Światło UV - Gdy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka lub urządzenie jest zawieszona, stojak przechodzi w tryb gotowości, a światło UV działa automatycznie przez około 3 minuty. Gdy światło UV działa, wszystkie lampki poziomu migają wolno.

- b. Stojak
c. Kabel zasilający
d. Wtyczka zasilania EU

Aksesoria [patrz strona 3, f6]

- a. Nakładka do twarzy/palców
b. Nakładka VIO
c. Nakładka do pielęgnacji skóry DPL
d. Nakładka NIR
e. Okulary ochronne

Jak zamontować/usunąć nakładkę [patrz strona 3, f7]

Nakładka jest typu magnetycznego. Zamontuj nakładkę tak, aby przykryła powierzchnię wyjścia błysku. Przy odłączeniu trzymaj obie strony nakładki i usuń ją delikatnie

Funkcja IPL (Intense Pulsed Light - nakładka VIO można używać do pielęgnacji strefy VIO; nakładka do twarzy/palców)

Depilacja włosów odbywa się za pomocą funkcji IPL. Poziom intensywności impulsu można wybrać spośród trzech trybów (skóra wrażliwa, normalna, tryb dużej mocy) zgodnie z kondycją skóry, kolorem i obszarem do użycia.

Funkcja DPL (Dye Pulsed Light - nakładka do pielęgnacji DPL)

Zastosowanie do popękanych naczynek (redness) i do rozszerzonych porów (shrink pores); Redukcja pigmentacji: DPL może docierać i redukować wygląd problemów z pigmentacją, takich jak plamy starcze, przebarwienia słoneczne i piegę. Działa poprzez rozkładanie nadmiaru melaniny w skórze, prowadząc do bardziej równomiernego i zrównoważonego koloru skóry. Ujędrnienie skóry: Technologia DPL może przyczynić się do ujędrnienia i napinania skóry poprzez stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, co pomaga poprawić elastyczność skóry i zredukować owisość. Odnowa skóry: DPL może pomóc w stymulowaniu produkcji kolagenu, który jest niezbędny do utrzymania młodzieńczej i zdrowo wyglądającej skóry. Skupia się na drobnych liniach, zmarszczkach i nierównym kolorze skóry, pozostawiając bardziej promienną i odświeżoną cerę. Ulgę w zaczerwienieniu i trądziku różowatym: Energia świetlna DPL może pomóc uspokoić i zredukować zaczerwienienie związane ze schorzeniami takimi jak trądzik różowaty. Działa na naczynia krwionośne odpowiedzialne za zaczerwienienie, prowadząc do bardziej równomiernego koloru skóry i zmniejszenia zaczerwienienia z czasem.
Jak często używać DPL: nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Funkcja NIR (Near InfraRed - nakładka do pielęgnacji NIR)

Ujędrnienie i Napinanie Skóry: Technologia NIR stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, prowadząc do poprawy elastyczności i jędrności skóry. Pomaga to napinać luźną skórę, redukować opadanie i wspomagać młodszy wygląd. Reakcja Zmarszczek: Poprzez wzmacnianie syntezy kolagenu, NIR może pomóc w zmniejszeniu widoczności drobnych linii i zmarszczek. Ciepło generowane przez NIR penetruje głęboko w skórę, stymulując produkcję nowych włókien kolagenowych, co skutkuje gładszą i bardziej młodzieńczą skórą.
Odmładzanie Skóry: Terapia NIR może poprawić ogólną teksturę i kolor skóry. Skierowana jest na obszary nierównej pigmentacji, uszkodzenia od słońca i plamy starcze, promując bardziej równomierną i promienną cerę.

Jak często używać NIR: nie częściej niż raz dziennie, ale nie razem z DPL.

Tryb ciągłego błysku

Zaleca się używanie tego trybu do dużych powierzchni, takich jak nogi i ramiona. Przytrzymaj przycisk błysku przez około 3 sekundy, aby przełączyć się na tryb ciągłego błysku. Używaj go, przesuując go po skórze bez odierania urządzenia od skóry.

Tryb ciągłego błysku będzie działał, dopóki będzie w kontakcie ze skórą. Jeśli urządzenie zostanie odsunięte od skóry, naciśnij ponownie przycisk błysku. Jeśli przez około 3 sekundy nie zostaną wykryte kolor skóry i czujnik dotyku, ciągły błysk zostanie zatrzymany.

Funkcje bezpieczeństwa

Czujnik koloru skóry (rozpoznawanie koloru skóry)

Czujnik koloru skóry odczytuje kolor skóry powierzchni błysku w 10 poziomach i automatycznie dostosowuje poziom błysku. Funkcja rozpoznawania koloru skóry nie działa podczas używania nakładek.

Czujnik dotyku

Gdy wyjście błysku jest w pełni w kontakcie ze skórą, możliwe jest wykonanie błysku. Podczas gdy lampka stanu miga.

Funkcja chłodzenia

Powierzchnia chłodzenia umieszczona jest dookoła wyjścia błysku. Schładza skórę podczas zabiegu.

Funkcja automatycznego wyłączenia

Po włączeniu zasilania i braku operacji przez 3 minuty zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Ponadto po 20 minutach użytkowania zasilanie również zostanie automatycznie wyłączone. Wentylator będzie działał przez około 30 sekund po wyłączeniu zasilania.

Punkty aplikacji [patrz strona 4, f8]

Umieść wyjście błysku blisko skóry i delikatnie przesuwać po skórze.

- a. Oddał się od skóry
b. UWAGA: Upewnij się, że nie ma przerwy.

Obszary pielęgnacji (punkty)

Depilacja (IPL) [patrz strona 4, f9]

- a. Facha / b. Klatka piersiowa / c. Ramię / d. Ręce i palce / e. Noga / f. Twarz / g. Strefa VIO

Pielęgnacja skóry (DPL) [patrz strona 4, f10]

- a. Twarz / b. Szyja i dekolt

Metody użycia [patrz strona 4, f10]

Depilacja włosów (IPL), pielęgnacja skóry (DPL)

1. Podłącz kabel zasilający do bazy i gniazdka ściennego.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/trybu [patrz strona 2, f1-a] przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się dioda statusu i zacznie pracować wentylator (w trybie czuwania), [patrz strona 2, f2]:

- a. Diody poziomu
b. Diody statusu - świeci: w trybie czuwania / miga: dostępna lampa błyskowa
c. Przycisk zasilania/trybu

3. Naciśnij krótko przycisk zasilania/trybu [patrz strona 2, f1-a], aby przełączyć tryb.

Tryb można sprawdzić po kolorze lampki stanu. Poziom błysku zwiększa się w kolejności: tryb skóry wrażliwej → tryb normalny → tryb dużej mocy.

4. Przyłóż wyjście błysku do skóry (bez nakładki), a następnie krótko naciśnij przycisk błysku [patrz strona 2, f1-b], gdy dioda statusu zacznie migać. Czujnik koloru skóry automatycznie identyfikuje kolor skóry na 10 poziomach dopasuje odpowiednią poziom/diodę. Aby włączyć tryb ciągły, naciśnij i przytrzymaj przycisk błysku [patrz strona 2, f1-b] przez około 3 sekundy.

Blysk pojedynczy (strzał) - naciśnij przycisk błysku raz na daną pozycję. Następnie zmień pozycję i "strzel ponownie"

Blysk ciągły - podczas pielęgnacji szerszych powierzchni, takich jak ręce i nogi, przesuwać urządzenie po skórze.

Tryb ciągłego błysku trwa tak długo, jak długo ma kontakt ze skórą. Jeśli ponownie krótko naciśniesz migający przycisk [patrz strona 2, f1-b] lub pozostawisz bez kontaktu ze skórą na około 3 sekundy lub dłużej, tryb ciągłego błysku wyłączy się.

5. Po zabiegu wyłącz urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/trybu [patrz strona 2, f1-a] przez około 3 sekundy. Zawiesz urządzenie na bazie (urządzenie przejdzie w tryb gotowości). Lampa UV automatycznie włącza się na około 3 minuty. Po 20 minutach użytkowania zasilanie wyłączy się automatycznie.

6. Upewnij się, że wentylator urządzenia się zatrzymał i odłącz kabel zasilający do bazy

i gniazdka zasilania. Po pielęgnacji:

- Po pielęgnacji należy dokładnie nawilżyć skórę.
- Jeżeli po pielęgnacji skóra jest gorąca, należy ją odpowiednio schłodzić okładem z lodu lub zimnym ręcznikiem.
- Po pielęgnacji należy unikać wystawiania skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i uważać, aby podczas pielęgnacji nie poparzyć się słońcem.
- Po użyciu należy każdorazowo usunąć plamy sebum lub płyn kosmetyczny dołączony do produktu w celu konserwacji.

- Przed konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Po każdym użyciu należy wytrzeć wylot błysku i czujnik koloru skóry suchą szmatką.

NIR Lift Care dla szyi i dekoltu [patrz strona 4, f10]

Dla obszaru szyi, umieść okno zabiegu w poziomej pozycji i przesuwaj urządzenie od góry na dół. Dla obszaru dekoltu, umieść okno zabiegu w pozycji pionowej i przesuwaj urządzenie od wewnątrz na zewnątrz.

1. Dbaj o obie strony skóry kolejno od 1 do 6, poruszając się ciągle, nie pozostawiając żadnych przerw.
2. Używaj na gołej skórze (po usunięciu makijażu) na twarzy.
3. Tryb ciągłego błysku można stosować na twarzy, ale zaleca się używać trybu pojedynczego naświetlania podczas pielęgnacji skóry wokół oczu. Zamykaj oczy podczas naświetlania twarzy.
4. Nie używaj na brwiach, powiekach ani ustach. Kiedy załączony jest załącznik, używaj go na poziomie naświetlania, gdzie możesz odczuć delikatne ciepło.
5. Podczas stosowania urządzenia z nakładką, możesz odczuć delikatne ciepło.
6. Po zabiegu dokładnie nawilż skórę.

ostrzeżenia

- Przed użyciem należy zdjąć wszelkie metalowe akcesoria (kolczyki pierścionki... ect)
- Błysk jest bardzo jasny i może uszkodzić oczy
- Nie należy kierować bezpośrednio błysku w oczy
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na część błysku
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub awarii.
- Nie należy używać powtarzalnie na tym samym obszarze więcej niż dwukrotnie w ciągu jednego dnia
- Długotrwałe lub wielokrotne błyski w tym samym miejscu mogą spowodować uszkodzenia skóry
- Nie używać z zablokowanym otworem wlotowym/wylotowym powietrza
- Pozostaw urządzenie w odstęp 15 minut lub dłuższym przed kolejnym użyciem
- Nie używaj urządzenia na ubraniach, włosach i innych przedmiotach
- Używaj urządzenia w temperaturze od 5°C do 35°C
- Jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas, sprawdź, czy działa poprawnie przed ponownym użyciem
- Nie używać kabli zasilających innych niż dedykowane
- Nie zostawiać urządzenia włączonego
- Nie dopuszczać, aby drobne rzeczy, obce przedmioty, brud, wilgoć lub kurz przykleiły się do głównej jednostki, szczelin, otworów wentylacyjnych itp
- Nie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia
- Jeśli urządzenie lub akcesoria wydzielają nieprzyjemny zapach lub ciepło, proszę przestać ich używać
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast wyłączyć zasilanie głównej jednostki i wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nie dezerżuj urządzeniem w inne przedmioty lub rzeczy
- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzone, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nie ciągnij i nie zwijaj kabla zasilającego
- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłącz wtyczkę zasilającą z gniazdka, gdy nie używasz urządzenia.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka, trzymaj obie strony wtyczki.
- Przy stosowaniu na twarz, upewnij się, że zmyło makijaż, filtr przeciwsłoneczny, perfumy itp. i stój na odsoniętej skórze.
- Unikać użycia bezpośrednio po opalaniu. Nie używać razem z peelngiem lub maską pielęgnacyjną.
- Podczas pierwszego użycia należy oswoić się z urządzeniem, używaj go przez krótki czas na niskim poziomie (tryb skóry wrażliwej). Nawet jeśli nie odczuwasz bólu, nie zwiększaj siły i używaj urządzenia na odpowiednim poziomie, następnie stopniowo dostosuj poziom
- W ciągu 24 godzin po zabiegu, uważaj, aby nie wystawiać obszaru zabiegu na promieniowanie ultraviolet (UV). Jeśli po 24 godzinach nadal występuje zaczerwienienie, unikaj promieniowania UV. Stosuj także filtr przeciwsłoneczny w trakcie zabiegu.
- Po każdym użyciu, oczyść urządzenie i usuń z niego włosy i brud.

Zabrania się korzystania z urządzenia przez:

- Dzieci
- Kobiety w okresie menstruacji, w ciąży, karmiące piersią
- Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia sercowo-naczyniowe
- Osoby cierpiące na epilepsję, z chorobami autoimmunologicznymi, z nadwrażliwością na światło
- Osoby z nowotworami, z zaburzeniami krwiotwórczymi, z zaburzeniami krążenia, z ciężkimi objawami zapalnymi, z nieprawidłowym ciśnieniem krwi, zakrzepami
- Osoby z nieprawidłowościami skóry, takimi jak rany, egzema i opuchlizna, atopowe zapalenie skóry oraz osoby o skórze bardzo wrażliwej.
- Osoby które stosują leczenie dermatologiczne na trądzik lub inne dolegliwości skórne
- Osoby z stanem podgorączkowym lub w stanie gorączki
- Osoby, które nie odczuwają temperatury lub bodźców zewnętrznych.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi
- Osoby przyjmujące leki
- Osoby pod wpływem alkoholu
- Osoby z mokrymi lub wilgotnymi rękami

Zabrania się korzystania z urządzenia na obszarach taki jak:

- Usta, okolica łonowa i błona śluzowa, opalona skóra, brwi, włosy, galki ocznej, powieki, okolice oczu, gardło, ucho, sutek, otoczka sutka, okolica pępka, tatuaż
- Obszary, gdzie widoczne są naczynia krwionośne, takie jak żyła główna
- Blizny, melasma, przebarwienia i znamiona
- Miejsca po zabiegu medycyny estetycznej (około 2 tygodnie po operacji)
- Mokra lub wilgotna skóra

Przechowywanie:

- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, miejsc wilgotnych, pary wodnej, zakurzonych, narażonych na bezpośrednie światło słoneczne
- Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów (alkohol, rozcieńczalnik, benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.)
- Trzymaj urządzenie z dala od miejsc, w których generowane są silne fale radiowe lub pola magnetyczne
- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń grzewczych

Czyszczenie

- Do codziennej konserwacji używaj neutralnego detergentu i miękkiej ściereczki. Nie czyść urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi ani innymi chemikaliami. Nie splukuj wodą.
- Unikaj mycia pod wysokim ciśnieniem i czyszczenia twardymi przedmiotami, które mogą rysować jego powierzchnię.
- Pomiędzy zabiegami na różnych partach twarzy i ciała zdezynfekuj końcówki stosując środki z przeznaczeniem do urządzeń kosmetycznych

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Rated voltage:	AC100-240V
Rated frequency:	50/60Hz
Rated power consumption:	120W
Dimensions:	Dimensions ~ 325mm x 82mm x 101mm (when the handle is folded)
Libra:	Weight ~ 1240g
Power cord:	1.5m
Handle connection cable:	1.3 m
Timer:	Automatic shutdown after 20 minutes
Use environment:	Temperature 5°C - 35°C, relative humidity ≤75%
Material:	Main case: PC + ABS, silicone, aluminum alloy; Various attachments: PC + ABS, aluminum, glass

Description of parts - device in the base [see page 2, f2]

- Level LEDs - The skin color sensor detects 10 levels and automatically adjusts the flash power level. All LEDs are always on when the device is placed on the base.
- Status LED - You can check what mode is set by the color of the LED. The LED is always on in standby mode. When it is placed on the skin, it will flash.

Modes	Color of the lamp	Blink level
Sensitive skin	Blue	Short
Normal skin	White	Mediocre
High power	Orange	Tall

- Power/Mode button; Long press: Power on/off. Short press: Each time the button is pressed, the mode is switched. Sensitive skin mode, normal mode and high power mode can be selected.
- Basis
- Connecting cable.

Description of parts - device disconnected from the base [see page 2, f3]

- Air outlet
- Touch sensor
- Cooling surface
- Flash outlet
- Skin color sensor
- Flash button - Short press: single flash, Long press and hold the button: flashes for about 3 seconds.
- Air inlet

Description of parts - stand and cable [see page 3, f5]

- UV light - When the power cord is plugged into the socket or the device is suspended, the stand enters standby mode and the UV light works automatically for about 3 minutes. When the UV light is working, all level lights flash slowly.
- Stand
- Power cable
- EU power plug

Accessories [see page 3, f6]

- Face/finger cap
- VIO overlay
- DPL skin care pad
- NIR overlay
- Safety glasses

How to install/remove the overlay [see page 3, f7]

The cap is of the magnetic type.

Install the cap so that it covers the flash exit surface. When disconnecting, hold both sides of the cap and remove it gently

IPL function (Intense Pulsed Light - VIO overlay can be used to care for the VIO zone; face/finger overlay)

Hair removal is performed using the IPL function. The pulse intensity level can be selected from three modes (sensitive skin, normal skin, high power mode) according to the skin condition, color and area to be used.

DPL function (Dye Pulsed Light - DPL care pad)

Use for broken capillaries (redness) and enlarged pores (shrink pores); Pigmentation Reduction: DPL can target and reduce the appearance of pigmentation problems such as age spots, sun spots and freckles. It works by breaking down excess melanin in the skin, leading to a more even and balanced skin tone. Skin Firming: DPL technology can help to firm and tighten the skin by stimulating the production of collagen and elastin, which helps improve skin elasticity and reduce sagging. Skin Renewal: DPL can help stimulate the production of collagen, which is essential for maintaining youthful and healthy-looking skin. Targets fine lines, wrinkles and uneven skin tone, leaving you with a more radiant and refreshed complexion. Relief from redness and rosacea: DPL light energy can help calm and reduce redness associated with conditions such as rosacea. It works on the blood vessels responsible for redness, leading to a more even skin tone and reduced redness over time. How often to use DPL: no more than twice a week.

NIR function (Near InfraRed - NIR care pad)

Skin Firming and Tightening: NIR technology stimulates the production of collagen and elastin, leading to improved skin elasticity and firmness. This helps tighten loose skin, reduce sagging and promote a younger appearance. Wrinkle Reduction: By enhancing collagen synthesis, NIR can help reduce the appearance of fine lines and wrinkles. The heat generated by NIR penetrates deep into the skin, stimulating the production of new collagen fibers, resulting in smoother and more youthful skin.

Skin Rejuvenation: NIR therapy can improve the overall texture and tone of the skin. It targets areas of uneven pigmentation, sun damage and age spots, promoting a more even and radiant complexion. How often to use NIR: no more than once a day, but not together with DPL.

Continuous flash mode

It is recommended to use this mode for large surfaces such as legs and arms.

Hold the flash button for about 3 seconds to switch to continuous flash mode.

Use it by moving it across your skin without removing the device from your skin.

The continuous flash mode will continue to operate as long as it is in contact with the skin.

If the device comes away from your skin, press the flash button again. If skin color and touch sensor are not detected for approximately 3 seconds, continuous flashing will stop.

Safety features

Skin color sensor (skin color recognition)

The skin color sensor reads the skin color of the flash surface in 10 levels and automatically adjusts the flash level. Skin color recognition does not work when using overlays.

Touch sensor

When the flash output is fully in contact with the skin, it is possible to fire. While the status light is flashing.

Cooling function

The cooling surface is located around the flash outlet. Cools the skin during the treatment.

Auto power off function

When the power is turned on and there is no operation for 3 minutes, the power will be turned off automatically. Moreover, after 20 minutes of use, the power will also be turned off automatically. The fan will run for approximately 30 seconds after the power is turned off.

Application points [see page 4, f8]

Place the flash output close to the skin and glide gently over the skin.

- Move away from the skin
- NOTE: Make sure there are no gaps.

Care areas (points)

Hair removal (IPL) [see page 4, f9]

- Armpit / b. Chest / c. Arm / d. Arms and fingers / e. Leg / f. Face / g. VIO zone

Skin care (GLP) [see page 4, f10]

- Face / b. Neck and cleavage

Methods of use [see page 4, f10]

Hair removal (IPL), skin care (DPL)

- Connect the power cable to the base and a wall outlet.
- Press and hold the Power/Mode button [see page 2, f1-a] for about 3 seconds to turn on the device. The status LED will light up and the fan will start operating (in standby mode), [see page 2, f2]:
 - Level LEDs
 - Status LED - on; in standby mode / flashing: flash available
 - Power/Mode button

- Briefly press the Power/Mode button [see page 2, f1-a] to switch mode. You can check the mode by the color of the status light. The flash level increases in the order: sensitive skin mode → normal mode → high power mode.

- Place the flash output on your skin (without the cap), then briefly press the flash button [see page 2, f1-b] when the status LED begins to flash. The skin color sensor automatically identifies skin color in 10 levels and adjusts the appropriate level/diode. To activate continuous mode, press and hold the flash button [see page 2, f1-b] for about 3 seconds.

Single flash (shot) - press the flash button once for a given position. Then change position and "shoot again"

Continuous flash - when caring for wider surfaces, such as arms and legs, move the device over the skin.

The continuous flash mode lasts as long as it is in contact with the skin. If you briefly press the flashing button [see page 2, f1-b] again or leave it without skin contact for approximately 3 seconds or longer, the continuous flash mode will turn off.

- After the procedure, turn off the device - press and hold the power/mode button [see page 2, f1-a] for about 3 seconds. Hang the device on the base (the device will enter standby mode). The UV lamp automatically turns on for approximately 3 minutes. After 20 minutes of use, the power will turn off automatically.

- Make sure the device's fan has stopped and unplug the power cable from the base and power socket. After care:
 - After care, moisturize the skin thoroughly.
 - If the skin is hot after treatment, cool it down with an ice pack or a cold towel.
 - After care, avoid exposing your skin to direct sunlight and be careful not to get sunburned during care.
 - After each use, remove sebum stains or the cosmetic fluid included with the product for maintenance purposes.
 - Before maintenance, remove the plug from the socket.
 - After each use, wipe the flash outlet and skin color sensor with a dry cloth.

NIR Lift Care for neck and décolleté [see page 4, f10]

For the neck area, place the treatment window in a horizontal position and move the device from top to bottom. For the décolletage area, place the treatment window in a vertical position and move the device from the inside to the outside.

1. Take care of both sides of the skin sequentially from 1 to 6, moving continuously, leaving no gaps.
2. Use on bare skin (after removing makeup) on your face.
3. Continuous flash mode can be used on the face, but it is recommended to use single exposure mode when caring for the skin around the eyes. Close your eyes when exposing your face.
4. Do not use on eyebrows, eyelids or lips. When an attachment is attached, use it at an exposure level where you can feel a gentle warmth.
5. When using the device with the overlay, you may feel a slight warmth.
6. After the treatment, moisturize the skin thoroughly.

Warnings

- Please remove any metal accessories (earrings, rings... ect) before use.
- The flash is very bright and may damage your eyes
- Do not direct the flash into your eyes
- Do not look directly at the flash part
- Do not use if damaged or broken.
- Do not use repeatedly on the same area more than twice in one day
- Prolonged or repeated flashes in the same place may cause skin damage
- Do not use with blocked air inlet/outlet
- Leave the device for 15 minutes or more before using it again
- Do not use the device on clothes, hair or other objects
- Use the device at temperatures between 5°C and 35°C
- If the device has not been used for a long time, check that it is working properly before using it again
- Do not use power cables other than the dedicated ones
- Do not leave the device switched on
- Do not allow small items, foreign objects, dirt, moisture or dust to stick to the main unit, gaps, ventilation holes, etc.
- Do not disassemble, repair or modify the device
- If the device or accessories emit an unpleasant odor or heat, please stop using them
- If any abnormality occurs, immediately turn off the power of the main unit and remove the plug from the socket
- Do not hit the device against other objects or things
- If the device is dropped or damaged, turn off the power and unplug the device
- Do not pull or coil the power cord
- Always turn off the power and unplug the power plug when you are not using the device.
- When removing the plug from the socket, hold both sides of the plug.
- When using on the face, make sure to remove any makeup, sunscreen, perfume, etc. and use on exposed skin.
- Avoid use immediately after sunbathing. Do not use together with a peeling or care mask.
- When using for the first time, please familiarize yourself with the device, use it for a short time at low level (sensitive skin mode). Even if you do not feel pain, it does not increase strength and use the device at the appropriate level, then gradually adjust the level
- For 24 hours after treatment, be careful not to expose the treatment area to ultraviolet (UV) light. If redness is still present after 24 hours, avoid UV radiation. Also use sunscreen during the treatment.
- After each use, clean the device and remove hair and dirt.

It is prohibited to use the device by:

- Kids
- Menstruating, pregnant and breastfeeding women
- People suffering from heart disease or other cardiovascular conditions
- People suffering from epilepsy, autoimmune diseases, and photosensitivity
- People with cancer, hematopoietic disorders, circulatory disorders, severe inflammatory symptoms, abnormal blood pressure, blood clots
- People with skin abnormalities such as wounds, eczema and swelling, atopic dermatitis and people with very sensitive skin.
- People who use dermatological treatment for acne or other skin ailments
- People with subfebrile or feverish condition
- People who do not feel temperature or external stimuli.
- People with physical disabilities
- People taking medications
- People under the influence of alcohol
- People with wet or damp hands

It is prohibited to use the device in areas such as:

- Lips, pubic area and mucous membrane, tanned skin, eyebrows, hair, eyeball, eyelids, eye area, throat, ear, nipple, areola, navel area, tattoo
- Areas where blood vessels are visible, such as the vena cava
- Scars, melasma, discoloration and birthmarks
- Places after aesthetic medicine treatment (about 2 weeks after surgery)
- Wet or moist skin

Storage:

- Keep the device away from children
- Keep the device away from water, humid places, steam, dusty places, exposed to direct sunlight
- Keep the device away from flammable materials (alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, spray, etc.)
- Keep the device away from places where strong radio waves or magnetic fields are generated
- Keep the device away from heating devices

Cleaning

- For daily maintenance, use neutral detergent and a soft cloth. Do not clean the device with organic solvents or other chemicals. Do not rinse with water.
- Avoid high-pressure washing and cleaning with hard objects that may scratch its surface.
- Between treatments on different parts of the face and body, disinfect the tips using agents intended for beauty devices

More information about the company and products [page 2 - f4]:

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nennspannung:	AC100-240V
Nennfrequenz:	50/60Hz
Nennstromverbrauch:	120W
Maße:	Abmessungen ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (bei eingeklapptem Griff)
Waage:	Gewicht = 1240g
Netzkabel:	1,5m
Griffanschlusskabel:	1,3 m
Timer:	Automatische Abschaltung nach 20 Minuten
Einsatzumgebung:	Temperatur 5°C - 35°C, relative Luftfeuchtigkeit ≤75%
Material:	Hauptgehäuse: PC + ABS, Silikon, Aluminiumlegierung; Verschiedene Aufsätze: PC + ABS, Aluminium, Glas

Beschreibung der Teile – Gerät im Sockel [siehe Seite 2, f2]

- Stufen-LEDs – Der Hautfarbsensor erkennt 10 Stufen und passt die Blitzleistungsstufe automatisch an. Alle LEDs leuchten immer, wenn das Gerät auf die Basis gestellt wird.
- Status-LED – Sie können anhand der Farbe der LED überprüfen, welcher Modus eingestellt ist. Im Standby-Modus leuchtet die LED immer. Wenn es auf die Haut gelegt wird, blinkt es.

Modi	Farbe der Lampe	Blinkstufe
Empfindliche Haut	Blau	Kurz
Normale Haut	Weiß	Mittelmäßig
Hohe Energie	Orange	Groß

c. Power/Modus-Taste: Langes Drücken: Ein-/Ausschalten. Kurzes Drücken: Mit jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet. Es können der Modus für empfindliche Haut, der Normalmodus und der Hochleistungsmodus ausgewählt werden.

- Basis
- Verbindungskabel.

Beschreibung der Teile – Gerät von der Basis getrennt [siehe Seite 2, f3]

- Luftauslass
- Berührungssensor
- Kühlfläche
- Blitzauslass
- Hautfarbsensor
- Blitztaste – Kurz drücken: Einzelblitz. Langes Drücken und Halten der Taste: blinkt etwa 3 Sekunden lang.
- Lufteinlass

Beschreibung der Teile – Ständer und Kabel [siehe Seite 3, f5]

a. UV-Licht – Wenn das Netzkabel in die Steckdose gesteckt oder das Gerät aufgehängt wird, wechselt der Ständer in den Standby-Modus und das UV-Licht arbeitet automatisch etwa 3 Minuten lang. Wenn das UV-Licht funktioniert, blinken alle Niveaulampen langsam.

- Stehen
- Netzkabel
- EU-Netzstecker

Zubehör [siehe Seite 3, f6]

- Gesichts-/Fingerkappe
- VIO-Overlay
- DPL-Hautpflegepad
- NIR-Overlay
- Schutzbrille

So installieren/entfernen Sie das Overlay [siehe Seite 3, f7]

Die Kappe ist magnetisch.

Bringen Sie die Kappe so an, dass sie die Blitzaustrittsfläche bedeckt. Halten Sie beim Trennen beide Seiten der Kappe fest und entfernen Sie sie vorsichtig

IPL-Funktion (Intense Pulsed Light – VIO-Overlay kann zur Pflege der VIO-Zone verwendet werden; Gesichts-/Finger-Overlay)

Die Haarentfernung erfolgt mit der IPL-Funktion. Die Impulsintensitätsstufe kann je nach Hautzustand, Hautfarbe und zu verwendendem Bereich aus drei Modi (empfindliche Haut, normale Haut, Hochleistungsmodus) ausgewählt werden.

DPL-Funktion (Dye Pulsed Light – DPL-Pflegepad)

Anwendung bei gebrochenen Kapillaren (Rötungen) und vergrößerten Poren (schrumpfende Poren); Reduzierung der Pigmentierung: DPL kann das Auftreten von Pigmentierungsproblemen wie Altersflecken, Sonnenflecken und Sommersprossen gezielt reduzieren. Es baut überschüssiges Melanin in der Haut ab und sorgt so für einen gleichmäßigeren und ausgeglicheneren Hautoberflächen. Hautstraffung: Die DPL-Technologie kann dabei helfen, die Haut zu straffen und zu straffen, indem sie die Produktion von Kollagen und Elastin stimuliert, was zur Verbesserung der Hautelastizität und zur Verringerung der Erschlaffung beiträgt. Hauterneuerung: DPL kann dabei helfen, die Produktion von Kollagen zu stimulieren, das für die Erhaltung jugendlicher und gesund aussehender Haut unerlässlich ist. Bekämpfung feiner Linien, Falten und einen ungleichmäßigen Hautoberflächen und sorgt für einen strahlenderen und erfrischteren Teint. Linderung von Rötungen und Rosacea: Die Lichtenergie von DPL kann dabei helfen, Rötungen, die mit Erkrankungen wie Rosacea einhergehen, zu beruhigen und zu reduzieren. Es wirkt auf die Blutgefäße, die für Rötungen verantwortlich sind, was mit der Zeit zu einem gleichmäßigeren Hautoberflächen und weniger Rötungen führt. Wie oft sollte DPL verwendet werden: nicht mehr als zweimal pro Woche.

NIR-Funktion (Near InfraRed – NIR Care Pad)

Straffung und Straffung der Haut: Die NIR-Technologie stimuliert die Produktion von Kollagen und Elastin und führt so zu einer verbesserten Elastizität und Festigkeit der Haut. Dies hilft, schlaffe Haut zu straffen, schlaffe Haut zu straffen und ein jüngeres Aussehen zu fördern. Faltenreduzierung: Durch die Verbesserung der Kollagensynthese kann NIR dazu beitragen, das Auftreten feiner Linien und Falten zu reduzieren. Die durch NIR erzeugte Wärme dringt tief in die Haut ein und stimuliert die Produktion neuer Kollagenfasern, was zu einer glatteren und jugendlicheren Haut führt. Hautverjüngung: Die NIR-Therapie kann die allgemeine Textur und den Ton der Haut verbessern. Es zielt auf Bereiche mit ungleichmäßiger Pigmentierung, Sonnenschäden und Altersflecken ab und sorgt für einen gleichmäßigeren und strahlenderen Teint.

Wie oft sollte NIR verwendet werden: nicht mehr als einmal täglich, jedoch nicht zusammen mit DPL.

Kontinuierlicher Blitzmodus

Es wird empfohlen, diesen Modus für große Flächen wie Beine und Arme zu verwenden.

Halten Sie die Blitztaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Dauerblitzmodus zu wechseln.

Verwenden Sie es, indem Sie es über Ihre Haut bewegen, ohne das Gerät von der Haut zu entfernen.

Der Dauerblitzmodus funktioniert so lange, wie das Gerät Kontakt mit der Haut hat.

Wenn sich das Gerät von Ihrer Haut löst, drücken Sie die Blitztaste erneut. Wenn Hautfarbe und Berührungssensor etwa 3 Sekunden lang nicht erkannt werden, hört das kontinuierliche Blinken auf.

Sicherheitsvorrichtungen

Hautfarbsensor (Hautfarbenserkennung)

Der Hautfarbsensor liest die Hautfarbe der Blitzfläche in 10 Stufen und passt die Blitzstärke automatisch an. Die Erkennung der Hautfarbe funktioniert bei Verwendung von Overlays nicht.

Berührungssensor

Wenn die Blitzleistung vollständig auf der Haut aufliegt, ist eine Auslösung möglich. Während die Statusleuchte blinkt.

Kühlfunktion

Die Kühlfläche befindet sich rund um den Blitzauslass. Kühlt die Haut während der Behandlung.

Automatische Abschaltfunktion

Wenn das Gerät eingeschaltet wird und 3 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Darüber hinaus wird der Strom nach 20 Minuten Nutzung automatisch ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten läuft der Lüfter noch ca. 30 Sekunden weiter.

Anwendungspunkte [siehe Seite 4, f8]

Platzieren Sie den Blitz nahe an der Haut und gleiten Sie sanft über die Haut.

- Entfernen Sie sich von der Haut
- HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass keine Lücken vorhanden sind.

Pflegebereiche (Punkte)

Haarentfernung (IPL) [siehe Seite 4, f9]

a. Achselhöhle / b. Brust / c. Arm / d. Arme und Finger / e. Bein / f. Gesicht / g. VIO-Zone

Hautpflege (GLP) [siehe Seite 4, f10]

a. Gesicht / b. Hals und Dekolleté

Verwendungsmethoden [siehe Seite 4, f10]

Haarentfernung (IPL), Hautpflege (DPL)

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Basis und eine Steckdose an.

2. Halten Sie die Power/Mode-Taste [siehe Seite 2, f1-a] etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Status-LED leuchtet auf und der Lüfter nimmt den Betrieb auf (im Standby-Modus), [siehe Seite 2, f2].

- Power/Mode-Taste
- Status-LED – an: im Standby-Modus / blinkend: Blitz verfügbar
- Power/Modus-Taste

3. Drücken Sie kurz die Power/Mode-Taste [siehe Seite 2, f1-a], um den Modus zu wechseln.

Sie können den Modus anhand der Farbe der Statusleuchte überprüfen. Die Blitzstärke erhöht sich in der Reihenfolge: Modus für empfindliche Haut → Normalmodus → Hochleistungsmodus.

4. Platzieren Sie die Blitzleistung auf Ihrer Haut (ohne Kappe) und drücken Sie dann kurz die Blitztaste [siehe Seite 2, f1-b], wenn die Status-LED zu blinken beginnt. Der Hautfarbsensor erkennt die Hautfarbe automatisch in 10 Stufen und passt die entsprechende Stufe/Diode an. Um den Dauermodus zu aktivieren, halten Sie die Blitztaste [siehe Seite 2, f1-b] etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Einzelblitz (Aufnahme) – Drücken Sie die Blitztaste einmal für eine bestimmte Position. Dann die Position ändern und „nochmals schießen“

Kontinuierlicher Blitz – bei der Pflege größerer Flächen wie Arme und Beine bewegen Sie das Gerät über die Haut. Der Dauerblitzmodus hält so lange an, wie der Kontakt mit der Haut besteht. Wenn Sie die Blinktaste [siehe Seite 2, f1-b] erneut kurz drücken oder etwa 3 Sekunden oder länger ohne Hautkontakt belassen, wird der Dauerblitzmodus ausgeschaltet.

5. Schalten Sie das Gerät nach dem Vorgang aus. Halten Sie die Power-Modus-Taste [siehe Seite 2, f1-a] etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Hängen Sie das Gerät an die Basis (das Gerät wechselt in den Standby-Modus). Die UV-Lampe schaltet sich automatisch für ca. 3 Minuten ein. Nach 20 Minuten Nutzung schaltet sich der Strom automatisch aus.

6. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter des Geräts gestoppt ist und ziehen Sie das Netzkabel von der Basis ab und Steckdose, Nachbehandlung:

- Nach der Pflege die Haut gründlich mit Feuchtigkeit versorgen.
- Wenn die Haut nach der Behandlung heiß ist, kühlen Sie sie mit einem Eisbeutel oder einem kalten Handtuch ab.
- Vermeiden Sie es, Ihre Haut nach der Pflege direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen und achten Sie darauf, dass Sie während der Pflege keinen Sonnenbrand bekommen.

- Entfernen Sie nach jeder Anwendung Talgflecken oder die dem Produkt beiliegende Kosmetikflüssigkeit zur Pflege.
- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie nach jedem Gebrauch den Blitzauslass und den Hautfahrsensor mit einem trockenen Tuch ab.

NIR-Licht-Pflege für Hals und Dekolleté (siehe Seite 4, f10)

Stellen Sie für den Halsbereich das Behandlungsfenster in eine horizontale Position und bewegen Sie das Gerät von oben nach unten. Stellen Sie für den Dekolletébereich das Behandlungsfenster in eine vertikale Position und bewegen Sie das Gerät von innen nach außen.

1. Pflegen Sie beide Seiten der Haut nacheinander von 1 bis 6, wobei Sie sich kontinuierlich bewegen und keine Lücken lassen.
2. Tragen Sie es auf der nackten Haut (nach dem Entfernen des Make-ups) im Gesicht auf.
3. Der Dauerblitzmodus kann im Gesicht verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, bei der Pflege der Haut um die Augen den Einzelbelichtungsmodus zu verwenden. Schließen Sie die Augen, wenn Sie Ihr Gesicht freilegen.
4. Nicht auf Augenbrauen, Augenlidern oder Lippen anwenden. Wenn ein Aufsatz angebracht ist, verwenden Sie ihn bei einer Belichtungsstufe, bei der Sie eine sanfte Wärme spüren können.
5. Wenn Sie das Gerät mit der Auflage verwenden, können Sie eine leichte Wärme spüren.
6. Nach der Behandlung die Haut gründlich mit Feuchtigkeit versorgen.

Warnungen

- Bitte entfernen Sie alle Metallaccessoires (Ohrringe, Ringe usw.) vor der Verwendung.
- Der Blitz ist sehr hell und kann Ihre Augen schädigen
- Richten Sie den Blitz nicht in Ihre Augen
- Schauen Sie nicht direkt auf den Blitzteil
- Bei Beschädigung oder Bruch nicht verwenden.
- Nicht mehr als zweimal am Tag auf derselben Fläche anwenden
- Längeres oder wiederholtes Blitzten an derselben Stelle kann zu Hautschäden führen
- Nicht mit blockiertem Lufteinlass/-auslass verwenden
- Lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten lang stehen, bevor Sie es erneut verwenden
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Kleidung, Haaren oder anderen Gegenständen
- Benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, überprüfen Sie vor der erneuten Verwendung die ordnungsgemäße Funktion
- Verwenden Sie keine anderen als die dafür vorgesehenen Stromkabel
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet
- Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände, Fremdkörper, Schmutz, Feuchtigkeit oder Staub am Hauptgerät, in Spalten, Lüftungsöffnungen usw. haften bleiben.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht
- Sollten das Gerät oder Zubehör einen unangenehmen Geruch oder Hitze abgeben, verwenden Sie es bitte nicht weiter
- Wenn eine Anomalie auftritt, schalten Sie sofort die Stromversorgung des Hauptgeräts aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
- Schlagen Sie das Gerät nicht gegen andere Gegenstände oder Gegenstände
- Wenn das Gerät herunterfällt oder beschädigt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und wickeln Sie es nicht auf
- Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Halten Sie beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose beide Seiten des Steckers fest.
- Achten Sie bei der Anwendung im Gesicht darauf, Make-up, Sonnenschutzmittel, Parfüm usw. zu entfernen und auf unbedeckter Haut anzuwenden.
- Vermeiden Sie die Anwendung direkt nach dem Sonnenbad. Nicht zusammen mit einem Peeling oder einer Pflegemaske verwenden.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, machen Sie sich bitte mit dem Gerät vertraut und verwenden Sie es kurzzeitig auf niedriger Stufe (Modus für empfindliche Haut). Selbst wenn Sie keine Schmerzen verspüren, steigert dies nicht die Kraft. Verwenden Sie das Gerät auf der richtigen Stufe und passen Sie die Stufe dann schrittweise an
- Achten Sie 24 Stunden nach der Behandlung darauf, den Behandlungsbereich keinem ultravioletten (UV) Licht auszusetzen. Sollten nach 24 Stunden immer noch Rötungen vorhanden sein, vermeiden Sie UV-Strahlung. Benutzen Sie während der Behandlung auch Sonnenschutzmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und entfernen Sie Haare und Schmutz.

Es ist verboten, das Gerät zu verwenden durch:

- Kinder
- Menstruierende, schwangere und stillende Frauen
- Menschen, die an Herzerkrankungen oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden
- Menschen, die an Epilepsie, Autoimmunerkrankungen und Lichtempfindlichkeit leiden
- Menschen mit Krebs, hämatopoetischen Störungen, Durchblutungsstörungen, schweren Entzündungssymptomen, abnormalem Blutdruck und Blutgerinnseln
- Menschen mit Hautanomalien wie Wunden, Ekzemen und Schwellungen, atopischer Dermatitis und Menschen mit sehr empfindlicher Haut.
- Personen, die eine dermatologische Behandlung von Akne oder anderen Hauterkrankungen in Anspruch nehmen
- Menschen mit subfebrilem oder fieberhaftem Zustand
- Menschen, die keine Temperatur oder äußere Reize spüren.
- Menschen mit körperlichen Behinderungen
- Menschen, die Medikamente einnehmen
- Menschen unter Alkoholeinfluss
- Personen mit nassen oder feuchten Händen

Es ist verboten, das Gerät in folgenden Bereichen zu verwenden:

- Lippen, Schambereich und Schleimhaut, gebräunte Haut, Augenbrauen, Haare, Augapfel, Augenlider, Augenpartie, Hals, Ohr, Brustwarze, Warzenhof, Nabelbereich, Tätowierung
- Bereiche, in denen Blutgefäße sichtbar sind, wie zum Beispiel die Hohlvene
- Narben, Melasma, Verfärbungen und Mutterernte
- Stellen nach ästhetisch-medizinischer Behandlung (ca. 2 Wochen nach der Operation)
- Nasse oder feuchte Haut

Lagerung:

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern
- Halten Sie das Gerät von Wasser, feuchten Orten, Dampf, staubigen Orten und direkter Sonneneinstrahlung fern
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien (Alkohol, Verdünner, Benzin, Nagellackentferner, Spray usw.) fern.
- Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen starke Funkwellen oder Magnetfelder erzeugt werden
- Halten Sie das Gerät von Heizgeräten fern

Reinigung

- Verwenden Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien. Nicht mit Wasser abspülen.
- Vermeiden Sie Hochdruckreinigung und Reinigung mit harten Gegenständen, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Desinfizieren Sie zwischen den Behandlungen verschiedener Gesichts- und Körperpartien die Spitzen mit Mitteln, die für Schönheitsgeräte vorgesehen sind

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - 4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tension nominale:	AC100-240V
Fréquence nominale :	50/60Hz
Consommation électrique nominale :	120W
Dimensions:	Dimensions ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (lorsque la poignée est pliée)
Balance:	Poids ~ 1240g
Cordon d'alimentation:	1,5 m
Câble de connexion de la poignée :	1,3 m
Minuteur:	Arrêt automatique après 20 minutes
Environnement d'utilisation :	Température 5°C - 35°C, humidité relative ≤75%
Matériau:	Boîtier principal : PC + ABS, silicone, alliage d'aluminium ; Fixations diverses : PC + ABS, aluminium, verre

Description des pièces - dispositif dans la base [voir page 2, f2]

- A. LED de niveau : le capteur de couleur de peau détecte 10 niveaux et ajuste automatiquement le niveau de puissance du flash. Toutes les LED sont toujours allumées lorsque l'appareil est placé sur la base.
 B. LED d'état - Vous pouvez vérifier quel mode est défini par la couleur de la LED. La LED est toujours allumée en mode veille. Lorsqu'il est placé sur la peau, il clignote.

Modes	Couleur de la lampe	Niveau de clignotement
Peau sensible	Bleu	Court
Peau normale	Blanc	Médiocre
Haute puissance	Orange	Grand

C. Bouton Alimentation/Mode ; Appui long : allumer/éteindre. Appui court : chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le mode change. Le mode peau sensible, le mode normal et le mode haute puissance peuvent être sélectionnés.

- d. Base
 E. Câble de connexion.

Description des pièces - appareil déconnecté de la base [voir page 2, f3]

- A. Sortie d'air
 B. Capteur tactile
 C. Surface de refroidissement
 D. Prise de flash
 E. Capteur de couleur de peau
 F. Bouton Flash - Appui court : flash unique. Appuyez longuement sur le bouton et maintenez-le enfoncé : clignote pendant environ 3 secondes.
 G. Entrée d'air

Description des pièces - support et câble [voir page 3, f5]

A. Lumière UV - Lorsque le cordon d'alimentation est branché sur la prise ou que l'appareil est suspendu, le support passe en mode veille et la lumière UV fonctionne automatiquement pendant environ 3 minutes. Lorsque la lumière UV fonctionne, tous les voyants de niveau clignotent lentement.

- B. Debout
 C. Câble d'alimentation
 D. Prise d'alimentation européenne

Accessoires [voir page 3, f6]

- A. Capuchon visage/doigt
 B. Superposition VIO
 C. Coussin de soin de la peau DPL
 d. Superposition NIR
 E. Lunettes de sécurité

Comment installer/supprimer la superposition [voir page 3, f7]

Le capuchon est de type magnétique.
 Installez le capuchon de manière à ce qu'il recouvre la surface de sortie du flash. Lors du débranchement, tenez les deux côtés du capuchon et retirez-le délicatement

Fonction IPL (Intense Pulsed Light - la superposition VIO peut être utilisée pour prendre soin de la zone VIO : superposition visage/doigt)

L'épilation est réalisée à l'aide de la fonction IPL. Le niveau d'intensité du pouls peut être sélectionné parmi trois modes (peau sensible, peau normale, mode haute puissance) en fonction de l'état de la peau, de la couleur et de la zone à traiter.

Fonction DPL (Dye Pulsed Light - DPL care pad)

Utiliser pour les capillaires brisés (rougeurs) et les pores dilatés (pores rétrécis) ; Réduction de la pigmentation : le DPL peut cibler et réduire l'apparence des problèmes de pigmentation tels que les taches de vieillesse, les taches solaires et les taches de rousseur. Il agit en décomposant l'excès de mélanine dans la peau, conduisant à un teint plus uniforme et équilibré. Raffermissement de la peau : la technologie DPL peut aider à raffermir et à raffermir la peau en stimulant la production de collagène et d'élastine, ce qui contribue à améliorer l'élasticité de la peau et à réduire le relâchement. Renouvellement de la peau : le DPL peut aider à stimuler la production de collagène, essentiel au maintien d'une peau jeune et d'apparence saine. Cible les ridules, les rides et le teint irrégulier, vous laissant un teint plus éclatant et rafraîchi. Soulagement des rougeurs et de la rosacée : l'énergie lumineuse DPL peut aider à calmer et à réduire les rougeurs associées à des affections telles que la rosacée. Il agit sur les vaisseaux sanguins responsables des rougeurs, conduisant à un teint plus uniforme et à une réduction des rougeurs au fil du temps.
 À quelle fréquence utiliser DPL : pas plus de deux fois par semaine.

Fonction NIR (Near InfraRed - NIR care pad)

Raffermissement et raffermissement de la peau : la technologie NIR stimule la production de collagène et d'élastine, conduisant à une amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau. Cela aide à resserrer la peau et à réduire le relâchement et à favoriser une apparence plus jeune. Réduction des rides : En améliorant la synthèse du collagène, le NIR peut aider à réduire l'apparence des rides et des ridules. La chaleur générée par NIR pénètre profondément dans la peau, stimulant la production de nouvelles fibres de collagène, ce qui donne une peau plus lisse et plus jeune. Rajeunissement de la peau : la thérapie NIR peut améliorer la texture globale et le tonus de la peau. Il cible les zones de pigmentation inégale, les dommages causés par le soleil et les taches de vieillesse, favorisant un teint plus uniforme et plus éclatant.

À quelle fréquence utiliser le NIR : pas plus d'une fois par jour, mais pas avec le DPL.

Mode flash continu

Il est recommandé d'utiliser ce mode pour les grandes surfaces telles que les jambes et les bras.

Maintenez le bouton flash enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode flash continu.

Utilisez-le en le déplaçant sur votre peau sans retirer l'appareil de votre peau.

Le mode flash continu continuera à fonctionner tant qu'il sera en contact avec la peau.

Si l'appareil s'éloigne de votre peau, appuyez à nouveau sur le bouton flash. Si la couleur de la peau et le capteur tactile ne sont pas détectés pendant environ 3 secondes, le clignotement continu s'arrêtera.

Des dispositifs de sécurité

Capteur de couleur de peau (reconnaissance de la couleur de la peau)

Le capteur de couleur de peau lit la couleur de peau de la surface du flash sur 10 niveaux et ajuste automatiquement le niveau du flash. La reconnaissance de la couleur de la peau ne fonctionne pas lors de l'utilisation de superpositions.

Détecteur tactile

Lorsque la puissance du flash est entièrement en contact avec la peau, il est possible de se déclencher. Pendant que le voyant d'état clignote.

Fonction de refroidissement

La surface de refroidissement est située autour de la sortie du flash. Rafraîchit la peau pendant le traitement.

Fonction de mise hors tension automatique

Lorsque l'appareil est allumé et qu'il n'y a aucune opération pendant 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. De plus, après 20 minutes d'utilisation, l'alimentation sera également automatiquement coupée. Le ventilateur fonctionnera pendant environ 30 secondes après la mise hors tension.

Points d'application [voir page 4, f8]

Placez la puissance du flash près de la peau et glissez doucement sur la peau.

- a. Éloignez-vous de la peau
 B. REMARQUE : Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace.

Zones de soins (points)

Épilation (IPL) [voir page 4, f9]

a. Aisselle / b. Poitrine / c. Bras / d. Bras et doigts / e. Jambe / f. Visage / g. Zone VIO

Soins de la peau (BPL) [voir page 4, f10]

a. Visage / b. Cou et décolleté

Modes d'utilisation [voir page 4, f10]

Épilation (IPL), soins de la peau (DPL)

1. Connectez le câble d'alimentation à la base et à une prise murale.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode [voir page 2, f1-a] pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil. La LED d'état s'allumera et le ventilateur se mettra en marche (en mode veille), [voir page 2, f2].
- A. LED de niveau
 B. LED d'état - allumée : en mode veille / clignotante : flash disponible
 C. Bouton d'alimentation/mode

3. Appuyez brièvement sur le bouton Alimentation/Mode [voir page 2, f1-a] pour changer de mode.
 Vous pouvez vérifier le mode par la couleur du voyant d'état. Le niveau du flash augmente dans l'ordre : mode peau sensible → mode normal → mode haute puissance.

4. Placez la puissance du flash sur votre peau (sans le capuchon), puis appuyez brièvement sur le bouton flash [voir page 2, f1-b] lorsque la LED d'état commence à clignoter. Le capteur de couleur de peau identifie automatiquement la couleur de la peau sur 10 niveaux et ajuste le niveau/diode approprié. Pour activer le mode continu, maintenez enfoncé le bouton flash [voir page 2, f1-b] pendant environ 3 secondes.

Flash unique (coup) - appuyez une fois sur le bouton du flash pour une position donnée. Puis changez de position et « tirez à nouveau »

Flash continu : lorsque vous prenez soin de surfaces plus larges, telles que les bras et les jambes, déplacez l'appareil sur la peau.

Le mode flash continu dure aussi longtemps qu'il est en contact avec la peau. Si vous appuyez à nouveau brièvement sur le bouton clignotant [voir page 2, f1-b] ou si vous le laissez sans contact avec la peau pendant environ 3 secondes ou plus, le mode flash continu s'éteindra.

5. Après la procédure, éteignez l'appareil - maintenez enfoncé le bouton d'alimentation/mode [voir page 2, f1-a] pendant environ 3 secondes. Accrochez l'appareil à la base (l'appareil passera en mode veille). La lampe UV s'allume automatiquement pendant environ 3 minutes. Après 20 minutes d'utilisation, l'alimentation s'éteindra automatiquement.

6. Assurez-vous que le ventilateur de l'appareil est arrêté et débranchez le câble d'alimentation de la base.

et prise de courant. Après soins :

- Après le soin, hydrater soigneusement la peau.
- Si la peau est chaude après le traitement, refroidissez-la avec un sac de glace ou une serviette froide.

- Après le soin, évitez d'exposer votre peau aux rayons directs du soleil et veillez à ne pas prendre de coup de soleil pendant le soin.
- Après chaque utilisation, éliminer les taches de sébum ou le fluide cosmétique fourni avec le produit à des fins d'entretien.
- Avant l'entretien, retirez la fiche de la prise.
- Après chaque utilisation, essuyez la sortie du flash et le capteur de couleur de peau avec un chiffon sec.

Soin NIR Lift pour le cou et le décolleté [voir page 4, f10]

Pour la zone du cou, placez la fenêtre de traitement en position horizontale et déplacez l'appareil de haut en bas. Pour la zone du décolleté, placez la fenêtre de traitement en position verticale et déplacez l'appareil de l'intérieur vers l'extérieur.

1. Prenez soin des deux côtés de la peau séquentiellement de 1 à 6, en vous déplaçant continuellement, sans laisser d'espace.
2. Utilisez sur la peau nue (après le démaquillage) de votre visage.
3. Le mode flash continu peut être utilisé sur le visage, mais il est recommandé d'utiliser le mode d'exposition unique pour prendre soin de la peau autour des yeux. Fermez les yeux lorsque vous exposez votre visage.
4. Ne pas utiliser sur les sourcils, les paupières ou les lèvres. Lorsqu'un accessoire est fixé, utilisez-le à un niveau d'exposition où vous pouvez ressentir une douce chaleur.
5. Lorsque vous utilisez l'appareil avec le revêtement, vous pouvez ressentir une légère chaleur.
6. Après le traitement, hydratez soigneusement la peau.

Avertissements

- Veuillez retirer tous les accessoires métalliques (boucles d'oreilles, bagues... ect) avant utilisation.
- Le flash est très lumineux et peut endommager vos yeux
- Ne dirigez pas le flash vers vos yeux
- Ne regardez pas directement la partie flash
- Ne pas utiliser s'il est endommagé ou cassé.
- Ne pas utiliser de manière répétée sur la même zone plus de deux fois par jour
- Des flashes prolongés ou répétés au même endroit peuvent provoquer des lésions cutanées.
- Ne pas utiliser avec une entrée/sortie d'air bloquée.
- Laissez l'appareil pendant 15 minutes ou plus avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas l'appareil sur des vêtements, des cheveux ou d'autres objets
- Utilisez l'appareil à des températures comprises entre 5°C et 35°C
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne correctement avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas de câbles d'alimentation autres que ceux dédiés
- Ne laissez pas l'appareil allumé
- Ne laissez pas de petits objets, corps étrangers, saletés, humidité ou poussière adhérer à l'unité principale, aux interstices, aux trous de ventilation, etc.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Si l'appareil ou les accessoires dégagent une odeur ou une chaleur désagréable, veuillez cesser de les utiliser.
- En cas d'anomalie, coupez immédiatement l'alimentation de l'unité principale et retirez la fiche de la prise.
- Ne frappez pas l'appareil contre d'autres objets ou choses
- Si l'appareil tombe ou est endommagé, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil.
- Ne tirez pas et n'entourez pas le cordon d'alimentation
- Coupez toujours l'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Lorsque vous retirez la fiche de la prise, tenez les deux côtés de la fiche.
- Lors de l'utilisation sur le visage, assurez-vous de retirer tout maquillage, crème solaire, parfum, etc. et utilisez-le sur la peau exposée.
- Évitez de l'utiliser immédiatement après un bain de soleil. Ne pas utiliser avec un masque peeling ou soin.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, veuillez vous familiariser avec l'appareil, utilisez-le pendant une courte période à faible niveau (mode peau sensible). Même si vous ne ressentez pas de douleur, cela n'augmente pas la force et utilisez l'appareil au niveau approprié, puis ajustez progressivement le niveau.
- Pendant 24 heures après le traitement, veillez à ne pas exposer la zone de traitement à la lumière ultraviolette (UV). Si la rougeur persiste après 24 heures, évitez les rayons UV. Utilisez également un écran solaire pendant le traitement.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et enlevez les poils et la saleté.

Il est interdit d'utiliser l'appareil par :

- Enfants
- Femmes menstruées, enceintes et allaitantes
- Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou d'autres maladies cardiovasculaires
- Personnes souffrant d'épilepsie, de maladies auto-immunes et de photosensibilité
- Personnes atteintes de cancer, de troubles hématopoïétiques, de troubles circulatoires, de symptômes inflammatoires sévères, de tension artérielle anormale, de caillots sanguins
- Les personnes présentant des anomalies cutanées telles que des plaies, de l'eczéma et des gonflements, une dermatite atopique et les personnes ayant une peau très sensible.
- Les personnes qui utilisent un traitement dermatologique contre l'acné ou d'autres affections cutanées.
- Personnes souffrant d'un état subfébrile ou fiévreux
- Les personnes qui ne ressentent pas la température ou les stimuli externes.
- Personnes handicapées physiques
- Les personnes prenant des médicaments
- Personnes sous l'influence de l'alcool
- Personnes ayant les mains mouillées ou humides

Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones telles que :

- Lèvres, zone pubienne et muqueuses, peau bronzée, sourcils, cheveux, globe oculaire, paupières, contour des yeux, gorge, oreille, mamelon, aréole, zone du nombril, tatouage
- Zones où les vaisseaux sanguins sont visibles, comme la veine cave
- Cicatrices, mélasma, décoloration et taches de naissance
- Places après traitement de médecine esthétique (environ 2 semaines après l'intervention chirurgicale)
- Peau mouillée ou humide

Stockage :

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, des endroits humides, de la vapeur, des endroits poussiéreux, exposé à la lumière directe du soleil.
- Tenir l'appareil éloigné des matières inflammables (alcool, diluant, essence, dissolvant pour vernis à ongles, spray, etc.)
- Gardez l'appareil éloigné des endroits où de fortes ondes radio ou des champs magnétiques sont générés.
- Gardez l'appareil éloigné des appareils de chauffage

Nettoyage

- Pour l'entretien quotidien, utilisez un détergent neutre et un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants organiques ou d'autres produits chimiques. Ne pas rincer à l'eau.
- Évitez le lavage à haute pression et le nettoyage avec des objets durs qui pourraient rayer sa surface.
- Entre les soins sur différentes parties du visage et du corps, désinfecter les embouts à l'aide d'agents destinés aux appareils de beauté

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f4] :

- www.beautifyeu.com
- www.youtube.com/beautifyeu

Tensión nominal:	CA100-240V
Frecuencia nominal:	50/60Hz
Consumo de energía nominal:	120W
Dimensiones:	Dimensiones ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (cuando el mango está plegado)
Libra:	Peso ~ 1240 g
Cable de alimentación:	1,5 m
Cable de conexión del mango:	1,3 metros
Temporizador:	Apagado automático después de 20 minutos.
Entorno de uso:	Temperatura 5°C - 35°C, humedad relativa ≤75%
Material:	Caja principal: PC + ABS, silicona, aleación de aluminio; Varios accesorios: PC + ABS, aluminio, vidrio

Descripción de piezas - dispositivo en la base [ver página 2, f2]

A. LED de nivel: el sensor de color de piel detecta 10 niveles y ajusta automáticamente el nivel de potencia del flash. Todos los LED están siempre encendidos cuando el dispositivo se coloca en la base.

B. LED de estado: puede comprobar qué modo está configurado mediante el color del LED. El LED siempre está encendido en modo de espera. Cuando se coloca sobre la piel, parpadeará.

Modos	Color de la lámpara	Nivel de parpadeo
Piel sensible	Azul	Corto
Piel normal	Blanco	Mediocre
Alto Voltaje	Naranja	Alto

C. Botón de encendido/modo; Pulsación larga: encendido/apagado. Pulsación corta: cada vez que se pulsa el botón, se cambia el modo. Se puede seleccionar el modo de piel sensible, el modo normal y el modo de alta potencia.

D. Base

E. Cable de conexión.

Descripción de piezas: dispositivo desconectado de la base [ver página 2, f3]

A. Salida de aire

B. Sensor táctil

C. Superficie de enfriamiento

D. Salida de flash

E. Sensor de color de piel

F. Botón Flash - Pulsación corta: flash único. Mantenga pulsado el botón: parpadea durante unos 3 segundos.

G. Entrada de aire

Descripción de las piezas: soporte y cable [consulte la página 3, f5]

a. Luz UV: cuando el cable de alimentación está enchufado al enchufe o el dispositivo está suspendido, el soporte entra en modo de espera y la luz UV funciona automáticamente durante aproximadamente 3 minutos. Cuando la luz ultravioleta está funcionando, todas las luces de nivel parpadean lentamente.

B. Stand

C. Cable de alimentación

D. Enchufe de alimentación de la UE

Accesorios [ver página 3, f6]

a. Tapa para la cara/dedo

B. Superposición VIO

C. Almohadilla para el cuidado de la piel DPL

D. Superposición NIR

E. Gafas de seguridad

Cómo instalar/quitar la superposición [consulte la página 3, f7]

La tapa es de tipo magnético.

Instale la tapa de modo que cubra la superficie de salida del flash. Al desconectar, sostenga ambos lados de la tapa y retírela con cuidado.

Función IPL (luz pulsada intensa: la superposición VIO se puede utilizar para cuidar la zona VIO; superposición de cara/dedo)

La depilación se realiza mediante la función IPL. El nivel de intensidad del pulso se puede seleccionar entre tres modos (piel sensible, piel normal, modo de alta potencia) según la condición de la piel, el color y la zona a utilizar.

Función DPL (luz pulsada de tinte - almohadilla de cuidado DPL)

Úselo para capilares rotos (enrojecimiento) y poros dilatados (poros reducidos); Reducción de la pigmentación: DPL puede atacar y reducir la aparición de problemas de pigmentación, como manchas de la edad, manchas solares y pecas. Actúa descomponiendo el exceso de melanina en la piel, lo que da como resultado un tono de piel más uniforme y equilibrado. Reafirmante de la piel: la tecnología DPL puede ayudar a reafirmar y tensar la piel estimulando la producción de colágeno y elastina, lo que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y reducir la flacidez. Renovación de la piel: DPL puede ayudar a estimular la producción de colágeno, que es esencial para mantener una piel joven y de aspecto saludable. Trata las líneas finas, las arrugas y el tono desigual de la piel, dejándole con un cutis más radiante y fresco. Alivio del enrojecimiento y la rosacea: la energía luminosa DPL puede ayudar a calmar y reducir el enrojecimiento asociado con afecciones como la rosacea. Actúa sobre los vasos sanguíneos responsables del enrojecimiento, lo que da como resultado un tono de piel más uniforme y una reducción del enrojecimiento con el tiempo.

Con qué frecuencia utilizar DPL: no más de dos veces por semana.

Función NIR (infrarojo cercano - almohadilla de cuidado NIR)

Reafirmante y reafirmante de la piel: la tecnología NIR estimula la producción de colágeno y elastina, lo que mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Esto ayuda a tensar la piel flácida, reducir la flacidez y promover una piel más joven. Reducción de arrugas: al mejorar la síntesis de colágeno, NIR puede ayudar a reducir la aparición de líneas finas y arrugas. El calor generado por NIR penetra profundamente en la piel, estimulando la producción de nuevas fibras de colágeno, dando como resultado una piel más suave y juvenil.

Rejuvenecimiento de la piel: la terapia NIR puede mejorar la textura y el tono general de la piel. Se dirige a áreas de pigmentación desigual, daño solar y manchas de la edad, promoviendo una tez más uniforme y radiante.

Con qué frecuencia utilizar NIR: no más de una vez al día, pero no junto con DPL.

Modo de flash continuo

Se recomienda utilizar este modo para superficies grandes como piernas y brazos.

Mantenga presionado el botón de flash durante aproximadamente 3 segundos para cambiar al modo de flash continuo.

Úselo moviéndolo por su piel sin quitar el dispositivo de su piel.

El modo de flash continuo seguirá funcionando mientras esté en contacto con la piel.

Si el dispositivo se desprende de su piel, presione el botón de flash nuevamente. Si no se detectan el color de la piel ni el sensor táctil durante aproximadamente 3 segundos, se detendrá el parpadeo continuo.

Características de seguridad

Sensor de color de piel (reconocimiento del color de piel)

El sensor de color de piel lee el color de piel de la superficie del flash en 10 niveles y ajusta automáticamente el nivel del flash. El reconocimiento del color de la piel no funciona cuando se utilizan superposiciones.

Sensor táctil

Cuando la potencia del flash está completamente en contacto con la piel, es posible disparar. Mientras la luz de estado parpadea.

Función de enfriamiento

La superficie de enfriamiento está ubicada alrededor de la salida del flash. Refresca la piel durante el tratamiento.

Función de apagado automático

Cuando se enciende la alimentación y no se realiza ninguna operación durante 3 minutos, la alimentación se apagará automáticamente. Además, después de 20 minutos de uso, la alimentación también se apagará automáticamente. El ventilador funcionará durante aproximadamente 30 segundos después de que se apague la alimentación.

Puntos de aplicación [ver página 4, f8]

Coloque la salida del flash cerca de la piel y deslicela suavemente sobre la piel.

a. Aléjese de la piel

B. NOTA: Asegúrese de que no queden espacios.

Áreas de atención (puntos)

Depilación (IPL) [ver página 4, f9]

a. Axila / b. Pecho / c. Brazo / d. Brazos y dedos / e. Pierna / f. Cara / g. Zona VIO

Cuidado de la piel (BPL) [ver página 4, f10]

a. Cara / b. Cuello y escote

Métodos de uso [ver página 4, f10]

Depilación (IPL), cuidado de la piel (DPL)

1. Conecte el cable de alimentación a la base y a un tomacorriente de pared.

2. Mantenga presionado el botón Encendido/Modo [consulte la página 2, f1-a] durante aproximadamente 3 segundos para encender el dispositivo. El LED de estado se iluminará y el ventilador comenzará a funcionar (en modo de espera). [consulte la página 2, f2];

A. LED de nivel

b. LED de estado: encendido: en modo de espera / parpadeando: flash disponible

C. Botón de encendido/modo

3. Presione brevemente el botón Encendido/Modo [consulte la página 2, f1-a] para cambiar de modo.

Puede comprobar el modo mediante el color de la luz de estado. El nivel del flash aumenta en el orden: modo piel sensible → modo normal → modo alta potencia.

4. Coloque la salida del flash sobre su piel (sin la tapa). Luego presione brevemente el botón del flash [consulte la página 2, f1-b] cuando el LED de estado comience a parpadear. El sensor de color de piel identifica automáticamente el color de la piel en 10 niveles y ajusta el nivel/diódodo apropiado. Para activar el modo continuo, mantenga presionado el botón de flash [consulte la página 2, f1-b] durante aproximadamente 3 segundos.

Flash único (disparo): presione el botón de flash una vez para una posición determinada. Luego cambia de posición y "dispara de nuevo"

Flash continuo: cuando cuide superficies más amplias, como brazos y piernas, mueva el dispositivo sobre la piel.

El modo flash continuo dura mientras esté en contacto con la piel. Si presiona brevemente el botón parpadeante [consulte la página 2, f1-b] nuevamente o lo deja sin contacto con la piel durante aproximadamente 3 segundos o más, el modo de flash continuo se apagará.

5. Después del procedimiento, apague el dispositivo: presione y mantenga presionado el botón de encendido/modo [consulte la página 2, f1-a] durante aproximadamente 3 segundos. Cuelgue el dispositivo en la base (el dispositivo entrará en modo de espera). La lámpara UV se enciende automáticamente durante aproximadamente 3 minutos. Después de 20 minutos de uso, la alimentación se apagará automáticamente.

6. Asegúrate de que el ventilador del dispositivo se haya detenido y desconecta el cable de alimentación de la base.

y toma de corriente. Cuidados posteriores:

• Después del cuidado, hidratar bien la piel.

• Si la piel está caliente después del tratamiento, enfríela con una bolsa de hielo o una toalla fría.

- Después del cuidado, evite exponer su piel a la luz solar directa y tenga cuidado de no quemarse durante el cuidado.
- Después de cada uso, elimine las manchas de sebo o el fluido cosmético incluido con el producto para su mantenimiento.
- Antes del mantenimiento, retire el enchufe de la toma.
- Después de cada uso, limpie la salida del flash y el sensor de color de piel con un paño seco.

NIR Lift Care para cuello y escote [ver página 4, f10]

Para la zona del cuello, coloque la ventana de tratamiento en posición horizontal y mueva el dispositivo de arriba a abajo. Para la zona del escote, coloque la ventana de tratamiento en posición vertical y mueva el dispositivo desde el interior hacia el exterior.

1. Cuidar ambos lados de la piel de forma secuencial del 1 al 6, moviéndose continuamente, sin dejar espacios.
2. Úselo sobre la piel desnuda (después de quitarse el maquillaje) del rostro.
3. El modo de flash continuo se puede utilizar en la cara, pero se recomienda utilizar el modo de exposición única al cuidar la piel alrededor de los ojos. Cierra los ojos al exponer tu cara.
4. No utilizar en cejas, párpados o labios. Cuando tenga instalado un accesorio, utilícelo a un nivel de exposición en el que pueda sentir una suave calidez.
5. Al utilizar el dispositivo con la superposición, es posible que sienta un ligero calor.
6. Después del tratamiento, hidratar bien la piel.

Advertencias

- Retire cualquier accesorio metálico (pendientes, anillos... etc.) antes de usarlo.
- El flash es muy brillante y puede dañar sus ojos.
- No dirija el flash hacia sus ojos
- No mire directamente a la parte del flash.
- No lo utilice si está dañado o roto.
- No lo use repetidamente en la misma área más de dos veces en un día.
- Los destellos prolongados o repetidos en el mismo lugar pueden causar daños en la piel
- No lo use con la entrada/salida de aire bloqueada.
- Deje el dispositivo durante 15 minutos o más antes de usarlo nuevamente
- No utilice el dispositivo sobre ropa, cabello u otros objetos.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre 5°C y 35°C
- Si el dispositivo no se ha utilizado durante mucho tiempo, compruebe que funciona correctamente antes de volver a utilizarlo.
- No utilice cables de alimentación distintos a los dedicados.
- No dejes el dispositivo encendido
- No permita que objetos pequeños, objetos extraños, suciedad, humedad o polvo se adhieran a la unidad principal, huecos, orificios de ventilación, etc.
- No desmonte, repare ni modifique el dispositivo
- Si el dispositivo o los accesorios emiten un olor o calor desagradable, deje de usarlos
- Si ocurre alguna anomalía, apague inmediatamente la alimentación de la unidad principal y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- No golpee el dispositivo contra otros objetos o cosas
- Si el dispositivo se cae o se daña, apáguelo y desenchúfelo.
- No tire ni enrolle el cable de alimentación.
- Siempre apague la alimentación y desenchúfelo cuando no esté utilizando el dispositivo.
- Al retirar el enchufe del tomacorriente, sostenga ambos lados del enchufe.
- Cuando lo use en la cara, asegúrese de quitar el maquillaje, protector solar, perfume, etc. y úselo en la piel expuesta.
- Evite su uso inmediatamente después de tomar el sol. No utilice junto con una mascarilla exfoliante o de cuidado.
- Cuando utilice el dispositivo por primera vez, familiarícese con él, úselo durante un breve periodo de tiempo a un nivel bajo (modo de piel sensible). Incluso si no siente dolor, no aumente la fuerza y use el dispositivo al nivel apropiado. Luego ajuste gradualmente el nivel.
- Durante las 24 horas posteriores al tratamiento, tenga cuidado de no exponer el área de tratamiento a la luz ultravioleta (UV). Si el enrojecimiento persiste después de 24 horas, evite la radiación ultravioleta. Utilice también protector solar durante el tratamiento.
- Después de cada uso, limpie el dispositivo y elimine pelos y suciedad.

Está prohibido utilizar el dispositivo por:

- Niños
- Mujeres que menstrúan, están embarazadas y amamantan.
- Personas que padecen enfermedades cardíacas u otras afecciones cardiovasculares.
- Personas que padecen epilepsia, enfermedades autoinmunes y fotosensibilidad.
- Personas con cáncer, trastornos hematopoyéticos, trastornos circulatorios, síntomas inflamatorios graves, presión arterial anormal, coágulos sanguíneos.
- Personas con anomalías de la piel como heridas, eccemas e hinchazón, dermatitis atópica y personas con piel muy sensible.
- Personas que utilizan tratamientos dermatológicos para el acné u otras dolencias de la piel.
- Personas con condición subfebril o febril
- Personas que no sienten temperatura ni estímulos externos.
- Personas con discapacidad física
- Personas que toman medicamentos
- Personas bajo la influencia del alcohol.
- Personas con las manos mojadas o húmedas

Está prohibido utilizar el dispositivo en áreas como:

- Labios, zona púbica y mucosas, piel bronceada, cejas, cabello, globo ocular, párpados, zona de los ojos, garganta, oreja, pezón, areola, zona del ombligo, tatuajes.
- Áreas donde los vasos sanguíneos son visibles, como la vena cava
- Cicatrices, melasma, decoloración y marcas de nacimiento.
- Lugares después del tratamiento de medicina estética (aproximadamente 2 semanas después de la cirugía)
- Piel mojada o húmeda

Almacenamiento:

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, lugares húmedos, vapor, lugares polvorientos y expuesto a la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables (alcohol, disolvente, gasolina, quitaesmalte, spray, etc.)
- Mantenga el dispositivo alejado de lugares donde se generen fuertes ondas de radio o campos magnéticos.
- Mantenga el dispositivo alejado de dispositivos de calefacción.

Limpieza

- Para el mantenimiento diario utilice detergente neutro y un paño suave. No limpie el dispositivo con disolventes orgánicos u otros productos químicos. No enjuague con agua.
- Evite el lavado a alta presión y la limpieza con objetos duros que puedan rayar su superficie.
- Entre tratamientos en diferentes partes del rostro y del cuerpo, desinfecte las puntas utilizando agentes destinados a dispositivos de belleza.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f4]:

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tensão nominal:	AC100-240V
Frequência nominal:	50/60Hz
Consumo de energia nominal:	120W
Dimensões:	Dimensões – 325 mm x 82 mm x 101 mm (quando a alça está dobrada)
Libra:	Peso ~ 1240g
Cabo de alimentação:	1,5m
Lidar com cabo de conexão:	1,3m
Cronômetro:	Desligamento automático após 20 minutos
Ambiente de uso:	Temperatura 5°C - 35°C, umidade relativa ≤75%
Materiais:	Caixa principal: PC + ABS, silicone, Liga de alumínio; Vários acessórios: PC + ABS, alumínio, vidro

Descrição das peças - dispositivo na base [ver página 2, f2]

- LEDs de nível - O sensor de cor da pele detecta 10 níveis e ajusta automaticamente o nível de potência do flash. Todos os LEDs ficam sempre acesos quando o dispositivo é colocado na base.
- LED de status - Você pode verificar qual modo está definido pela cor do LED. O LED está sempre aceso no modo de espera. Quando for colocado na pele, ele piscará.

Modos	Cor da lâmpada	Nível de piscada
Pele sensível	Azul	Curto
Pele normal	Branco	Mediocre
Alto poder	Laranja	Alto

- Botão Ligar/Modo; Pressão longa: ligar/desligar. Toque curto: Cada vez que o botão é pressionado, o modo é alterado. O modo de pele sensível, o modo normal e o modo de alta potência podem ser selecionados.
- Base
- Cabo de conexão.

Descrição das peças - dispositivo desconectado da base [ver página 2, f3]

- Saída de ar
- Sensor de toque
- Superfície de resfriamento
- Saída de flash
- Sensor de cor da pele
- Botão Flash - Pressão curta: flash único. Pressione e segure o botão: pisca por cerca de 3 segundos.
- Entrada de ar

Descrição das peças - suporte e cabo [ver página 3, f5]

- Luz UV - Quando o cabo de alimentação é conectado na tomada ou o dispositivo é suspenso, o suporte entra no modo de espera e a luz UV funciona automaticamente por cerca de 3 minutos. Quando a luz UV está funcionando, todas as luzes de nível piscam lentamente.
- Fique de pé
- Cabo de alimentação
- Plugue de alimentação da UE

Acessórios [ver página 3, f6]

- Capa facial/dedo
- Sobreposição VIO
- Almofada para cuidados com a pele DPL
- Sobreposição NIR
- Ocúlos de segurança

Como instalar/remover a sobreposição [ver página 3, f7]

- A tampa é do tipo magnética.
- Instale a tampa de forma que cubra a superfície de saída do flash. Ao desconectar, segure ambos os lados da tampa e remova-a com cuidado

Função IPL (Luz Intensa Pulsada) - sobreposição VIO pode ser usada para cuidar da zona VIO; sobreposição de rosto/dedos)

A depilação é realizada usando a função IPL. O nível de intensidade do pulso pode ser selecionado entre três modos (pele sensível, pele normal, modo de alta potência) de acordo com a condição da pele, cor e área a ser usada.

Função DPL (Dye Pulsed Light - almofada de cuidado DPL)

Use para capilares rompidos (vermelhidão) e poros dilatados (diminuição dos poros); Redução de Pigmentação: O DPL pode direcionar e reduzir o aparecimento de problemas de pigmentação, como manchas senis, manchas solares e sardas. Atua quebrando o excesso de melanina da pele, proporcionando um tom de pele mais uniforme e equilibrado. Firmeza da pele: A tecnologia DPL pode ajudar a firmar e firmar a pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, o que ajuda a melhorar a elasticidade da pele e reduzir a flacidez. Renovação da pele: O DPL pode ajudar a estimular a produção de colágeno, essencial para manter a pele jovem e saudável. Combate as linhas finas, as rugas e o tom de pele irregular, deixando-a com uma tez mais radiante e refrescada. Alívio da vermelhidão e rosácea: A energia luminosa DPL pode ajudar a acalmar e reduzir a vermelhidão associada a doenças como a rosácea. Atua nos vasos sanguíneos responsáveis pela vermelhidão, levando a um tom de pele mais uniforme e reduzindo a vermelhidão ao longo do tempo. Frequência de uso do DPL: não mais que duas vezes por semana.

Função NIR (Near InfraRed - NIR care pad)

Firmeza e firmeza da pele: A tecnologia NIR estimula a produção de colágeno e elastina, melhorando a elasticidade e firmeza da pele. Isso ajuda a firmar a pele flácida, reduzir a flacidez e promover uma aparência mais jovem. Redução de rugas: Ao melhorar a síntese de colágeno, o NIR pode ajudar a reduzir a aparência de linhas finas e rugas. O calor gerado pelo NIR penetra profundamente na pele, estimulando a produção de novas fibras de colágeno, resultando em uma pele mais lisa e jovem. Rejuvenescimento da pele: A terapia NIR pode melhorar a textura geral e o tom da pele. Tem como alvo áreas de pigmentação irregular, danos causados pelo sol e manchas da idade, promovendo uma tez mais uniforme e radiante. Frequência de uso do NIR: não mais do que uma vez por dia, mas não junto com o DPL.

Modo flash contínuo

Recomenda-se usar este modo para grandes superfícies, como pernas e braços.

Segure o botão do flash por cerca de 3 segundos para mudar para o modo de flash contínuo.

Use-o movendo-o pela pele sem remover o dispositivo da pele.

O modo de flash contínuo continuará a funcionar enquanto estiver em contato com a pele.

Se o dispositivo se afastar da sua pele, pressione o botão flash novamente. Se a cor da pele e o sensor de toque não forem detectados durante aproximadamente 3 segundos, a intermitência contínua irá parar.

Características de segurança

Sensor de cor da pele (reconhecimento da cor da pele)

O sensor de cor da pele lê a cor da superfície do flash em 10 níveis e ajusta automaticamente o nível do flash. O reconhecimento da cor da pele não funciona ao usar sobreposições.

Sensor de toque

Quando a saída do flash está totalmente em contato com a pele, é possível disparar. Enquanto a luz de status estiver piscando,

Função de resfriamento

A superfície de resfriamento está localizada ao redor da saída do flash. Refresca a pele durante o tratamento.

Função de desligamento automático

Quando a alimentação for ligada e não houver operação por 3 minutos, a alimentação será desligada automaticamente. Além disso, após 20 minutos de uso, a energia também será desligada automaticamente. O ventilador funcionará por aproximadamente 30 segundos após a energia ser desligada.

Pontos de aplicação [ver página 4, f8]

Coloque a saída do flash perto da pele e deslize suavemente sobre a pele.

a. Afaste-se da pele

b. NOTA: Certifique-se de que não haja lacunas.

Áreas de cuidado (pontos)

Depilação (IPL) [ver página 4, f9]

a. Axila / b. Peito / c. Braço / d. Braços e dedos / e. Perna / f. Rosto / g. Zona VIO

Cuidados com a pele (BPL) [ver página 4, f10]

a. Rosto / b. Pescoço e decote

Métodos de uso [ver página 4, f10]

Depilação (IPL), cuidados com a pele (DPL)

1. Conecte o cabo de alimentação à base e a uma tomada de parede.

2. Pressione e segure o botão Power/Mode [consulte a página 2, f1-a] por cerca de 3 segundos para ligar o dispositivo. O LED de status acenderá e o ventilador começará a funcionar (em modo de espera). [ver página 2, f2].

a. LEDs de nível

b. LED de status - aceso: em modo de espera / piscando: flash disponível

c. Botão Liga/Desliga/Modo

3. Pressione brevemente o botão Power/Mode [consulte a página 2, f1-a] para alternar o modo.

Você pode verificar o modo pela cor da luz de status. O nível do flash aumenta na ordem: modo de pele sensível → modo normal → modo de alta potência.

4. Coloque a saída do flash sobre a pele (sem a tampa) e pressione brevemente o botão do flash [consulte a página 2, f1-b] quando o LED de status começar a piscar. O sensor de cor da pele identifica automaticamente a cor da pele em 10 níveis e ajusta o nível/diodo apropriado. Para ativar o modo contínuo, pressione e segure o botão flash [consulte a página 2, f1-b] por cerca de 3 segundos.

Flash único (disparo) - pressione o botão do flash uma vez para uma determinada posição. Em seguida, mude de posição e "atire novamente"

Flash contínuo – ao cuidar de superfícies mais largas, como braços e pernas, mova o aparelho sobre a pele.

O modo de flash contínuo dura enquanto estiver em contato com a pele. Se você pressionar brevemente o botão piscante [consulte a página 2, f1-b] novamente ou deixá-lo sem contato com a pele por aproximadamente 3 segundos ou mais, o modo de flash contínuo será desativado.

5. Após o procedimento, desligue o dispositivo - pressione e segure o botão liga/desliga/modo [consulte a página 2, f1-a] por cerca de 3 segundos. Pendure o dispositivo na base (o dispositivo entrará no modo de espera). A lâmpada UV liga automaticamente por aproximadamente 3 minutos. Após 20 minutos de uso, a energia será desligada automaticamente.

6. Certifique-se de que a ventoinha do dispositivo esteja parada e desconecte o cabo de alimentação da base

e tomada elétrica. Após os cuidados:

- Após os cuidados, hidrate bem a pele.
- Se a pele ficar quente após o tratamento, resfrie-a com uma bolsa de gelo ou uma toalha fria.
- Após os cuidados, evite expor a pele à luz solar direta e tome cuidado para não sofrer queimaduras solares durante os cuidados.
- Após cada utilização, remova manchas de sebo ou do fluido cosmético que acompanha o produto para fins de manutenção.
- Antes da manutenção, retire o plugue da tomada.

- Após cada utilização, limpe a saída do flash e o sensor de cor da pele com um pano seco.

NIR Lift Care para pescoço e decote [ver página 4, f10]

Para a área do pescoço, coloque a janela de tratamento na posição horizontal e mova o dispositivo de cima para baixo. Para a zona do decote, coloque a janela de tratamento na posição vertical e mova o dispositivo de dentro para fora.

1. Cuide de ambos os lados da pele sequencialmente de 1 a 6, movendo-se continuamente, sem deixar lacunas.
2. Use na pele nua (após remover a maquiagem) do rosto.
3. O modo de flash contínuo pode ser usado no rosto, mas é recomendado usar o modo de exposição única ao cuidar da pele ao redor dos olhos. Feche os olhos ao expor seu rosto.
4. Não use nas sobrancelhas, pálpebras ou lábios. Quando um acessório estiver conectado, use-o em um nível de exposição onde você possa sentir um calor suave.
5. Ao usar o dispositivo com o overlay, você poderá sentir um leve calor.
6. Após o tratamento, hidrate bem a pele.

Avisos

- Remova todos os acessórios de metal (brincos, anéis, etc.) antes de usar.
- O flash é muito brilhante e pode causar danos aos olhos
- Não direcione o flash para seus olhos
- Não olhe diretamente para a parte do flash
- Não use se estiver danificado ou quebrado.
- Não use repetidamente na mesma área mais de duas vezes em um dia
- Flashes prolongados ou repetidos no mesmo local podem causar danos à pele
- Não use com entrada/saída de ar bloqueada
- Deixe o dispositivo por 15 minutos ou mais antes de usá-lo novamente
- Não use o dispositivo em roupas, cabelos ou outros objetos
- Use o dispositivo em temperaturas entre 5°C e 35°C
- Se o dispositivo não for usado por um longo período, verifique se ele está funcionando corretamente antes de usá-lo novamente
- Não use cabos de alimentação que não sejam os dedicados
- Não deixe o dispositivo ligado
- Não permita que itens pequenos, objetos estranhos, sujeira, umidade ou poeira grudem na unidade principal, nas aberturas, nos orifícios de ventilação, etc.
- Não desmonte, repare ou modifique o dispositivo
- Se o dispositivo ou acessórios emitirem odor ou calor desagradável, pare de usá-los
- Se ocorrer alguma anormalidade, desligue imediatamente a unidade principal e remova o plugue da tomada
- Não bata o dispositivo contra outros objetos ou coisas
- Se o dispositivo cair ou for danificado, desligue a energia e desconecte o dispositivo
- Não puxe ou enrolle o cabo de alimentação
- Sempre desligue a energia e desconecte o plugue de alimentação quando não estiver usando o dispositivo.
- Ao retirar a ficha da tomada, segure ambos os lados da ficha.
- Ao usar no rosto, certifique-se de remover qualquer maquiagem, protetor solar, perfume, etc. e use na pele exposta.
- Evite usar imediatamente após o banho de sol. Não use junto com máscara peeling ou de cuidado.
- Ao usar o dispositivo pela primeira vez, familiarize-se com o dispositivo, use-o por um curto período de tempo em nível baixo (modo de pele sensível). Mesmo que você não sinta dor, não aumente a força e use o aparelho no nível adequado, então ajuste gradativamente o nível
- Durante 24 horas após o tratamento, tome cuidado para não expor a área de tratamento à luz ultravioleta (UV). Se a vermelhidão ainda estiver presente após 24 horas, evite a radiação UV. Use também protetor solar durante o tratamento.
- Após cada utilização, limpe o aparelho e remova pelos e sujeira.

É proibido usar o dispositivo por:

- Crianças
- Mulheres menstruadas, grávidas e lactantes
- Pessoas que sofrem de doenças cardíacas ou outras condições cardiovasculares
- Pessoas que sofrem de epilepsia, doenças autoimunes e fotossensibilidade
- Pessoas com câncer, distúrbios hematopoiéticos, distúrbios circulatórios, sintomas inflamatórios graves, pressão arterial anormal, coágulos sanguíneos
- Pessoas com anomalias cutâneas como feridas, eczema e inchaço, dermatite atópica e pessoas com pele muito sensível.
- Pessoas que utilizam tratamento dermatológico para acne ou outras doenças de pele
- Pessoas com condição subfebril ou febril
- Pessoas que não sentem temperatura ou estímulos externos.
- Pessoas com deficiência física
- Pessoas que tomam medicamentos
- Pessoas sob a influência de álcool
- Pessoas com mãos molhadas ou úmidas

É proibido usar o dispositivo em áreas como:

- Lábios, região pubiana e mucosas, pele bronzeada, sobrancelhas, cabelo, globo ocular, pálpebras, área dos olhos, garganta, orelha, mamilo, aréola, área do umbigo, tatuagem
- Áreas onde os vasos sanguíneos são visíveis, como a veia cava
- Cicatrizes, melasma, descoloração e marcas de nascença
- Locais após tratamento de medicina estética (cerca de 2 semanas após a cirurgia)
- Pele molhada ou úmida

Armazenar:

- Mantenha o dispositivo longe do alcance de crianças
- Mantenha o aparelho longe de água, locais úmidos, vapor, locais empoeirados, expostos à luz solar direta
- Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis (álcool, diluente, gasolina, removedor de esmalte, spray, etc.)
- Mantenha o dispositivo longe de locais onde sejam geradas fortes ondas de rádio ou campos magnéticos
- Mantenha o dispositivo longe de dispositivos de aquecimento

Limpeza

- Para manutenção diária utilize detergente neutro e pano macio. Não limpe o dispositivo com solventes orgânicos ou outros produtos químicos. Não enxágue com água.
- Evite lavar com alta pressão e limpar com objetos duros que possam riscar a superfície.
- Entre tratamentos em diferentes partes do rosto e do corpo, desinfete as pontas com agentes destinados a dispositivos de beleza

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f4]:

-www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione nominale:	CA 100-240 V
Frequenza nominale:	50/60Hz
Consumo energetico nominale:	120 W
Dimensioni:	Dimensioni ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (con la maniglia piegata)
Libra:	Peso ~ 1240 g
Cavo di alimentazione:	1,5 m
Cavo di collegamento maniglia:	1,3 metri
Timer:	Spegnimento automatico dopo 20 minuti
Usa l'ambiente:	Temperatura 5°C - 35°C, umidità relativa ≤75%
Materiale:	Custodia principale: PC + ABS, silicone, lega di alluminio; Accessori vari: PC + ABS, alluminio, vetro

Descrizione delle parti - dispositivo nella base [vedi pagina 2, f2]

- a. LED di livello: il sensore del colore della pelle rileva 10 livelli e regola automaticamente il livello di potenza del flash. Tutti i LED sono sempre accesi quando il dispositivo è posizionato sulla base.
 b. LED di stato: è possibile verificare quale modalità è impostata dal colore del LED. Il LED è sempre acceso in modalità standby. Quando viene posizionato sulla pelle, lampeggerà.

Modalità	Colore della lampada	Livello di lampeggiamento
Pelle sensibile	Blu	Corto
Pelle normale	Bianco	Mediocre
Ad alta potenza	Arancia	Alto

c. Pulsante di accensione/modalità; Pressione prolungata: accensione/spegnimento. Pressione breve: ogni volta che si preme il pulsante, la modalità cambia. È possibile selezionare la modalità pelle sensibile, la modalità normale e la modalità ad alta potenza.

- d. Base
 e. Cavo di collegamento.

Descrizione delle parti - dispositivo scollegato dalla base [vedi pagina 2, f3]

- a. Uscita dell'aria
 b. Sensore tattile
 c. Superficie di raffreddamento
 d. Presa per il flash
 e. Sensore del colore della pelle
 f. Pulsante flash; pressione breve: flash singolo. Premere a lungo e tenere premuto il pulsante: lampeggia per circa 3 secondi.
 g. Ingresso dell'aria

Descrizione delle parti: supporto e cavo [vedi pagina 3, f5]

- a. Luce UV: quando il cavo di alimentazione è collegato alla presa o il dispositivo è sospeso, il supporto entra in modalità standby e la luce UV funziona automaticamente per circa 3 minuti. Quando la luce UV funziona, tutte le luci di livello lampeggiano lentamente.
 b. Stare in piedi
 c. Cavo di alimentazione
 d. Spina di alimentazione UE

Accessori [vedi pagina 3, f6]

- a. Protezione per il viso/il dito
 b. Sovrapposizione VIO
 c. Tampone per la cura della pelle DPL
 d. Sovrapposizione NIR
 e. Occhiali di sicurezza

Come installare/rimuovere il rivestimento [vedi pagina 3, f7]

- Il tappo è di tipo magnetico.
 Installare il cappuccio in modo che copra la superficie di uscita del flash. Durante lo scollegamento, afferrare entrambi i lati del cappuccio e rimuoverlo delicatamente

Funzione IPL (luce pulsata intensa - la sovrapposizione VIO può essere utilizzata per prendersi cura della zona VIO; sovrapposizione viso/dito)

La depilazione viene eseguita utilizzando la funzione IPL. Il livello di intensità dell'impulso può essere selezionato tra tre modalità (pelle sensibile, pelle normale, modalità ad alta potenza) a seconda delle condizioni della pelle, del colore e dell'area da trattare.

Funzione DPL (Dye Pulsed Light - tampone di cura DPL)

Utilizzare per capillari rotti (arrossamento) e pori dilatati (restringere i pori); Riduzione della pigmentazione: il DPL può colpire e ridurre la comparsa di problemi di pigmentazione come macchie senili, macchie solari e lentiggini. Funziona abbattendo la melanina in eccesso nella pelle, portando ad un tono della pelle più uniforme ed equilibrato. Rassodamento della pelle: la tecnologia DPL può aiutare a rassodare e rassodare la pelle stimolando la produzione di collagene ed elastina, che aiutano a migliorare l'elasticità della pelle e a ridurre il rilassamento cutaneo. Rinnovo della pelle: il DPL può aiutare a stimolare la produzione di collagene, essenziale per mantenere la pelle giovane e dall'aspetto sano. Mira alle linee sottili, alle rughe e al tono della pelle non uniforme, lasciandoti una carnagione più luminosa e fresca. Solleva da arrossamenti e rosacea: l'energia luminosa DPL può aiutare a calmare e ridurre il rossore associato a condizioni come la rosacea. Agisce sui vasi sanguigni responsabili del rossore, determinando nel tempo un tono della pelle più uniforme e una riduzione del rossore.
 Quanto spesso usare DPL: non più di due volte a settimana.

Funzione NIR (Near InfraRed - NIR care pad)

Rassodamento e rassodamento della pelle: la tecnologia NIR stimola la produzione di collagene ed elastina, portando a una migliore elasticità e compattezza della pelle. Questo aiuta a rassodare la pelle flaccida, ridurre l'ammontamento di grasso e promuovere un aspetto più giovane. Riduzione delle rughe: migliorando la sintesi del collagene, il NIR può aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe. Il calore generato dal NIR penetra in profondità nella pelle, stimolando la produzione di nuove fibre di collagene, risultando in una pelle più liscia e giovane. Ringiovanimento della pelle: la terapia NIR può migliorare la struttura generale e il tono della pelle. Colpisce le aree di pigmentazione irregolare, i danni del sole e le macchie dell'età, promuovendo una carnagione più uniforme e luminosa.

Con quale frequenza utilizzare il NIR: non più di una volta al giorno, ma non insieme al DPL.

Modalità flash continuo

Si consiglia di utilizzare questa modalità per superfici ampie come gambe e braccia. Tenere premuto il pulsante del flash per circa 3 secondi per passare alla modalità flash continuo. Usalo spostandolo sulla pelle senza rimuovere il dispositivo dalla pelle. La modalità flash continuo continuerà a funzionare finché rimane a contatto con la pelle. Se il dispositivo si stacca dalla pelle, premere nuovamente il pulsante del flash. Se il colore della pelle e il sensore tattile non vengono rilevati per circa 3 secondi, il lampeggio continuo si interromperà.

Caratteristiche di sicurezza

Sensore del colore della pelle (riconoscimento del colore della pelle)

Il sensore del colore della pelle legge il colore della pelle della superficie del flash in 10 livelli e regola automaticamente il livello del flash. Il riconoscimento del colore della pelle non funziona quando si utilizzano le sovrapposizioni.

Sensore tattile

Quando l'emissione del flash è completamente a contatto con la pelle, è possibile scattare. Mentre la spia di stato lampeggia.

Funzione di raffreddamento

La superficie di raffreddamento si trova attorno all'uscita del flash. Raffredda la pelle durante il trattamento.

Funzione di spegnimento automatico

Quando l'alimentazione è accesa e non viene eseguita alcuna operazione per 3 minuti, l'alimentazione si spegnerà automaticamente. Inoltre, dopo 20 minuti di utilizzo, anche l'alimentazione si spegnerà automaticamente. La ventola funzionerà per circa 30 secondi dopo lo spegnimento.

Punti di applicazione [vedi pagina 4, f8]

Posizionare l'emissione del flash vicino alla pelle e farla scorrere delicatamente sulla pelle.

- a. Allontanarsi dalla pelle
 b. NOTA: assicurarsi che non vi siano spazi vuoti.

Aree di cura (punti)

Depilazione (IPL) [vedi pagina 4, f9]

- a. Ascella / b. Petto / c. Braccio / d. Braccia e dita / e. Gamba / f. Viso / g. Zona VIO

Cura della pelle (GLP) [vedi pagina 4, f10]

- a. Viso / b. Collo e scollatura

Modalità d'uso [vedi pagina 4, f10]

Depilazione (IPL), cura della pelle (DPL)

- Collegare il cavo di alimentazione alla base e ad una presa a muro.
- Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità [vedi pagina 2, f1-a] per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. Il LED di stato si accenderà e la ventola inizierà a funzionare (in modalità standby), [vedi pagina 2, f2].
 - LED di livello
 - LED di stato: accesso: in modalità standby / lampeggiante: flash disponibile
 - Pulsante di accensione/modalità

3. Premere brevemente il pulsante Accensione/Modalità [vedi pagina 2, f1-a] per cambiare modalità. È possibile controllare la modalità in base al colore della spia di stato. Il livello del flash aumenta nell'ordine: modalità pelle sensibile → modalità normale → modalità ad alta potenza.

4. Posizionare l'emissione del flash sulla pelle (senza cappuccio), quindi premere brevemente il pulsante del flash [vedere pagina 2, f1-b] quando il LED di stato inizia a lampeggiare. Il sensore del colore della pelle identifica automaticamente il colore della pelle in 10 livelli e regola il livello/diodo appropriato. Per attivare la modalità continua, tenere premuto il pulsante del flash [vedi pagina 2, f1-b] per circa 3 secondi.

Flash singolo (scatto): premere il pulsante del flash una volta per una determinata posizione. Poi cambia posizione e "spara ancora"

Flash continuo: quando ci si prende cura di superfici più ampie, come braccia e gambe, spostare il dispositivo sulla pelle.

La modalità flash continuo dura finché è a contatto con la pelle. Se si preme nuovamente brevemente il pulsante lampeggiante [vedere pagina 2, f1-b] o lo si lascia senza contatto con la pelle per circa 3 secondi o più, la modalità flash continuo si disattiva.

5. Al termine della procedura, spegnere il dispositivo: tenere premuto il pulsante di accensione/modalità [vedere pagina 2, f1-a] per circa 3 secondi. Appendere il dispositivo alla base (il dispositivo entrerà in modalità standby). La lampada UV si accende automaticamente per circa 3 minuti. Dopo 20 minuti di utilizzo, l'alimentazione si spegnerà automaticamente.

6. Assicurarsi che la ventola del dispositivo sia ferma e scotega il cavo di alimentazione dalla base

e presa di corrente. Dopo cura:

- Dopo la cura, idratare accuratamente la pelle.
- Se la pelle è calda dopo il trattamento, rinfrescatela con un impacco di ghiaccio o un asciugamano freddo.

- Dopo la cura, evitare di esporre la pelle alla luce solare diretta e fare attenzione a non scottarsi durante la cura.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere le macchie di sebo o il fluido cosmetico incluso nel prodotto per la manutenzione.
- Prima della manutenzione, staccare la spina dalla presa.
- Dopo ogni utilizzo, pulire l'uscita del flash e il sensore del colore della pelle con un panno asciutto.

NIR Lift Care per collo e décolleté [vedi pagina 4, f10]

Per la zona del collo, posizionare la finestra di trattamento in posizione orizzontale e spostare il dispositivo dall'alto verso il basso. Per la zona del décolleté, posizionare la finestra di trattamento in posizione verticale e spostare il dispositivo dall'interno verso l'esterno.

1. Prenditi cura di entrambi i lati della pelle in sequenza da 1 a 6, muovendoti continuamente, senza lasciare spazi vuoti.
2. Utilizzare sulla pelle nuda (dopo aver rimosso il trucco) del viso.
3. La modalità flash continuo può essere utilizzata sul viso, ma si consiglia di utilizzare la modalità di esposizione singola quando si prende cura della pelle intorno agli occhi. Chiudi gli occhi quando esponi il viso.
4. Non utilizzare su sopracciglia, palpebre o labbra. Quando è collegato un accessorio, utilizzarlo a un livello di esposizione in cui si possa percepire un delicato calore.
5. Quando si utilizza il dispositivo con il rivestimento, si potrebbe avvertire un leggero calore.
6. Dopo il trattamento idratare accuratamente la pelle.

Avvertenze

- Rimuovere eventuali accessori metallici (orecchini, anelli, ecc.) prima dell'uso.
- Il flash è molto luminoso e potrebbe danneggiare gli occhi
- Non dirigere il flash negli occhi
- Non guardare direttamente la parte flash
- Non utilizzare se danneggiato o rotto.
- Non utilizzare ripetutamente sulla stessa area più di due volte in un giorno
- Lampeggi prolungati o ripetuti nello stesso punto possono causare danni alla pelle
- Non utilizzare con ingresso/uscita dell'aria bloccati
- Lasciare il dispositivo per 15 minuti o più prima di utilizzarlo nuovamente
- Non utilizzare il dispositivo su vestiti, capelli o altri oggetti
- Utilizzare l'apparecchio a temperature comprese tra 5°C e 35°C
- Se il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo, verificarne il corretto funzionamento prima di utilizzarlo nuovamente
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quelli dedicati
- Non lasciare l'apparecchio acceso
- Evitare che piccoli oggetti, corpi estranei, sporco, umidità o polvere si attacchino all'unità principale, agli spazi vuoti, ai fori di ventilazione, ecc.
- Non smontare, riparare o modificare il dispositivo
- Se il dispositivo o gli accessori emettono un odore o un calore sgradevoli, smettere di usarli
- Se si verifica qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente l'alimentazione dell'unità principale e rimuovere la spina dalla presa
- Non urtare il dispositivo contro altri oggetti o cose
- Se il dispositivo cade o viene danneggiato, spegnere l'alimentazione e scollegare il dispositivo
- Non tirare né avvolgere il cavo di alimentazione
- Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il dispositivo.
- Quando si rimuove la spina dalla presa, afferrare entrambi i lati della spina.
- Quando si utilizza sul viso, assicurarsi di rimuovere qualsiasi trucco, crema solare, profumo, ecc. e utilizzare sulla pelle esposta.
- Evitare l'uso immediatamente dopo aver preso il sole. Non utilizzare insieme a una maschera peeling o curativa.
- Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, familiarizzare con il dispositivo e utilizzarlo per un breve periodo a livello basso (modalità pelle sensibile). Anche se non senti dolore, non aumentare la forza e usa il dispositivo al livello appropriato, quindi regola gradualmente il livello.
- Per 24 ore dopo il trattamento, fare attenzione a non esporre l'area da trattare alla luce ultravioletta (UV). Se il rossore è ancora presente dopo 24 ore, evitare i raggi UV. Utilizzare anche la protezione solare durante il trattamento.
- Dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo e rimuovere peli e sporco.

È vietato utilizzare il dispositivo da:

- Bambini
- Donne mestruate, incinte e che allattano
- Persone che soffrono di malattie cardiache o altre condizioni cardiovascolari
- Persone che soffrono di epilessia, malattie autoimmuni e fotosensibilità
- Persone affette da cancro, disturbi ematopoietici, disturbi circolatori, gravi sintomi infiammatori, pressione sanguigna anormale, coaguli di sangue
- Persone con anomalie cutanee come ferite, eczemi e gonfiori, dermatite atopica e persone con pelle molto sensibile.
- Persone che utilizzano cure dermatologiche per l'acne o altri disturbi della pelle
- Persone con condizione subfebrile o febbrile
- Persone che non avvertono la temperatura o gli stimoli esterni.
- Persone con disabilità fisiche
- Persone che assumono farmaci
- Persone sotto l'effetto dell'alcol
- Persone con le mani bagnate o umide

È vietato utilizzare il dispositivo in aree quali:

- Labbra, zona pubica e mucosa, pelle abbronzata, sopracciglia, capelli, bulbo oculare, palpebre, zona occhi, gola, orecchio, capezzolo, areola, zona ombelico, tatuaggio
- Aree in cui sono visibili i vasi sanguigni, come la vena cava
- Cicatrici, melasma, scolorimento e voglie
- Posti dopo il trattamento di medicina estetica (circa 2 settimane dopo l'intervento chirurgico)
- Pelle bagnata o umida

Magazzinaggio:

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, luoghi umidi, vapore, luoghi polverosi, esposto alla luce solare diretta
- Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili (alcol, diluenti, benzina, solvente per unghie, spray, ecc.)
- Tenere il dispositivo lontano da luoghi in cui vengono generate forti onde radio o campi magnetici
- Tenere l'apparecchio lontano da apparecchi riscaldanti

Pulizia

- Per la manutenzione quotidiana, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido. Non pulire il dispositivo con solventi organici o altri prodotti chimici. Non risciacquare con acqua.
- Evitare il lavaggio ad alta pressione e la pulizia con oggetti duri che potrebbero graffiare la superficie.
- Tra un trattamento e l'altro su parti diverse del viso e del corpo, disinfettare le punte utilizzando agenti destinati ai dispositivi di bellezza

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f4]:

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu

Jmenovité napětí:	AC100-240V
Jmenovitá frekvence:	50/60 Hz
Jmenovitá spotřeba energie:	120W
Rozměry:	Rozměry ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (když je rukojeť složená)
Váhy:	Hmotnost ~ 1240g
Napájecí kabel:	1,5 m
Kabel pro připojení rukojeti:	1,3 m
Časovač:	Automatické vypnutí po 20 minutách
Použití prostředí:	Teplota 5°C - 35°C, relativní vlhkost ≤75%
Materiál:	Hlavní skříň: PC + ABS, silikon, hliníková slitina; Různé nástavce: PC + ABS, hliník, sklo

Popis dílů - zařízení v základně [viz str. 2, f2]

- LED úrovně - Senzor barvy pleti detekuje 10 úrovní a automaticky nastavuje úroveň výkonu blesku. Všechny LED svítí vždy, když je zařízení umístěno na základně.
- Stavová LED - Můžete zkontrolovat, jaký režim je nastaven podle barvy LED. V pohotovostním režimu LED vždy svítí. Po přiložení na kůži bude blikat.

Režimy	Barva lampy	Úroveň mrknutí
Citlivá kůže	Modrý	Krátký
Normální pleť	Bílý	Průměrný
Vysoký výkon	oranžový	Vysoký

- Tlačítko napájení/režimu; Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí. Krátké stisknutí: Při každém stisknutí tlačítka se režim přepne. Lze vybrat režim citlivé pleti, normální režim a režim vysokého výkonu.
- Základ
- Propojovací kabel.

Popis dílů - zařízení odpojené od základny [viz strana 2, f3]

- Výstup vzduchu
- Dotykový senzor
- Chladicí plocha
- Výstup blesku
- Senzor barvy pleti
- Tlačítko blesku - Krátký stisk: jedno bliknutí, Dlouhé stisknutí a podržení tlačítka: bliká asi 3 sekundy.
- Vstup vzduchu

Popis dílů - stojan a kabel [viz str. 3, f5]

- UV světlo - Když je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo je zařízení zavěšeno, stojan přejde do pohotovostního režimu a UV světlo funguje automaticky asi 3 minuty. Když UV světlo funguje, všechny kontroly hladiny pomalu blikají.
- Postavte se
- Napájecí kabel
- EU napájecí zástrčka

Příslušenství [viz strana 3, f6]

- Čepice na obličej / prst
- Překrytí VIO
- DPL podložka pro péči o pokožku
- NIR překrytí
- Ochranné brýle

Jak nainstalovat/odebrat překrytí [viz strana 3, f7]

- Čepice je magnetického typu.
- Nasadte krytku tak, aby zakrývala výstupní povrch blesku. Při odpojování uchopte obě strany uzávěru a jemně jej sejměte

Funkce IPL (Intense Pulsed Light – překrytí VIO lze použít k péči o zónu VIO; překrytí obličejem/prstem)
 Odstraňování chloupků se provádí pomocí funkce IPL. Úroveň intenzity pulzu lze vybrat ze tří režimů (citlivá pleť, normální pleť, režim vysokého výkonu) podle stavu pleti, barvy a oblasti, která se má použít.

Funkce DPL (Dye Pulsed Light - DPL pečující podložka)

Použití na prasklé kapiláry (zarudnutí) a rozšířené póry (stažení pórů); Redukce pigmentace: DPL může zacílit a snížit výskyt problémů s pigmentací, jako jsou stařecké skvrny, sluneční skvrny a pihy. Funguje tak, že odbourává přebytečný melanin v kůži, což vede k rovnoměrnějšímu a vyváženějšímu tónu pleti. Zpevnění pokožky: Technologie DPL může pomoci zpevnit a napnout pokožku tím, že stimuluje produkci kolagenu a elastinu, což pomáhá zlepšit elasticitu pokožky a snížit ochablost. Obnova pleti; DPL může pomoci stimulovat produkci kolagenu, který je nezbytný pro udržení mladistvé a zdravé vypadající pleti. Zaměřuje se na jemné linky, vrásky a nerovnoměrný tón pleti a zanechává vám zářivější a svěžší pleť. Úleva od zarudnutí a růžovky; Světelná energie DPL může pomoci uklidnit a snížit zarudnutí spojené s onemocněními, jako je růžovka. Působí na krevní cévy odpovědné za zarudnutí, což vede k rovnoměrnějšímu tónu pleti a snížení zarudnutí v průběhu času. Jak často používat DPL: ne více než dvakrát týdně.

Funkce NIR (Near InfraRed - NIR pečující podložka)

Zpevnění a zpevnění pokožky: Technologie NIR stimuluje produkci kolagenu a elastinu, což vede ke zlepšení pružnosti a pevnosti pokožky. To pomáhá napnout uvolněnou pokožku, snížit ochablost a podpořit mladší vzhled. Redukce vrásek: Zvýšením syntézy kolagenu může NIR pomoci snížit výskyt jemných linek a vrásek. Teplé generované NIR proniká hluboko do pokožky a stimuluje produkci nových kolagenových vláken, což má za následek hladší a mladistvější pokožku.

Omlazení pleti: NIR terapie může zlepšit celkovou texturu a tón pleti. Zaměřuje se na oblasti nerovnoměrné pigmentace, poškození sluncem a stařecké skvrny, čímž podporuje rovnoměrnější a zářivější pleť. Jak často používat NIR: ne více než jednou denně, ale ne společně s DPL.

Režim nepřetržitého blesku

Tento režim se doporučuje používat pro velké plochy, jako jsou nohy a paže.

Podržením tlačítka blesku po dobu asi 3 sekund přepnete do režimu nepřetržitého blesku.

Používejte jej pohybem po kůži, aniž byste zařízení z pokožky sundávali.

Režim nepřetržitého blesku bude fungovat tak dlouho, dokud bude v kontaktu s pokožkou.

Pokud se zařízení vzdálí od vaší pokožky, stiskněte znovu tlačítko blesku. Pokud není detekována barva pleti a dotykový senzor po dobu přibližně 3 sekund, nepřetržitě blikání přestane.

Bezpečnostní funkce

Senzor barvy pleti (rozpoznání barvy pleti)

Senzor barvy pleti čte barvu pleti na povrchu blesku v 10 úrovních a automaticky upravuje úroveň blesku. Při použití překryvných vrstev nefunguje rozpoznávání barvy pleti.

Dotykový senzor

Když je výstup blesku plně v kontaktu s pokožkou, je možné odpálit. Zatímco stavová kontrolka bliká.

Funkce chlazení

Chladicí plocha je umístěna kolem výstupu blesku. Chladí pokožku během ošetření.

Funkce automatického vypnutí

Když je napájení zapnuto a po dobu 3 minut neprovedete žádnou operaci, napájení se automaticky vypne. Navíc po 20 minutách používání se napájení také automaticky vypne. Ventilátor poběží přibližně 30 sekund po vypnutí napájení.

Aplikační body [viz strana 4, f8]

Umístěte výstup blesku blízko pokožky a jemně klouzejte po pokožce.

- Odstupte od pokožky
- POZNÁMKA: Ujistěte se, že nejsou žádné mezery.

Oblasti péče (body)

Odstraňování chloupků (IPL) [viz strana 4, f9]

- Podpaží / b. Hrudník / c. Paže / d. Paže a prsty / e. Noha / f. Obličej / g. VIO zóna

Péče o pleť (GLP) [viz strana 4, f10]

- Obličej / b. Krk a dekolt

Způsoby použití [viz strana 4, f10]

Depilace (IPL), péče o pleť (DPL)

1. Připojte napájecí kabel k základně a do elektrické zásuvky.

2. Stisknutím a podržením tlačítka Napájení/Režim [viz strana 2, f1-a] po dobu asi 3 sekund zapnete zařízení. Stavová LED se rozsvítí a ventilátor se spustí (v pohotovostním režimu), [viz strana 2, f2]:

- Kontroly úrovně
- Stavová LED - svítí: v pohotovostním režimu / bliká: blikání je k dispozici
- Tlačítko napájení/režimu

3. Krátce stiskněte tlačítko Power/Mode [viz strana 2, f1-a] pro přepnutí do režimu.

Režim můžete zkontrolovat podle barvy stavového světla. Úroveň blesku se zvyšuje v pořadí: režim citlivé pleti → normální režim → režim vysokého výkonu.

4. Umístěte výstup blesku na kůži (bez krytky), poté krátce stiskněte tlačítko blesku [viz strana 2, f1-b], když stavová LED začne blikat. Senzor barvy pleti automaticky identifikuje barvu pleti v 10 úrovních a nastaví vhodnou úroveň/diodu. Chcete-li aktivovat nepřetržitý režim, stiskněte a podržte tlačítko blesku [viz strana 2, f1-b] po dobu asi 3 sekund.

Jednorázový blesk (záblesk) - stiskněte jednou tlačítko blesku pro danou pozici. Poté změňte polohu a „střílejte znovu“

Nepřetržitý záblesk – při péči o širší povrchy, jako jsou ruce a nohy, pohybujte zařízením po pokožce.

Režim nepřetržitého blesku trvá tak dlouho, dokud je v kontaktu s pokožkou. Pokud znovu krátce stisknete blikající tlačítko [viz strana 2, f1-b] nebo jej ponecháte bez kontaktu s pokožkou po dobu přibližně 3 sekund nebo déle, režim nepřetržitého blesku se vypne.

5. Po ukončení procedury vypněte zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimu [viz strana 2, f1-a] po dobu asi 3 sekund. Zavěste zařízení na základnu (zařízení přejde do pohotovostního režimu). UV lampa se automaticky zapne přibližně na 3 minuty. Po 20 minutách používání se napájení automaticky vypne.

6. Ujistěte se, že se ventilátor zařízení zastavil a odpojte napájecí kabel ze základny

- a elektrickou zásuvku. Po péči:
- Po péči pleť důkladně hydratujte.
- Pokud je pokožka po ošetření horká, ochlaďte ji ledovým obkladem nebo studeným ručníkem.
- Po péči nevystavujte pokožku přímému slunečnímu záření a dávejte pozor, abyste se během péče nespálili.
- Po každém použití odstraňte skvrny od kožního mazu nebo kosmetickou tekutinu dodanou s produktem pro účely údržby.
- Před údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po každém použití otevře výstup blesku a snímáče barvy pokožky suchým hadříkem.

NIR Lift Care pro krk a dekolt [viz strana 4, f10]

Pro oblast krku umístíte léčebné okénko do vodorovné polohy a pohybujte zařízením shora dolů. Pro oblast dekoltu umístíte léčebné okénko do svislé polohy a posuňte přístroj zevnitř ven.

1. Pečujte o obě strany pokožky postupně od 1 do 6, kontinuálně se pohybujte a nenechávejte žádné mezery.
2. Použijte na hodu pleť (po odstranění make-upu) na obličej.
3. Režim kontinuálního blesku lze použít na obličej, ale při péči o pokožku kolem očí se doporučuje používat režim jedné expozice. Při odhalení obličje zavřete oči.
4. Nepoužívejte na obočí, oční víčka nebo rty. Když je připojen nástavec, používejte jej na úrovni expozice, při které můžete cítit jemné teplo.
5. Při používání zařízení s překrytím můžete cítit mírné teplo.
6. Po ošetření pleť důkladně hydratujte.

Varování

- Před použitím odstraňte veškeré kovové doplňky (náušnice, prsteny atd.).
- Blesk je velmi jasný a může poškodit váš zrak
- Nemířte bleskem do očí
- Nedívejte se přímo na část blesku
- Nepoužívejte, pokud je poškozený nebo rozbitý.
- Nepoužívejte opakovaně na stejnou plochu více než dvakrát za jeden den
- Dlouhé nebo opakované záblesky na stejném místě mohou způsobit poškození kůže
- Nepoužívejte s zablokovaným vstupem/výstupem vzduchu
- Před dalším použitím nechte zařízení 15 minut nebo déle
- Nepoužívejte zařízení na oblečení, vlasy nebo jiné předměty
- Používejte zařízení při teplotách mezi 5 °C a 35 °C
- Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, před dalším použitím zkontrolujte, zda správně funguje
- Nepoužívejte jiné než k tomu určené napájecí kabely
- Nenechávejte zařízení zapnuté
- Nedovoďte, aby se na hlavní jednotku, mezery, ventilační otvory atd. přilepily malé předměty, cizí předměty, špína, vlhkost nebo prach.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte
- Pokud zařízení nebo příslušenství vydává nepříjemný zápach nebo teplo, přestaňte je používat
- Pokud dojde k jakékoli abnormalitě, okamžitě vypněte napájení hlavní jednotky a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Nenarážejte zařízením do jiných předmětů nebo věcí
- Pokud zařízení spadne nebo se poškodí, vypněte napájení a odpojte zařízení
- Netahujte ani nenavíjejte napájecí kabel
- Pokud zařízení nepoužíváte, vždy vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky uchopte obě strany zástrčky.
- Při použití na obličej se ujistěte, že jste odstranili veškerý make-up, opalovací krém, parfém atd. a použijte na exponovanou pokožku.
- Nepoužívejte ihned po opalování. Nepoužívejte společně s peelingovou nebo pečující maskou.
- Při prvním použití zařízení se prosím seznamte se zařízením, použijte jej krátkou dobu na nízké úrovni (režim citlivé pleti). I když necítíte bolest, nezvyšujte to sílu a používejte zařízení na odpovídající úrovni, poté úroveň postupně upravujte
- 24 hodin po ošetření dávejte pozor, abyste ošetřovanou oblast nevystavovali ultrafialovému (UV) světlu. Pokud je zarudnutí přítomno i po 24 hodinách, vyhněte se UV záření. Během ošetření používejte také opalovací krém.
- Po každém použití zařízení vyčistěte a odstraňte vlasy a nečistoty.

Je zakázáno používat zařízení:

- Děti
- Menstrující, těhotné a kojící ženy
- Lidé trpící srdečním onemocněním nebo jinými kardiovaskulárními onemocněními
- Lidé trpící epilepsií, autoimunitními chorobami a fotosenzitivitou
- Lidé s rakovinou, poruchami krevetvorby, oběhovými poruchami, závažnými zánětlivými příznaky, abnormálním krevním tlakem, krevními sraženinami
- Lidé s kožními abnormalitami, jako jsou rány, ekzémy a otoky, atopická dermatitida a lidé s velmi citlivou pokožkou.
- Lidé, kteří používají dermatologickou léčbu akné nebo jiných kožních onemocnění
- Lidé se subfebrilní nebo horečkou
- Lidé, kteří necítí teplotu nebo vnější podněty.
- Osoby s tělesným postižením
- Lidé užívající léky
- Osoby pod vlivem alkoholu
- Lidé s mokřýma nebo vlhkýma rukama

Je zakázáno používat zařízení v oblastech, jako jsou:

- Rty, slydká oblast a sliznice, opálená kůže, obočí, vlasy, oční bulvy, oční víčka, oblast očí, hrdlo, ucho, bradavka, dvorec, oblast pupku, tetování
- Oblasti, kde jsou viditelné krevní cévy, jako je dutá žíla
- Jizvy, melasma, změna barvy a mateřská znaménka
- Místa po ošetření estetikou medicinou (až 2 týdny po operaci)
- Mokrá nebo vlhká pokožka

Úložný prostor:

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí
- Udržujte zařízení mimo dosah vody, vlhkých míst, páry, prašných míst a přímého slunečního záření
- Udržujte zařízení mimo dosah hořlavých materiálů (alkohol, ředidlo, benzín, odšťavovač na nehty, spreje atd.)
- Udržujte zařízení mimo místa, kde jsou generovány silné rádiové vlny nebo magnetická pole
- Udržujte zařízení mimo dosah topných zařízení

Čištění

- Pro každodenní údržbu používejte neutrální čisticí prostředek a měkký hadřík. Zařízení nečistěte organickými rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi. Neoplachujte vodou.
- Vyhněte se vysokotlakému mytí a čištění tvrdými předměty, které by mohly poškrábat jeho povrch.
- Mezi ošetřeními na různých částech obličje a těla dezinfikujte konečky pomocí prostředků určených pro kosmetické přístroje

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - 14]:

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu

Menovité napätie:	AC 100-240V
Menovitá frekvencia:	50/60 Hz
Menovitá spotreba energie:	120 W
Rozmery:	Rozmery ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (keď je rukoväť zložená)
Váhy:	Hmotnosť ~ 1240 g
Napájací kábel:	1,5 m
Kábel na pripojenie rukoväte:	1,3 m
Časovač:	Automatické vypnutie po 20 minútach
Použité prostredie:	Teplota 5°C - 35°C, relatívna vlhkosť ≤75%
Materiál:	Hlavné pudzo: PC + ABS, silikón, hliníková zliatina; Rôzne nástavce: PC + ABS, hliník, sklo

Popis dielov - zariadenie v základni [pozri stranu 2, f2]

- a) LED diódy úroveň – Senzor farby pleti rozpozná 10 úrovní a automaticky nastaví úroveň výkonu blesku. Všetky LED diódy vždy svietia, keď je zariadenie umiestnené na základni.
 b) Stavová LED - Môžete skontrolovať, aký režim je nastavený podľa farby LED. V pohotovostnom režime LED vždy svieti. Keď sa priloží na kožu, bude blikať.

Režimy	Farba lampy	Úroveň blikania
Citlivá pokožka	Modrá	Krátky
Normálna pleť	biely	Priemerný
Veľká sila	Oranžová	Vysoký

c) tlačidlo napájania/režimu; Dlhé stlačenie: Zapnutie/vypnutie. Krátke stlačenie: Pri každom stlačení tlačidla sa režim prepne. Je možné zvoliť režim citlivej pleti, normálny režim a režim vysokého výkonu.

- d) Základ
 e) Prepojovací kábel.

Popis dielov - zariadenie odpojené od základne [pozri stranu 2, f3]

- a) Výstup vzduchu
 b) Dotykový senzor
 c) Chladiaci povrch
 d) Výstup blesku
 e) Senzor farby pokožky
 f) Tlačidlo blesku - Krátke stlačenie: jedno bliknutie. Dlhé stlačenie a podržte tlačidlo: bliká asi 3 sekundy.
 g) Vstup vzduchu

Popis dielov - stojan a kábel [pozri stranu 3, f5]

- a) UV svetlo - Keď je napájací kábel zapojený do zásuvky alebo je zariadenie zavesené, stojan sa prepne do pohotovostného režimu a UV svetlo funguje automaticky asi 3 minúty. Keď UV svetlo funguje, všetky kontroly hladiny pomaly blikajú.
 b) Stoj
 c) Napájací kábel
 d) EU zástrčka

Príslušenstvo [pozri stranu 3, f6]

- a) Čiapka na tvár/prst
 b) Prekrytie VIO
 c) DPL támpón na starostlivosť o pokožku
 d) NIR prekrytie
 e) Ochranné okuliare

Ako nainštalovať/odstrániť prekrytie [pozrite si stranu 3, f7]

- Čiapka je magnetického typu.
 Nasadte kryt tak, aby zakrýval výstupný povrch blesku. Pri odpájaní uchopte obe strany uzáveru a jemne ho odstráňte

Funkcia IPL (Intense Pulsed Light – prekrýtie VIO možno použiť na starostlivosť o zónu VIO; prekrytie tváre/prstov)

Odstánenie chlpkov sa vykonáva pomocou funkcie IPL. Úroveň intenzity pulzu je možné vybrať z troch režimov (citlivá pokožka, normálna pokožka, režim vysokého výkonu) podľa stavu pokožky, farby a oblasti, ktorá sa má použiť.

Funkcia DPL (Dye Pulsed Light – prekrýtie DPL ošetrovacia podložka)

Použitie na prasknuté kapiláry (začervenanie) a rozšírené póry (stiahnutie pórov); Zníženie pigmentácie: DPL môže zacieliť a znížiť výskyt problémov s pigmentáciou, ako sú starecké škvrny, snečné škvrny a pehy. Funguje tak, že odubíra prebytočný melanín v pokožke, čo vedie k rovnomernejšiemu tónu pleti, zvenenie pokožky; Technológia DPL môže pomôcť spevniť a napnúť pokožku tým, že stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, čo pomáha zlepšiť elasticitu pokožky a znížiť ochabnutie. Obnova pokožky: DPL môže pomôcť stimulovať produkciu kolagénu, ktorý je nevyhnutný pre udržanie mladistvej a zdravo vyzerajúcej pokožky. Zameriava sa na jemné líny, vrásky a nerovnomerný tón pleti a zanecháva vám žiarivejšiu a sviežejšiu pleť. Úlava od začervenania a rosacey: Svetelná energia DPL môže pomôcť upokojiť a znížiť začervenanie spojené s ochoreniami, ako je rosacea. Pôsobí na krvné cievy zodpovedné za začervenanie, čo vedie k rovnomernejšiemu tónu pleti a zníženiu začervenania v priebehu času. Ako často používať DPL: nie viac ako dvakrát týždenne.

Funkcia NIR (Near InfraRed – NIR ošetrovacia podložka)

Spevnenie a napnutie pokožky: Technológia NIR stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, čo vedie k zlepšeniu pružnosti a pevnosti pokožky. To pomáha napnúť uvoľnenú pokožku, znížiť ochabnutie a podporiť mladší vzhľad. Redukcia vrások: Zlepšením syntézy kolagénu môže NIR pomôcť znížiť výskyt jemných línií a vrások. Teplé generované NIR preniká hlboko do pokožky, stimuluje produkciu nových kolagénových vlákien, výsledkom čoho je hladšia a mladistvejšia pokožka. Očadenie pleti: NIR terapia môže zlepšiť celkovú textúru a tón pleti. Zameriava sa na oblasti s nerovnomernou pigmentáciou, pokrúdením sĺnkom a stareckými škvrnami, čím podporuje rovnomernejšiu a žiarivejšiu a pleť. Ako často používať NIR: nie viac ako raz denne, ale nie spolu s DPL.

Režim nepretržitého blesku

Tento režim sa odporúča používať pre veľké plochy, ako sú nohy a ruky.
 Podržaním tlačidla blesku na približne 3 sekundy prepnete do režimu nepretržitého blesku.
 Použite ho pohybom po pokožke bez toho, aby ste z nej vybrali zariadenie.
 Režim nepretržitého blesku bude fungovať, pokiaľ bude v kontakte s pokožkou.
 Ak sa zariadenie vzdialí od vašej pokožky, znova stlačte tlačidlo blesku. Ak sa počas približne 3 sekúnd nezistí farba pokožky a dotykový senzor, nepretržité blikanie prestane.

Bezpečnostné prvky

Senzor farby pleti (rozpoznanie farby pleti)
 Snímač farby pleti sníma farbu pokožky povrchu blesku v 10 úrovniach a automaticky nastavuje úroveň blesku. Pri použití prekrytí nefunguje rozpoznanie farby pleti.

Dotykový senzor

Keď je výstup blesku úplne v kontakte s pokožkou, je možné odpáliť. Kým stavové svetlo bliká.

Funkcia chladenia

Chladiaca plocha je umiestnená okolo výstupu blesku. Počas ošetrovania ochladzuje pokožku.

Funkcia automatického vypnutia

Keď je napájanie zapnuté a 3 minúty nevykonáte žiadnu činnosť, napájanie sa automaticky vypne. Navyše, po 20 minútach používania sa napájanie automaticky vypne. Po vypnutí napájania bude ventilátor bežať približne 30 sekúnd.

Aplikačné body [pozri stranu 4, f8]

Umiestnite výstup blesku blízko pokožky a jemne kľazte po pokožke.

- a) Odstúpte od pokožky
 b) POZNÁMKA: Uistite sa, že nie sú žiadne medzery.

Oblasti starostlivosti (body)

Odstánenie chlpkov (IPL) [pozri stranu 4, f9]
 a. Podpazušie / b. Hrudník / c. Paže / d. Paže a prsty / e. Noha / f. Tvár / g. VIO zóna

Starostlivosť o pleť (GLP) [pozri stranu 4, f10]

- a) Tvár / b) Krk a dekolť

Spôsoby použitia [pozri stranu 4, f10]

Depilácia (IPL), starostlivosť o pleť (DPL)

- Pripojte napájací kábel k základni a sieťovej zásuvke.
- Stlačením a podržaním tlačidla napájania/režimu [pozrite si stranu 2, f1-a] na približne 3 sekundy zapnete zariadenie. Stavová LED sa rozsvieti a ventilátor začne pracovať (v pohotovostnom režime), [pozri stranu 2, f2]:
 a) LED úroveň
 b) Stavová LED - svieti: v pohotovostnom režime / bliká: blikanie je k dispozícii
 c) Tlačidlo napájania/režimu

3. Krátko stlačte tlačidlo Power/Mode [pozrite si stranu 2, f1-a], aby ste prepli režim.
 Režim môžete skontrolovať podľa farby stavového svetla. Úroveň blesku sa zvyšuje v poradí: režim citlivej pleti → normálny režim → režim vysokého výkonu.

4. Priložte výstup blesku na pokožku (bez viečka), potom krátko stlačte tlačidlo blesku [pozrite si stranu 2, f1-b], keď stavová LED začne blikať. Senzor farby pleti automaticky identifikuje farbu pleti v 10 úrovniach a nastavi vhodnú úroveň/diód. Ak chcete aktivovať nepretržitý režim, stlačte a podržte tlačidlo blesku [pozrite si stranu 2, f1-b] na približne 3 sekundy.

Jeden blesk (zabesek) - stlačte tlačidlo blesku raz pre danú pozíciu. Potom zmeňte polohu a „strieľajte znova“
 Nepretržité blikanie – pri starostlivosti o širšie povrchy, ako sú ruky a nohy, pohybujte zariadením po pokožke.
 Režim nepretržitého blesku trvá dovtedy, kým je v kontakte s pokožkou. Ak znova krátko stlačíte blikajúce tlačidlo [pozri stranu 2, f1-b] alebo ho necháte bez kontaktu s pokožkou približne 3 sekundy alebo dlhšie, režim nepretržitého blesku sa vypne.

5. Po ukončení procedúry vypnite zariadenie - stlačte a podržte tlačidlo napájania/režimu [pozri stranu 2, f1-a] na približne 3 sekundy. Zaveste zariadenie na základňu (zariadenie prejde do pohotovostného režimu), UV lampa sa automaticky zapne približne na 3 minúty. Po 20 minútach používania sa napájanie automaticky vypne.

6. Uistite sa, že sa ventilátor zariadenia zastavil a odpojte napájací kábel zo základne

- a elektrickú zásuvku. Po starostlivosti:
 - Po ošetrovaní pokožky dôkladne hydratujte.
 - Ak je pokožka po ošetrovaní horúca, ochladte ju ľadovým obkladom alebo studeným úterákom.
 - Po ošetrovaní nevystavujte pokožku priamemu slnečnému žiareniu a dávajte pozor, aby ste sa počas starostlivosti nespálili.
 - Po každom použití odstráňte škvrny od kožného mazu alebo kozmetickú tekutinu dodanú s produktom na účely údržby.
 - Pred údržbou vyčistite zástrčku zo zásuvky.

- Po každom použití utrite výstup blesku a snímač farby pokožky suchou handričkou.

NIR Lift Care na krk a dekolť [pozri stranu 4, f10]

Pre oblasť krku umiestnite liečebné okienko do vodorovnej polohy a pohybujte zariadením zhora nadol. Pre oblasť dekolťu umiestnite ošetrovacie okienko do zvislej polohy a posuňte prístroj zvnútra von.

1. Starajte sa o obe strany pokožky postupne od 1 do 6, pohybujte sa nepretržite a neznechávajte žiadne medzery.
2. Použite na hotú pleť (po odstránení make-upu) na tvári.
3. Režim nepretržitého blesku je možné použiť na tvár, ale pri starostlivosti o pokožku okolo očí sa odporúča použiť režim jednej expozície. Pri odhaľovaní tváre zatvoríte oči.
4. Nepoužívajte na obočie, viečka ani pery. Keď je pripojený nástavec, používajte ho na úrovni expozície, pri ktorej cítite jemné teplo.
5. Pri používaní zariadenia s prekrytím môžete cítiť mierne teplo.
6. Po ošetroaní pleť dôkladne hydratujte.

Varovania

- Pred použitím odstráňte všetky kovové doplnky (náušnice, prstene atď.).
- Blesk je veľmi jasný a môže poškodiť vaše oči
- Nesmerujte blesk do očí
- Nepozerajte sa priamo na časť blesku
- Nepoužívajte, ak je poškodený alebo zlomený.
- Nepoužívajte opakovane na rovnakú oblasť viac ako dvakrát za jeden deň
- Dlhšie alebo opakované záblesky na rovnakom mieste môžu spôsobiť poškodenie pokožky
- Nepoužívajte so zablkovaným prívodom/výstupom vzduchu
- Pred opätovným použitím nechajte zariadenie 15 minút alebo dlhšie
- Zariadenie nepoužívajte na oblečenie, vlasy alebo iné predmety
- Zariadenie používajte pri teplotách medzi 5 °C a 35 °C
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, pred opätovným použitím skontrolujte, či správne funguje
- Nepoužívajte iné napájacie káble ako na to určené
- Nenechávajte prístroj zapnutý
- Nedovoľte, aby sa na hlavnej jednotke, medzerách, vetracích otvoroch atď. prilepili malé predmety, cudzie predmety, špina, vlhkosť alebo prach.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte
- Ak zariadenie alebo príslušenstvo vydávajú nepriemerný zápach alebo teplo, prestaňte ich používať
- Ak sa vyskytnú akákoľvek abnormalita, okamžite vypnite napájanie hlavnej jednotky a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
- Neudierajte prístrojom o iné predmety alebo veci
- Ak zariadenie spadne alebo sa poškodí, vypnite napájanie a odpojte ho
- Neťahajte ani nenavíjajte napájací kábel
- Keď zariadenie nepoužívate, vždy vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky držte zástrčku za obe strany.
- Pri použití na tvár odstráňte všetok make-up, opaľovací krém, parfum atď. a použite na exponovanú pokožku.
- Nepoužívajte ihneď po opaľovaní. Nepoužívajte spolu s peelíngovou alebo ošetroujúcou maskou.
- Pri prvom použití zariadenia sa prosím oboznámte so zariadením, používajte ho krátko pri nízkej úrovni (režim citlivej pleti). Dokonca aj keď necítite bolesť, nezvyšujte silu a používajte zariadenie na vhodnej úrovni, potom postupne upravte úroveň
- 24 hodín po ošetroaní dávajte pozor, aby ste ošetrovanú oblasť nevystavili ultrafialovému (UV) svetlu. Ak je začervenanie prítomné aj po 24 hodinách, vyhňte sa UV žiareniu. Počas kúry používajte aj opaľovací krém.

Po každom použití vyčistite zariadenie a odstráňte vlasy a nečistoty.

Je zakázané používať zariadenie:

- Deti
- Menštruujúce, tehotné a dojčiacie ženy
- Ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo inými kardiovaskulárnymi ochoreniami
- Ľudia trpiaci epilepsiou, autoimunitnými chorobami a fotosenzitívnou
- Ľudia s rakovinou, poruchami krvotvorby, obehovými poruchami, závažnými zápalovými príznakmi, abnormálnym krvným tlakom, krvnými zrazeninami
- Ľudia s kožnými abnormalitami, ako sú rany, ekzémy a opuchy, atopická dermatitída a ľudia s veľmi citlivou pokožkou.
- Ľudia, ktorí používajú dermatologickú liečbu na akné alebo iné kožné ochorenia
- Ľudia so subfebrilným alebo horúčkovitým stavom
- Ľudia, ktorí necítia teplotu alebo vonkajšie podnety.
- Ľudia s telesným postihnutím
- Ľudia užívajúci lieky
- Ľudia pod vplyvom alkoholu
- Ľudia s mokrymi alebo vlhkými rukami

Je zakázané používať zariadenie v oblastiach ako:

- Pery, ochlpenie a slznica, opálená pokožka, obočie, vlasy, očné bulvy, viečka, oblasť očí, hrdlo, ucho, bradavka, dvorec, oblasť pupka, tetovanie
- Oblasť, kde sú viditeľné krvné cievy, ako napríklad dutá žila
- Jazyk, melazma, zmena farby a materské znamienka
- Miesta po ošetroaní estetickou medicínou (asi 2 týždne po operácii)
- Mokrá alebo vlhká pokožka

Ukladací priestor

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí
- Udržujte zariadenie mimo dosahu vody, vlhkých miest, pary, prašných miest, vystavených priamemu slnečnému žiareniu
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov (alkohol, riedidlo, benzín, odstraňovač laku na nechty, spreje atď.)
- Udržujte zariadenie mimo miest, kde sa generujú silné rádiové vlny alebo magnetické polia
- Udržujte zariadenie mimo dosahu vykurovacích zariadení

Upratovanie

- Na každodennú údržbu používajte neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku. Zariadenie nečistite organickými rozpúšťadlami ani inými chemikáliami. Neoplachujte vodou.
- Vyhňte sa vysokotlakovému umývaniu a čisteniu tvrdými predmetmi, ktoré môžu poškriabať jeho povrch,
- Medzi ošetrovaniami na rôznych častiach tváre a tela dezinfikujte končeky pomocou prostriedkov určených pre kozmetické prístroje

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nazivna napetost:	AC100-240V
Nazivna frekvenca:	50/60Hz
Nazivna poraba energije:	120 W
Dimenzije:	Dimenzije ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (ko je ročaj zložen)
Tehnica:	Teža ~ 1240 g
Napajalni kabel:	1,5 m
Priključni kabel ročaja:	1,3 m
Časovnik:	Samodejni izklop po 20 minutah
Uporabite okolje:	Temperatura 5 °C - 35 °C, relativna vlažnost ≤75%
Materijal:	Glavno ohišje: PC + ABS, silikon, aluminijeva zlitina; Različni priključki: PC + ABS, aluminij, steklo

Opis delov - naprava v podstavku [glej stran 2, f2]

- a. LED diode nivoja - Senzor barve kože zazna 10 nivojev in samodejno prilagodi raven moči bliskavice. Vse LED diode svetijo vedno, ko je naprava postavljena na podstavek.
b. LED dioda stanja - z barvo LED diode lahko preverite, kateri način je nastavljen. LED lučka vedno svetli v stanju pripravljenosti. Ko ga položite na kožo, utripa.

Načini	Barva svetilke	Raven utripanja
Občutljiva koža	Modra	Kratek
Normalna koža	Bela	Povprečen
Visoka moč	Oranžna	Visoka

- c) Gumb za vklop/način; Dolg pritisk: vklop/izklop. Kratek pritisk: Vsakič, ko pritisnete gumb, se način preklopi. Izberete lahko način za občutljivo kožo, običajni način in način visoke moči.
d. Osnova
e) Priključni kabel.

Opis delov - naprava odklopljena od baze [glejte stran 2, f3]

- a. Izhod zraka
b. Senzor za dotik
c) Hladilna površina
d. Izhod bliskavice
e. Senzor barve kože
f Gumb za bliskavico - Kratek pritisk: enkratni blisk. Dolg pritisk in držanje gumba: utripa približno 3 sekunde.
g. Dovod zraka

Opis delov - stojalo in kabel [glej stran 3, f5]

- a. UV-svetiloba - Ko napajalni kabel priključite v tično ali napravo obesite, je stala preklopi v stanju pripravljenosti in UV-luč dejansko deluje približno 3 minute. Ko deluje UV lučka, se utripajo vse ravni lučke.
b. Stojalo
c) Kabelska polnilnica
d. Napajalni vtič EU

Dodatki [stran 3, f6]

- a. Slika/pokrovček per prste
b) VIO prekrivanje
c DPL blazinica za nego kože
d. NIR prekrivanje
e. Varnostna očala

Kako namestiti/odstraniti prekrivanje [glejte stran 3, f7]

Pokrovček je magnetnega tipa.
Namestiti pokrovček tako, da pokriva izhodno površino bliskavice. Pri odklopu primite obe strani pokrovčka in ga nežno odstranite

Funkcija IPL (Intenzivna pulzirajoča svetiloba - VIO prekrivni sloj se lahko uporablja za nego območja VIO; prekrivni obraz/prst)

Odstranjevanje dlak se izvaja s funkcijo IPL. Raven intenzivnosti pulza lahko izberete med tremi načini (občutljiva koža, normalna koža, način visoke moči) glede na stanje kože, barvo in območje, ki ga želite uporabiti.

Funkcija DPL (Dye Pulsed Light - DPL negovalna blazinica)

Uporabljajte za popokane kapilare (porcellost) in razširjene pore (krčite pore); Zmanjšanje pigmentacije: DPL lahko cilja in zmanjša videz težav s pigmentacijo, kot so starostne pege, sončne pege in pege. Deluje tako, da razgradi odvečni melanin v koži, kar vodi do bolj enakomernega in uravnoveženega tena kože. Učvrstitev kože: DPL tehnologija lahko pomaga učvrstiti in napeti kožo s spodbujanjem proizvodnje kolagena in elastina, kar pomaga izboljšati elastičnost kože in zmanjšati povešenost; Osnova kože: DPL lahko pomaga spodbuditi proizvodnjo kolagena, ki je bistvena komponenta za ohranjanje mladostne in zdrave kože. Ciljno deluje na drobne linije, gube in neenakomeren ton kože, zaradi česar imate bolj sijočo in osveženo polt. Lajšanje rdečice in rozacea: svetlobna energija DPL lahko pomaga pomiriti in zmanjšati rdečico, povezano s stanji, ki je rozacea. Deluje na krvne žile, ki so odgovorne za rdečico, kar vodi do bolj enakomernega tena kože in zmanjšanja rdečice sčasoma.

Kako pogosto uporabljati DPL: ne več kot dvakrat na teden.

Funkcija NIR (Near InfraRed - NIR negovalna blazinica)

Učvrstitev in napenjanje kože: tehnologija NIR spodbuja proizvodnjo kolagena in elastina, kar vodi do izboljšane elastičnosti in čvrstosti kože. To pomaga napeti ohlapno kožo, zmanjšati povešenost in spodbuditi mlajši videz. Zmanjšanje gub: Z izboljšanjem sinteze kolagena lahko NIR pomaga zmanjšati videz drobnih linij in gub. Toplota, ki jo ustvari NIR, prodre globoko v kožo in spodbudi proizvodnjo novih kolagenskih vlaken, rezultat pa je bolj gladka in mladostna koža.

Pomlajevanje kože: NIR terapija lahko izboljša celotno teksturo in tonus kože. Ciljno deluje na področja z neenakomerno pigmentacijo, poškodbami zaradi sonca in starostnimi pegami ter spodbuja bolj enakomerno in sijočo polt.

Kako pogosto uporabljati NIR: ne več kot enkrat na dan, vendar ne skupaj z DPL.

Način neprekinjenega bliskanja

Ta način je priporočljivo uporabljati za velike površine, kot so noge in roke.
Držite gumb za bliskavico približno 3 sekunde, da preklopite na neprekinjeni način bliskavice.

Uporabite ga tako, da ga premikate po koži, ne da bi napravo odstranili s kože.

Neprekinjeni način bliskanja bo deloval, dokler je v stiku s kožo.

Če se naprava odmakne od vaše kože, znova pritisnite gumb bliskavice. Če barva kože in senzor za dotik nista zaznana približno 3 sekunde, bo neprekinjeno utripanje prenehalo.

Varnostne funkcije

Senzor barve kože (prepoznavanje barve kože)

Senzor barve kože prebere barvo kože površine bliskavice v 10 ravneh in samodejno prilagodi stopnjo bliskavice. Prepoznavanje barve kože ne deluje pri uporabi prekrivanja.

Senzor na dotik

Ko je moč bliskavice popolnoma v stiku s kožo, je možno sprožiti. Medtem ko lučka stanja utripa.

Funkcija hlajenja

Hladilna površina se nahaja okoli izhoda bliskavice. Hladi kožo med tretmajem.

Funkcija samodejnega izklopa

Ko je napajanje vklopljeno in ne deluje 3 minute, se napajanje samodejno izklopi. Poleg tega se po 20 minutah uporabe samodejno izklopi tudi napajanje. Ventilator bo deloval približno 30 sekund po izklopu napajanja.

Točke uporabe [glejte stran 4, f8]

Bliskavico postavite blizu kože in nežno drsite po koži.

- a. Odmaknite se od kože
b. OPOMBA: Prepričajte se, da ni vrzeli.

Območja oskrbe (točke)

Odstranjevanje dlak (IPL) [glejte stran 4, f9]

a. Pazduha / b. Prsni koš / c. Roka / d. Roke in prsti / e. Noga / f. Obraz / g. VIO območje

Nega kože (GLP) [glejte stran 4, f10]

a. Obraz / b. Vrat in dekolte

Načini uporabe [glejte stran 4, f10]

Odstranjevanje dlak (IPL), nega kože (DPL)

1. Priključite napajalni kabel na podstavek in stensko vtičnico.

2. Pritisnite in držite gumb za vklop/način [glejte stran 2, f1-a] približno 3 sekunde, da vklopite napravo. Statusna LED bo zasvetila in ventilator bo začel delovati (v stanju pripravljenosti), [glejte stran 2, f2]:

- a. LED diode ravn
b. Statusna LED - sveti: v stanju pripravljenosti / utripa: utrip na voljo
c. Gumb za vklop/način

3. Na kratko pritisnite gumb Power/Mode [glejte stran 2, f1-a], da preklopite način.

Način lahko preverite po barvi statusne lučke. Moč bliskavice narašča v vrstnem redu: način občutljive kože → običajni način → način visoke moči.

4. Bliskavico postavite na kožo (brez pokrovčka), nato na kratko pritisnite gumb za bliskavico [glejte stran 2, f1-b], ko lučka statusa začne utripati. Senzor barve kože samodejno prepozna barvo kože v 10 stopnjah in prilagodi ustrezno raven/diodo. Za aktiviranje neprekinjenega načina pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za bliskavico [glejte stran 2, f1-b].

Enkratni blisk (posnetek) - enkrat pritisnite gumb bliskavice za dano pozicijo. Nato spremenite položaj in "ustreli znova"

Neprekinjeno bliskanje - pri negi širših površin, kot so roke in noge, premikajte napravo po koži.

Način neprekinjenega bliskanja traja, dokler je v stiku s kožo. Če znova na kratko pritisnete utripajoči gumb [glejte stran 2, f1-b] ali ga pustite brez stika s kožo približno 3 sekunde ali dlje, se način neprekinjenega bliskanja izklopi.

5. Po postopku izklopite napravo - pritisnite in držite gumb za vklop/način [glejte stran 2, f1-a] približno 3 sekunde. Napravo obesite na podstavek (naprava bo prešla v stanje pripravljenosti). UV žarnica se samodejno vklopi za približno 3 minute. Po 20 minutah uporabe se napajanje samodejno izklopi.

6. Prepričajte se, da se je ventilator naprave ustavil, in izključite napajalni kabel iz baze

in električno vtičnico. Po negi:

- Po negi kožo temeljito navlažite.
- Če je koža po zdravljenju vroča, jo ohladite z ledenim obkladkom ali hladno brisačo.
- Po negi se izogibajte izpostavljanju kože neposredni sončni svetlobi in pazite, da vas sonce med nego ne opeče.
- Po vsaki uporabi odstranite madeže sebuma ali kozmetično tekočino, ki je priložena izdelku za vzdrževanje.
- Pred vzdrževanjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Po vsaki uporabi obrišite odprtino za bliskavico in senzor barve kože s suho krpo.

NIR Lift Care za vrat in dekolte [glej stran 4, f10]

Za predel vratu postavite okence za zdravljenje v vodoravni položaj in premikajte napravo od zgoraj navzdol. Za predel dekolteja postavite okence za zdravljenje v navpičen položaj in premikajte napravo od znotraj navzven.

1. Negujte obe strani kože zaporedno od 1 do 6, neprekinjeno se premikajte in ne puščajte vrzeli.
2. Uporabite na goli koži (po odstranitvi ličil) na obrazu.
3. Neprekinjeni način bliskavice lahko uporabite na obrazu, vendar je priporočljivo uporabljati način enkratne osvetlitve pri negi kože okoli oči. Ko izpostavite obraz, zaprite oči.
4. Ne uporabljajte na obrveh, vekah ali ustnicah. Ko je naslavec pritrjen, ga uporabljajte pri ravni osvetlitvi, kjer lahko občutite nežno toploto.
5. Pri uporabi naprave s prevleko boste morda občutili rahlo toploto.
6. Po negi kože temeljito navlažite.

Opozorila

- Pred uporabo odstranite vse kovinske dodatke (uhane, prstane itd.).
- Bliskavica je zelo svetla in lahko poškoduje vaše oči
- Ne usmerjajte bliskavice v oči
- Ne gledajte neposredno v bliskavico
- Ne uporabljajte, če je poškodovan ali zlomljen.
- Ne uporabljajte večkrat na istem predelu več kot dvakrat v enem dnevu
- Dolgotrajni ali ponavljajoči se bliski na istem mestu lahko povzročijo poškodbe kože
- Ne uporabljajte z blokiranim dovodom/izstopom zraka
- Pustite napravo 15 minut ali več, preden jo ponovno uporabite
- Naprave ne uporabljajte na oblačilih, laseh ali drugih predmetih
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med 5°C in 35°C
- Če naprave dlje časa niste uporabljali, pred ponovno uporabo preverite, ali deluje pravilno
- Ne uporabljajte napajalnih kablov, razen namenskih
- Naprave ne puščajte vključene
- Ne dovolite, da bi se majhni predmeti, tuji, umazanija, vlaga ali prah prilepili na glavno enoto, reže, prezračevalne odprtine itd.
- Naprave ne razstavlajte, popravljajte ali spreminjajte
- Če naprava ali dodatki oddajajo neprijeten vonj ali toploto, jih prenehajte uporabljati
- Če pride do kakršne koli nepravilnosti, takoj izklopite glavno enoto in izvlecite vtič iz vtičnice
- Naprave ne udarjajte ob druge predmete ali stvari
- Če naprava pade ali se poškoduje, izklopite napajanje in izključite napravo
- Napajalnega kabla ne vlečite ali zvijajte
- Ko naprave ne uporabljate, vedno izklopite napajanje in izvlecite napajalni vtič.
- Ko izvlecite vtič iz vtičnice, držite obe strani vtiča.
- Pri uporabi na obrazu odstranite vsa ličila, kremo za sončenje, parfum itd. in uporabite na izpostavljeni koži.
- Izogibajte se uporabi takoj po sončenju. Ne uporabljajte skupaj s pilinom ali negovalno masko.
- Ob prvi uporabi naprave se seznanite z napravo, uporabite jo kratek čas na nizki stopnji (način za občutljivo kožo). Tudi če ne čutite bolečine, to ne poveča moči in uporabite napravo na ustrezni ravni, nato postopoma prilagodite stopnjo
- 24 ur po zdravljenju pazite, da področja zdravljenja ne izpostavljate ultravijolični (UV) svetlobi. Če je rdečica po 24 urah še vedno prisotna, se izogibajte UV-sevanju. Med zdravljenjem uporabljajte tudi zaščito pred soncem.
- Po vsaki uporabi napravo očistite in odstranite dlake in umazanijo.

Napravo je prepovedano uporabljati:

- Otroci
- Menstruacije, nosečnice in doječe ženske
- Ljudje, ki trpijo zaradi bolezni srca ali drugih bolezni srca in ožilja
- Ljudje z epilepsijo, avtoimunskimi boleznimi in fotosenzibilnostjo
- Ljudje z rakom, hematološkimi motnjami, motnjami krvnega obtoka, hudimi vnetnimi simptomi, nenormalnim krvnim tlakom, krvnimi strdki
- Ljudje s kožnimi nepravilnostmi, kot so rane, ekcemi in otekline, atopijski dermatitis in ljudje z zelo občutljivo kožo.
- Ljudje, ki uporabljajo dermatološko zdravljenje aken ali drugih kožnih bolezni
- Ljudje s subfebrilnimi ali vročinskimi stanji
- Ljudje, ki ne čutijo temperature ali zunanjih dražljajev.
- Osebe z gibalno oviranostjo
- Ljudje, ki jemljejo zdravila
- Osebe pod vplivom alkohola
- Ljudje z mokrimi ali vlažnimi rokami

Napravo je prepovedano uporabljati na področjih, kot so:

- Ustnice, srarni predel in sluznica, porjavela koža, obrvi, lasje, zrklo, veke, predel okoli oči, grlo, uho, bradavica, areola, predel popka, tetovaza
- Območja, kjer so vidne krvne žile, na primer vena cava
- Brazgotine, melazma, razbarvanje in rojstna znamenja
- Mesta po zdravljenju estetske medicine (približno 2 tedna po operaciji)
- Mokra ali vlažna koža

Shranjevanje:

- Napravo hranite izven dosega otrok
- Napravo hranite stran od vode, vlažnih mest, pare, prašnih mest, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi
- Napravo hranite stran od vnetljivih materialov (alkohol, razredčilo, bencin, odstranjevalec laka za nohte, pršilo itd.)
- Napravo hranite stran od mest, kjer nastajajo močni radijski valovi ali magnetna polja
- Napravo hranite stran od grelnih naprav

Čiščenje

- Za vsakodnevno vzdrževanje uporabljajte nevtralni detergent in mehko krpo. Naprave ne čistite z organskimi topili ali drugimi kemikalijami. Ne izpirajte z vodo.
- Izogibajte se pranju pod visokim pritiskom in čiščenju s trdimi predmeti, ki lahko opraskajo površino.
- Med tretmaji na različnih delih obraza in telesa razkužite konice s sredstvi, ki so namenjena lepotnim pripomočkom.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f4]:

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu

NIR Lift Care kaelale ja dekolteele [vt lk 4, f10]

Kaelapiirkonna jaoks asetage raviaken horisontaalasendisse ja liigutage seadet ülalt alla. Dekolteepiirkonna jaoks asetage raviaken vertikaalasendisse ja liigutage seadet seest väljapoole.

1. Hoolditege mõlema nahapoolle eest järjestikku 1 kuni 6, liikudes pidevalt, jätmata tühimikke.
2. Kasuta paljal nahal pärast meigi eemaldamist) näol.
3. Näol saab kasutada pidevat valgurežiimi, kuid silmaümbruse naha hooldamisel on soovitatav kasutada ühe särituse režiimi. Näo paljastamisel sulgege silmad.
4. Ärge kasutage kulmudel, silmalaugudel ega huultel. Kui lisaseade on kinnitatud, kasutage seda särituse tasemel, kus tunnete õrna soojust.
5. Ülekattega seadet kasutades võite tunda kerget soojust.
6. Pärast hooldust niisutage nahka põhjalikult.

Hoiatused

- Enne kasutamist eemaldage kõik metallist tarvikud (kõrvõrgad, sõrmused jne).
- Väldklamp on väga ere ja võib teie silmi kahjustada
- Ärge suunake valgust silma
- Ärge vaadake otse välklambi osa
- Ärge kasutage, kui see on kahjustatud või katki.
- Ärge kasutage korduvalt samal alal rohkem kui kaks korda päevas
- Pikaajaline või korduvalt valgutamine samas kohas võib põhjustada nahakahjustusi
- Ärge kasutage blokeeritud õhu sisse-/väljalaskevõrgu
- Jätke seadmel 15 minutiks või kauemaks, enne kui seda uuesti kasutate
- Ärge kasutage seadet niitel, juustel ega muudel esemetel
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus 5°C kuni 35°C
- Kui seadet pole pikka aega kasutatud, kontrollige enne uuesti kasutamist, kas see töötab korralikult
- Ärge kasutage muid toitekaableid peale spetsiaalsete kaablite
- Ärge jätke seadet sisselülitatuks
- Ärge laske väikestel esemetel, võõrkehadel, mustusel, niiskusel või tolmul kleepuda põhiseadmele, vahedele, ventilatsioonivahedele jne.
- Ärge võtke seadet latil, parandage ega muutke seda
- Kui seade või tarvikud eritavad ebameeldivat lõhna või kuumust, lõpetage nende kasutamine
- Kui ilmneb mistahes kõrvalekalte, lülitage kohe põhiseadme toide välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Ärge lööge seadet vastu teisi esemeid või asju
- Kui seade kukub maha või on kahjustatud, lülitage toide välja ja eemaldage seade vooluvõrgust
- Ärge lömname ega kerige toitejuht
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage alati toide välja ja eemaldage toitepistik.
- Kui eemaldate pistiku pistikupesast, hoidke pistiku mõlemast küljest kinni.
- Kui kasutate näole, eemaldage kindlasti meik, päikesekaitsekreem, parfüüm jne ja kasutage katmata nahal.
- Vältige kasutamist kohe pärast päevitamist. Mitte kasutada koos kooriva või hooldusmaskiga.
- Seadme esmakordsel kasutamisel tutvuge seadmega, kasutage seda lühikest aega madalal tasemel (tundliku naha režiim). Isegi kui te ei tunne valu, ei suurenda see tugevust ja kasutage seadet sobival tasemel, seejärel reguleerige taset järk-järgult
- Olge 24 tunni jooksul pärast töölemist ettevaatlik, et te ei puutuks raviapiirkonda ultraviolettkiirgusega (UV). Kui punetus püsib ka 24 tunni pärast, vältige UV-kiirgust. Kasuta ravi ajal ka päikesekaitsekreemi.
- Pärast iga kasutamist puhastage seadet ning eemaldage karvad ja mustus.

Seadme kasutamine on keelatud:

- Lapsed
- Menstruatsioon, rasedad ja imetavad naised
- Inimesed, kes põevad südamehaigusi või muid kardiovaskulaarseid haigusi
- Inimesed, kes põevad epilepsiat, autoimmuunhaigusi ja valgustundlikkust
- Inimesed, kellel on vähk, vereloomehäired, vereringehäired, rasked põletikunähud, ebanormaalne vererõhk, verehüübed
- Inimesed, kellel on nahahäired, nagu haavad, ekseem ja tursed, atoopiline dermatiit ja väga tundliku nahaga inimesed.
- Inimesed, kes kasutavad akne või muude nahahaiguste korral dermatoloogilist ravi
- Subfebrilil või palavikuga inimesed
- Inimesed, kes ei tunne temperatuuri ega väliseid stiimuleid.
- Füüsilise puudega inimesed
- Inimesed, kes võtavad ravimeid
- Alkoholihoobes inimesed
- Inimesed, kellel on märgad või niisked käed

Seadet on keelatud kasutada sellistes kohtades nagu:

- Huuled, habemepiirkond ja limaskestad, pargitud nahk, kulmud, juuksed, silmamuna, silmalaud, silmaümbrus, kurk, kõrv, nibu, areola, naba piirkond, tätoveering
- Piirkonnad, kus veresooned on nähtavad, näiteks õnesveen
- Armid, melasma, värvimuutused ja sünnimärgid
- Kohad pärast esteetilise meditsiini ravi (umbes 2 nädalat pärast operatsiooni)
- Märg või niiske nahk

Hoiustamine:

- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas
- Hoidke seadet eemal veest, niisketest kohtadest, aurudest, tolmustest kohtadest ja otsest päikesevalgusest
- Hoidke seadet eemal kergesti süttivatest materjalidest (alkohol, lahusti, bensiin, küünelakieemaldaja, puhusti jne).
- Hoidke seade eemal kohtadest, kus tekitatakse tugevaid raadiolaineid või magnetvälju
- Hoidke seade kütteseadmetest eemal

Puhastamine

- Igapäevaseks hoolduseks kasutage neutraalset pesuainet ja pehmet lappi. Ärge puhastage seadet orgaaniliste lahustite või muude kemikaalidega. Ärge loputage veega.
- Vältige kõrgsurvepesu ja kõvade esemetega puhastamist, mis võivad selle pinda kriimustada.
- Näo ja keha erinevate osade hoolduste vahel desinfitseerige otsikud iluseadmetele mõeldud vahenditega

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

NIR Lift Care kaktui ir dekoltė zonai [žr. 4 pst., f10]

Kaklo srityje padėkite gydymo langelį į horizontalią padėtį ir perkelkite prietaisą iš viršaus į apačią. Dekoltė zonai gydymo langelį pastatykite vertikaliaje padėtyje ir perkelkite prietaisą iš vidaus į išorę.

1. Prižiūrėkite abi odos puses paeiliui nuo 1 iki 6, nuolat judėdami, nepalikdami tarpų.
2. Naudoti ant plikos odos (nuvalius makiažą) ant veido.
3. Nepertraukiamo blykštės režimą galima naudoti veidui, tačiau prižiūrint odą aplink akis rekomenduojama naudoti vienos ekspozicijos režimą. Atidengdami veidą, užmerkite akis.
4. Nenaudokite ant antakių, akių vokų ar lūpų. Kai pritvirtintas priedas, naudokite jį ekspozicijos lygiu, kuriame galite jausti švelnią šilumą.
5. Naudodami prietaisą su perdanga galite jausti lengvą šilumą.
6. Po procedūros kruopščiai sudrėkinkite odą.

Įspėjimai

- Prieš naudodami nuimkite visus metalinius priedus (auskarus, žiedus ir pan.).
- Blykštė yra labai ryški ir gali pažeisti akis
- Nenukreipkite blykštės į akis
- Nežiūrėkite tiesiai į blykštės dalį
- Nenaudokite, jei jis pažeistas arba sulūžęs.
- Nenaudokite pakartotinai toje pačioje vietoje daugiau nei du kartus per dieną
- Ilgai ar pasikartojantys blyksniai toje pačioje vietoje gali pažeisti odą
- Nenaudokite su užblokuota oro įleidimo/išleidimo anga
- Palikite prietaisą 15 minučių ar ilgiau prieš vėl naudodami
- Nenaudokite prietaiso ant drabužių, plaukų ar kitų daiktų
- Prietaisą naudokite nuo 5°C iki 35°C temperatūroje
- Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, prieš vėl naudodami patikrinkite, ar jis tinkamai veikia
- Nenaudokite kitų maitinimo laidų, išskyrus tam skirtus
- Nepalikite įrenginio jungto
- Neleiskite prie pagrindinio įrenginio, tarpų, ventiliacijos angų ir pan. prilipti smulkių daiktų, pašalinių daiktų, purvo, drėgmės ar dulkių.
- Nearykite, netaisykite ir nemodifikuokite įrenginio
- Jei prietaisas ar priedai skleidžia nemalonų kvapą arba karštį, nustokite juos naudoti
- Jei atsiranda kokių nors sutrikimų, nedelsdami išjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Nedaužykite prietaiso į kitus daiktus ar daiktus
- Jei prietaisas nukrito arba sugadinamas, išjunkite maitinimą ir atjunkite įrenginį
- Neitraukite ir nevykiokite maitinimo laido
- Visada išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką, kai nenaudojate prietaiso.
- Ištraukdami kištuką iš lizdo, laikykite už abiejų kištuko pusių.
- Naudodami ant veido, būtinai nuvalykite makiažą, apsaugos nuo saulės priemones, kepalus ir pan. ir naudokite ant atviros odos.
- Venkite naudoti iškart po saulės vonių. Nenaudoti kartu su šveitimo ar priežiūros kauke.
- Naudodami prietaisą pirmą kartą, susipažinkite su prietaisu, trumpai naudokite jį žemu lygiu (jautrios odos režimas). Net jei nejauciate skausmo, jis nedidina jėgos ir naudokite prietaisą tinkamu lygiu, tada palaipsniui reguliuokite lygį
- 24 valandas po gydymo būkite atsargūs, kad gydomos vietos neveiktų ultravioletinė (UV) šviesa. Jei paraudimas išlieka ir po 24 valandų, venkite UV spindulių. Taip pat gydymo metu naudokite apsaugos nuo saulės priemones.
- Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaisą ir pašalinkite plaukus bei nešvarumus.

Prietaisą draudžiama naudoti:

- Vaikai
- Menstruacinės, nėščios ir krūtimi maitinančios moterys
- Žmonės, sergantys širdies ligomis ar kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis
- Žmonės, sergantys epilepsija, autoimuninėmis ligomis ir jautrumu šviesai
- Žmonės, sergantys vėžiu, kraujodaros sutrikimais, kraujotakos sutrikimais, sunkiais uždegimo simptomais, nenormaliu kraujospūdžiu, kraujo krešuliais.
- Žmonės su odos sutrikimais, pvz., žaizdomis, egzema ir patinimu, atopiniu dermatitu ir labai jautria oda.
- Žmonės, kurie naudoja dermatologinį gydymą nuo spuogų ar kitų odos ligų
- Žmonės, sergantys subfebrile arba karščiavimu
- Žmonės, kurie nejaucia temperatūros ar išorinių dirgiklių.
- Žmonės su fizine negalia
- Žmonės, vartojantys vaistus
- Žmonės, apsvaigę nuo alkoholio
- Žmonės su šlapimomis ar drėgnomis rankomis

Draudžiama naudoti įrenginį tokiose vietose kaip:

- Lūpos, gaktos sritis ir gleivinė, įdegusi oda, antakiai, plaukai, akies obuolys, vokai, akių sritis, gerklė, ausis, spenelis, areola, bambos sritis, tatuiruotė
- Sritis, kurioje matomos kraujagyslės, pvz., tuščioji vena
- Randai, melasma, spalvos pakitimai ir apgamai
- Vietos po estetinės medicinos gydymo (apie 2 savaites po operacijos)
- Drėgna arba drėgna oda

Saugykla:

- Saugokite įrenginį nuo vaikų
- Saugokite prietaisą nuo vandens, drėgnų vietų, garų, dulkių, tiesioginių saulės spindulių
- Prietaisą laikykite toliau nuo degių medžiagų (alkoholio, skiediklio, benzino, nagų lako, valiklio, purškalo ir kt.)
- Saugokite prietaisą nuo vietų, kur sukuriama stiprios radijo bangos arba magnetiniai laukai
- Saugokite įrenginį nuo šildymo prietaisų

Valymas

- Kasdienie priežiūrai naudokite neutralų ploviklį ir minkštą skudurėlį. Nevalykite prietaiso organiniais tirpikliais ar kitomis cheminėmis medžiagomis. Neplaukite vandeniu.
- Venkite plovimo aukštu slėgiu ir valymo kietais daiktais, kurie gali subraižyti jo paviršių.
- Tarp skirtingų veido ir kūno dalių procedūrų dezinfekuokite galukus, naudodami grožio prietaisams skirtas priemones.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

NIR Lift Care kaklam un dekoltē [skat. 4. lpp., f10]

Kakla zonai novietojiet ārstēšanas lodziņu horizontālā stāvoklī un pārvietojiet ierīci no augšas uz leju. Dekoltē zonai novietojiet apstrādes lodziņu vertikālā stāvoklī un pārvietojiet ierīci no iekšpuses uz ārpusi.

1. Rūpējieties par abām ādas pusēm secīgi no 1 līdz 6, nepārtraukti kustoties, neatstājot atstarpes.
2. Lietojiet uz tukšas ādas (pēc grīma noņemšanas) uz sejas.
3. Sejai var izmantot nepārtrauktas zibspuldzes režīmu, bet, kopjot ādu ap acīm, ieteicams izmantot vienas ekspozīcijas režīmu. Atklājot seju, aizveriet acis.
4. Nelietot uz uzacīm, plakstiņiem vai lūpām. Kad ir pievienots pielikums, izmantojiet to tāda ekspozīcijas līmenī, kurā varat sajūst maigu siltumu.
5. Lietojot ierīci ar pārkāļumu, jūs varat sajūst nelielu siltumu.
6. Pēc procedūras rūpīgi samitriniet ādu.

Brīdinājumi

- Pirms lietošanas, lūdzu, noņemiet visus metāla piederumus (auskarus, gredzenus utt.).
- Zibspuldze ir ļoti spīlīga un var sabojāt acis
- Nevērsiet zibspuldzi acīs
- Neskatieties tieši uz zibspuldzes daļu
- Nelietot, ja las ir bojāts vai salauzts.
- Nelietot atkārtoti vienā un tajā pašā vietā vairāk kā divas reizes vienā dienā
- Ilgstoša vai atkārtota mirgošana vienā un tajā pašā vietā var izraisīt ādas bojājumus
- Nelietot ar bloķētu gaisa ieplūdes/izplūdes atveri
- Atstājiet ierīci 15 minūtes vai ilgāk, pirms to atkal lietot
- Neizmantojiet ierīci uz drēbēm, matiem vai citiem priekšmetiem
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 5°C līdz 35°C
- Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, pirms atkārtotas lietošanas pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi
- Neizmantojiet citus strāvas kabelus, kā tikai tam paredzētos
- Neatstājiet ierīci ieslēgtu
- Nelaujiet maziem priekšmetiem, svešķermeņiem, netīrumiem, mitrumam vai putekļiem pielipt pie galvenās ierīces, spraugām, ventilācijas atverēm utt.
- Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci
- Ja ierīce vai piederumi izdala nepatīkamu smaku vai karstumu, lūdzu, pārtrauciet to lietošanu
- Ja rodas kādas novirzes, nekavējoties izslēdziet galvenās ierīces strāvu un izņemiet kontaktakšus no kontaktlīdzdas.
- Nesitiet ierīci pret citiem priekšmetiem vai lietām
- Ja ierīce ir nokritusi vai bojāta, izslēdziet barošanu un atvienojiet ierīci
- Nevelciet un nesatīniet strāvas vadu
- Vienmēr izslēdziet strāvu un atvienojiet strāvas kontaktakšu, kad nelietojat ierīci.
- Izmērot kontaktakšu no kontaktlīdzdas, turiet no abām kontaktakšas pusēm.
- Lietojot uz sejas, noteikti noņemiet kosmētiku, saulsaules līdzekli, smaržas utt. un lietojiet to uz atklātas ādas.
- Izvairieties no lietošanas uzreiz pēc saulsaules. Nelietot kopā ar pilingu vai kopšanas masku.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, lūdzu, iepazīstieties ar ierīci, izmantojiet to īsu brīdi zemā līmenī (jutīgas ādas režīms). Pat ja jūs nejutāt sāpes, tas nepatīkama spēku un izmantojiet ierīci atbilstošā līmenī, pēc tam pakāpeniski noregulējiet līmeni.
- 24 stundas pēc apstrādes uzmanieties, lai apstrādātā vieta netiktu pakļauta ultravioletās (UV) gaismas iedarbībai. Ja apsārtums joprojām saglabājas pēc 24 stundām, izvairieties no UV starojuma. Ārstēšanas laikā izmantojiet arī saulsaules līdzekli.
- Pēc katras lietošanas reizes notīriet ierīci un noņemiet matiņus un netīrumus.

Ierīci aizliegts lietot šādos gadījumos:

- Bērni
- Menstruācijas, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
- Cilvēki, kas cieš no sirds slimībām vai citiem sirds un asinsvadu traucējumiem
- Cilvēki, kas cieš no epilepsijas, autoimūnām slimībām un fotosensitivitātes
- Cilvēki ar vēzi, hematopoētiskiem traucējumiem, asinsrites traucējumiem, smagiem iekaisuma simptomiem, patoloģisku asinsspiedienu, asins recekļiem
- Cilvēki ar ādas anomālijām, piemēram, brūcēm, ekzēmu un pietūkumu, atopisko dermatītu un cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu.
- Cilvēki, kuri izmanto dermatoloģisku ārstēšanu putiņu vai citu ādas slimību ārstēšanai
- Cilvēki ar subfebrilu vai drudzi
- Cilvēki, kuri nejut temperatūru vai ārējus stimulus.
- Cilvēki ar fiziskiem traucējumiem
- Cilvēki, kuri lieto medikamentus
- Cilvēki alkohola reibumā
- Cilvēki ar slapjām vai mitrām rokām

Ir aizliegts lietot ierīci tādās vietās kā:

- Lūpas, kaunuma zona un glotāda, miecēta āda, uzacis, mati, acs ābols, plakstiņi, acu zona, rīkle, auss, krūtis, areola, nabas zona, tetovējums
- Vietas, kur ir redzami asinsvadi, piemēram, dobā vēna
- Rētas, melnasma, krāsas izmaiņas un dziļumzīmes
- Vietas pēc estētiskās medicīnas ārstēšanas (apmēram 2 nedēļas pēc operācijas)
- Mitra vai mitra āda

Uzglabāšana:

- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā
- Glabājiet ierīci prom no ūdens, mitrām vietām, tvaikiem, putekļainām vietām, kas pakļautas tiešiem saules stariem
- Turiet ierīci tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem (spirta, šķīdinātāja, benzīna, nagu lakas noņēmēja, aerosola utt.)
- Turiet ierīci tālāk no vietām, kur tiek ģenerēti spēcīgi radioviļņi vai magnētiskie lauki
- Turiet ierīci tālāk no apkures ierīcēm

Trīšana

- Ikdienas apkopi izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli un mikstu drāniņu. Netīriet ierīci ar organiskiem šķīdinātājiem vai citām ķīmiskām vielām. Neskatot ar ūdeni.
- Izvairieties no mazgāšanas ar augstspiediena un trīšanas ar cietiem priekšmetiem, kas var saskrāpēt tā virsmu.
- Starp procedūram dažādās sejas un ķermeņa daļās dezinficējiet galus, izmantojot līdzekļus, kas paredzēti skaistumkopšanas ierīcēm

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

- Karbantartás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Minden használat után száraz ruhával törölje le a vakukimenetet és a bőrszínérzékelőt.

NIR Lift Care nyakra és dekoltázsra [lásd 4. oldal, f10]

A nyak területén helyezze vízszintes helyzetbe a kezelőablakot, és mozgassa felülről lefelé a készüléket. A dekoltázs területén helyezze a kezelőablakot függőleges helyzetbe, és mozgassa a készüléket belülről kifelé.

1. Ügyeljen a bőr mindkét oldalára egymás után 1-től 6-ig, folyamatosan mozogva, hézagok nélkül.
2. Használja csupasz bőrre (a smink eltávolítása után) az arcán.
3. A folyamatos vaku mód az arcon használható, de a szemkörnyéki bőr ápolásakor az egyszerű expozíciós mód használata javasolt. Csukja be a szemét, amikor szabaddá teszi az arcát.
4. Ne használja szemöldökön, szemhéjon vagy ajkakon. Amikor egy tartozék van felhelyezve, olyan expozíciós szinten használja, ahol gyengéd meleget érez.
5. Ha a készüléket a rátételt együtt használja, enyhé melegséget érezhet.
6. A kezelés után alaposan hidratálja a bőrt.

Figyelmeztetések

- Használat előtt távolítsa el minden fémtartozékot (fülbevaló, gyűrű stb.).
- A vaku nagyon fényes, és károsíthatja a szemet
- Ne irányítsa a vakut a szemébe
- Ne nézzen közvetlenül a vaku részébe
- Ne használja, ha sérült vagy törött
- Ne használja ugyanazon a területen többször egy napon belül
- A hosszan tartó vagy ismételt villanások ugyanazon a helyen bőrkárosodást okozhatnak
- Ne használja eltárt levegő bemeneti/kimeneti nyílásokkal
- Hagyja a készüléket legalább 15 percig, mielőtt újra használná
- Ne használja a készüléket ruhán, hajon vagy más tárgyakon
- A készüléket 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, az újból használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e
- Ne használjon más tápkábelt, csak a dedikált kábelt
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket
- Ne hagyja, hogy apró tárgyak, idegen tárgyak, szennyeződés, nedvesség vagy por tapadjon a főegységre, résekre, szellőzőnyílásokra stb.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket
- Ha a készülék vagy a tartozékok kellemetlen szagot vagy hőt bocsátanak ki, kérjük, hagyja abba a használatát
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki a főegységet, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne használjon más tápkábelt, csak a dedikált kábelt
- Ha a készülék leesik vagy megsérül, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a konnektorból
- Ne húzza vagy tekerje fel a tápkábelt
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, ha nem használja a készüléket.
- Amikor kihúzza a dugót az aljzatról, fogja meg a dugó mindkét oldalát.
- Ha arca használja, ügyeljen arra, hogy eltávolítsa minden sminket, fénvédőt, parfümöt stb., és használja a kitett bőrfelületre.
- Kerülje a használatát közvetlenül napozás után. Ne használja együtt hámlasztó vagy ápoló maszkal.
- A készülék első használatakor kérjük, ismerkedjen meg a készülékkel, használja rövid ideig alacsony szinten (érzékeny bőr mód). Még ha nem is érez fájdalmat, az nem növeli az erőt és használja a készüléket a megfelelő szinten, majd fokozatosan állítsa be a szintet
- A kezelés után 24 órán keresztül ügyeljen arra, hogy a kezelt területet ne tegye ki ultraibolya (UV) fénynek. Ha 24 óra elteltével is megjelenik a bőrpír, kerülje az UV sugárzást. A kezelés alatt használjon fénvédőt is.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, és távolítsa el a szórt és a szennyeződést.

A készülék használata tilos:

- Gyerekek
- Menstruáló, terhes és szoptató nők
- Szívbetegségben vagy egyéb szív- és érrendszeri betegségben szenvedők
- Epilepsziában, autoimmun betegségben és fényérzékenységekben szenvedők
- Rákos betegek, vérképzőszervi rendellenességek, keringési zavarok, súlyos gyulladásszerű tünetek, káros vérnyomás, vérrögök
- Bőrrendellenességben szenvedők, például sebek, ekcéma és duzzanat, atópiás dermatitisz és nagyon érzékeny bőrűek.
- Olyan emberek, akik bőrgyógyászati kezelést alkalmaznak akne vagy egyéb bőrbetegségek kezelésére
- Subfebrilis vagy lázas állapotban szenvedők
- Olyan emberek, akik nem érzékelnek hőmérsékletet vagy külső ingereket.
- Fizikai fogyatékkal élők
- Gyógyszert szedők
- Alkohol hatása alatt álló személyek
- Nedves vagy nyirkos kezű emberek

Tilos a készüléket olyan helyeken használni, mint pl.

- Ajkak, szemérem és nyálkahártya, leburnult bőr, szemöldök, haj, szemgolyó, szemhéj, szemkörnyék, torok, fül, mellbimbó, bimbóudvar, köldök környéke, tetoválás
- Olyan területek, ahol az erek láthatók, például a vena cava
- Hegek, melasma, elszíneződés és anyajegyek
- Esztétikai kezelés utáni helyek (kb. 2 héttel a műtét után)
- Nedves vagy nedves bőr

Tárolás:

- Tartsa távol a készüléket gyermekektől
- Tartsa távol a készüléket víztől, nedves helyektől, gőztől, poros helyektől, valamint közvetlen napfénytől
- Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól (alkohol, hígító, benzín, körömlakkelmosó, spray stb.)
- Tartsa távol a készüléket olyan helyektől, ahol erős rádióhullámok vagy mágneses mezők keletkeznek
- Tartsa távol a készüléket fűtőberendezésektől

Tisztítás

- A napi karbantartáshoz használjon semleges mosószert és puha ruhát. Ne tisztítsa a készüléket szerves oldószerekkel vagy más vegyszerekkel. Ne öblítse le vízzel.
- Kerülje a nagynyomású mosást és a kemény tárgyakkal való tisztítást, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Az arc és a test különböző részein végzett kezelések között fertőtlenítsa a hegyeket szépségápolási eszközökhöz készült szerekkel

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tensiune nominală:	AC100-240V
Frecvența nominală:	50/60Hz
Consumul nominal de energie:	120W
dimensiuni:	Dimensiuni – 325mm x 82mm x 101mm (când mânerul este pliat)
Balanta:	Greutate – 1240g
Cablu de alimentare:	1,5 m
Cablu de conectare al manerului:	1,3 m
Temporizator:	Oprire automată după 20 de minute
Mediul de utilizare:	Temperatura 5°C - 35°C, umiditate relativă ≤75%
Materiale:	Carcasa principala: PC + ABS, silicon, aliaj de aluminiu; Diverse atasamente: PC + ABS, aluminiu, sticla

Descrierea pieselor - dispozitiv în bază [vezi pagina 2, f2]

- LED-uri de nivel - Senzorul de culoare a pielii detectează 10 niveluri și ajustează automat nivelul de putere blîi. Toate LED-urile sunt mereu aprinse atunci când dispozitivul este plasat pe bază.
- LED de stare - Puteți verifica ce mod este setat de culoarea LED-ului. LED-ul este mereu aprins în modul standby. Când este plasat pe piele, va clipi.

Moduri	Culoarea lămpii	Nivel de clipire
Piele sensibilă	Albastru	Mic de statură
Piele normală	alb	Mediocru
De mare putere	Portocale	Înalt

- Buton Power/Mode; Apăsare lungă: pornire/oprire. Apăsare scurtă: De fiecare dată când este apăsat butonul, modul este comutat. Pot fi selectate modul piele sensibilă, modul normal și modul de mare putere.
- d. Baza
- e. Cablu de conectare.

Descrierea pieselor - dispozitiv deconectat de la bază [vezi pagina 2, f3]

- Ieșirea aerului
- Senzor de atingere
- Suprafața de răcire
- Priză blîtz
- Senzor de culoare a pielii
- Buton blîi - Apăsare scurtă: un singur blîi, Apăsări Lung și mențineți apăsat butonul: clipește timp de aproximativ 3 secunde.
- Admisia aerului

Descrierea pieselor - suport și cablu [vezi pagina 3, f5]

- Lumina UV - Când cablul de alimentare este conectat la priză sau dispozitivul este suspendat, suportul intră în modul standby și lumina UV funcționează automat timp de aproximativ 3 minute. Când lumina UV funcționează, toate luminiile de nivel clipeșc încet.
- Stand
- Cablu de alimentare
- ștecher UE

Accesorii [vezi pagina 3, f6]

- Capac pentru față/deget
- Suprapunere VIO
- tampon de îngrijire a pielii DPL
- suprapunere NIR
- Ochelari de protecție

Cum se instalează/înălătură suprapunerea [vezi pagina 3, f7]

- Capacul este de tip magnetic.
Instalați capacul astfel încât să acopere suprafața de ieșire a blîiului. Când deconectați, țineți capacul de ambele părți și scoateți-l ușor

Funcția IPL (Lumină intensă pulsată - suprapunerea VIO poate fi utilizată pentru îngrijirea zonei VIO; suprapunerea față/deget)

Îndepărtarea părului se realizează folosind funcția IPL. Nivelul de intensitate a pulsului poate fi selectat din trei moduri (piele sensibilă, piele normală, modul de putere mare) în funcție de starea pielii, culoarea și zona de utilizat.

Funcția DPL (Dye Pulsed Light - Pad de îngrijire DPL)

Utilizată pentru capilare sparte (roșeață) și pori dilatați (pori micșorați); Reducerea pigmentării: DPL poate viza și reduce apariția problemelor de pigmentare, cum ar fi pete de vîrstă, pete solare și pistrii. Acționează prin decompararea excesului de melanină din piele, ceea ce duce la un ton mai uniform și mai echilibrat al pielii. Fermizarea pielii: tehnologia DPL poate ajuta la fermitatea și strîngerea pielii prin stimularea producției de colagen și elastină, care ajută la îmbunătățirea elasticității pielii și la reducerea lăsarii pielii. Reînnoirea pielii: DPL poate ajuta la stimularea producției de colagen, care este esențial pentru menținerea pielii tinere și cu aspect sănătos. Vizează liniile fine, ridurile și nuanța neuniformă a pielii, lăsându-vă cu un ten mai strălucitor și mai îmborsătat. Ameliorarea roșeață și rozacee: energia luminoasă DPL poate ajuta la calmarea și reducerea roșeață asociată cu afecțiuni precum rozaceea. Acționează asupra vaselor de sînge responsabile de roșeață, ducînd la o nuanță mai uniformă a pielii și la o roșeață redusă în timp. Cît de des să utilizați DPL: nu mai mult de două ori pe săptămîna.

Funcția NIR (Near Infrared - tampon de îngrijire NIR)

Întărirea și întărirea pielii: tehnologia NIR stimulează producția de colagen și elastină, ceea ce duce la îmbunătățirea elasticității și fermității pielii. Acest lucru ajută la strîngerea pielii lăsate, reduce lăsarea și promovează un aspect mai tînăr. Reducerea ridurilor: Prin îmbunătățirea sintezei de colagen, NIR poate ajuta la reducerea aspectului liniilor fine și al ridurilor. Căldura generată de NIR pătrunde adînc în piele, stimulînd producerea de noi fibre de colagen, rezultînd o piele mai fină și mai tînără.
Întărirea pielii: tehnologia NIR poate îmbunătăți textura generală și tonusul pielii. Vizează zonele cu pigmentare neuniformă, deteriorarea soarelui și petele de vîrstă, promovînd un ten mai uniform și mai luminos. Cît de des să utilizați NIR: nu mai mult de o dată pe zi, dar nu împreună cu DPL.

Modul blîi continuu

Se recomandă utilizarea acestui mod pentru suprafețe mari, precum picioare și brațe.
Țineți apăsat butonul blîi timp de aproximativ 3 secunde pentru a comuta în modul blîi continuu.
Utilizați mutîndu-l pe pielea fără a scoate dispozitivul de pe piele.
Modul blîi continuu va continua să funcționeze atît timp cît este în contact cu pielea.
Dacă dispozitivul se îndepărtează de piele, apăsați din nou butonul blîi. Dacă culoarea pielii și senzorul tactil nu sunt detectate timp de aproximativ 3 secunde, clipirea continuă se va opri.

Măsuri de siguranță

Senzor de culoare a pielii (recunoaștere a culorii pielii)
Senzorul de culoare a pielii citește culoarea pielii suprafeței blîiului în 10 niveluri și ajustează automat nivelul blîiului. Recunoașterea culorii pielii nu funcționează atunci când utilizați suprapuneri.

Senzor tactil

Cînd ieșirea blîiului este complet în contact cu pielea, este posibil să se declanșeze. În timp ce ledul de stare clipește.

Funcția de răcire

Suprafața de răcire este situată în jurul ieșirii blîiului. Răcește pielea în timpul tratamentului.

Funcția de oprire automată

Cînd alimentarea este pornită și nu există nicio operațiune timp de 3 minute, alimentarea se va opri automat. Mai mult, după 20 de minute de utilizare, alimentarea se va opri automat. Ventilatorul va funcționa aproximativ 30 de secunde după oprirea alimentării.

Puncte de aplicare [vezi pagina 4, f8]

- Așezați blîiul aproape de piele și glisăți ușor peste piele.
- Îndepărtați-vă de piele
 - NOTA: Asigurați-vă că nu există goluri.

Zone de îngrijire (puncte)

- Îndepărtarea părului (IPL) [vezi pagina 4, f9]
- Axilă / b. Piept / c. Braț / d. Brațe și degete / e. Picior / f. Față / g. Zona VIO

Îngrijirea pielii (GLP) [vezi pagina 4, f10]

- Față / b. Gât și decolteu

Metode de utilizare [vezi pagina 4, f10]

Îndepărtarea părului (IPL), îngrijirea pielii (DPL)

- Conectați cablul de alimentare la bază și la o priză de perete.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Power/Mode [vezi pagina 2, f1-a] timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni dispozitivul. LED-ul de stare se va aprinde și ventilatorul va începe să funcționeze (în modul de așteptare), [vezi pagina 2, f2];
- LED-uri de nivel
- LED de stare - aprins: în modul standby / clipește: blîi disponibil
- Buton Power/Mode
- Apăsați scurt butonul Power/Mode [vezi pagina 2, f1-a] pentru a comuta între modul.
- Puteți verifica modul după culoarea lumini de stare. Nivelul blîiului crește în ordinea: modul piele sensibilă → modul normal → modul de mare putere.

- Așezați ieșirea blîiului pe piele (fără capac), apoi apăsați scurt butonul blîi [vezi pagina 2, f1-b] cînd LED-ul de stare începe să clipească. Senzorul de culoare a pielii identifică automat culoarea pielii în 10 niveluri și ajustează nivelul/întoarea corespunzătoare. Pentru a activa modul continuu, apăsați și mențineți apăsat butonul blîi [vezi pagina 2, f1-b] timp de aproximativ 3 secunde.

Blîi unic (împuscare) - apăsați butonul blîi o dată pentru o anumită poziție. Apoi schimbați poziția și „trageți din nou”

Blîi continuu - atunci cînd aveți grijă de suprafețe mai largi, cum ar fi brațele și picioarele, mutați dispozitivul peste piele.
Modul blîi continuu durează atît timp cît este în contact cu pielea. Dacă apăsați scurt butonul intermitent [vezi pagina 2, f1-b] din nou sau îl lăsați fără contact cu pielea timp de aproximativ 3 secunde sau mai mult, modul blîi continuu se va dezactiva.

- După procedură, opriți dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare/mod [vezi pagina 2, f1-a] timp de aproximativ 3 secunde. Agățați dispozitivul pe bază (dispozitivul va intra în modul standby). Lampa UV se aprinde automat timp de aproximativ 3 minute. După 20 de minute de utilizare, alimentarea se va opri automat.

6. Asigurați-vă că ventilatorul dispozitivului s-a oprit și deconectați cablul de alimentare de la bază

- și priza de curent. După îngrijire:
- După îngrijire, hidratează bine pielea.
 - Dacă pielea este fierbinte după tratament, răciți-o cu o pungă de gheață sau un prosop rece.
 - După îngrijire, evitați să vă expuneți pielea la lumina directă a soarelui și aveți grijă să nu vă ardeți în timpul îngrijirii.
 - După fiecare utilizare, îndepărtați petele de sebum sau lichidul cosmetic inclus cu produsul pentru întreținere.
 - Înainte de întretinere, scoateți ștecherul din priză.
 - După fiecare utilizare, ștergeți priza blîiului și senzorul de culoare a pielii cu o cârpă uscată.

NIR Lift Care pentru gât și decolteu [vezi pagina 4, f10]

Pentru zona gâtului, așezați fereastra de tratament în poziție orizontală și mutați dispozitivul de sus în jos. Pentru zona decolteului, așezați fereastra de tratament în poziție verticală și mutați aparatul din interior spre exterior.

1. Aveți grijă de ambele părți ale pielii succesiv de la 1 la 6, mișcându-vă continuu, fără a lăsa goluri.
2. Utilizați pe pielea goală (după îndepărtarea machiajului) de pe față.
3. Modul blîi continuu poate fi folosit pe față, dar este recomandat să folosiți modul de expunere unică atunci când aveți grijă de pielea din jurul ochilor. Închideți ochii când vă expuneți fața.
4. Nu utilizați pe sprâncene, pleoape sau buze. Când un atașament este atașat, utilizați-l la un nivel de expunere unde puteți simți o căldură blîndă.
5. Când utilizați dispozitivul cu suprapunere, este posibil să simțiți o ușoară căldură.
6. După tratament, hidratează bine pielea.

Avertizări

- Vă rugăm să îndepărtați orice accesorii metalice (cercei, inele... ect) înainte de utilizare.
- Blîtul este foarte luminos și vă poate deteriora ochii
- Nu îndreptați blîtul în ochi
- Nu priviți direct partea blîtului
- Nu utilizați dacă este deteriorat sau spart.
- Nu utilizați în mod repetat pe aceeași zonă de mai mult de două ori într-o zi
- Clipurile prelungite sau repetate în același loc pot provoca leziuni ale pielii
- Nu utilizați cu admisia/ieșirea aerului blocată
- Lăsați dispozitivul timp de 15 minute sau mai mult înainte de a-l utiliza din nou
- Nu utilizați aparatul pe haine, păr sau alte obiecte
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C
- Dacă dispozitivul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, verificați dacă funcționează corect înainte de a-l utiliza din nou
- Nu utilizați alte cabluri de alimentare decât cele dedicate
- Nu lăsați dispozitivul pornit
- Nu lăsați obiectele mici, obiectele străine, murdăria, umezeala sau praful să se lipească de unitatea principală, goluri, orificii de ventilație etc.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul
- Dacă dispozitivul sau accesoriile emană un miros neplăcut sau căldură, vă rugăm să încetați să le mai utilizați
- Dacă apăre vreo anomalie, opriți imediat alimentarea unității principale și scoateți ștecherul din priză
- Nu loviți dispozitivul de alte obiecte sau lucruri
- Dacă dispozitivul este scăpat sau deteriorat, opriți alimentarea și deconectați dispozitivul
- Nu trageți și nu înfășurați cablul de alimentare
- Opriți întotdeauna alimentarea și deconectați ștecherul atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Când scoateți ștecherul din priză, țineți ștecherul de ambele părți.
- Când utilizați pe față, asigurați-vă că îndepărtați orice machiaj, protecție solară, parfum etc. și utilizați pe pielea expusă.
- Evitați utilizarea imediat după plaja. Nu utilizați împreună cu o mască de peeling sau de îngrijire.
- Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, vă rugăm să vă familiarizați cu dispozitivul, utilizați-l pentru o perioadă scurtă de timp la nivel scăzut (mod piele sensibilă). Chiar dacă nu simțiți durere, nu crește puterea și utilizați dispozitivul la nivelul corespunzător, apoi reglați treptat nivelul
- Timp de 24 de ore după tratament, aveți grijă să nu expuneți zona tratată la lumina ultravioletă (UV). Dacă roșeața este încă prezentă după 24 de ore, evitați radiațiile UV. Utilizați și protecție solară în timpul tratamentului.
- După fiecare utilizare, curățați dispozitivul și îndepărtați părul și murdăria.

Este interzisă utilizarea dispozitivului de către:

- Copii
- Femeile aflate la menstruație, însărcinate și care alăptează
- Persoanele care suferă de boli de inimă sau alte afecțiuni cardiovasculare
- Persoanele care suferă de epilepsie, boli autoimune și fotosensibilitate
- Persoanele cu cancer: tulburări hematopoietice, tulburări circulatorii, simptome inflamatorii severe, tensiune arterială anormală, cheaguri de sânge
- Persoanele cu anomalii ale pielii, cum ar fi răni, eczeme și umflături, dermatită atopică și persoane cu piele foarte sensibilă.
- Persoane care folosesc tratament dermatologic pentru acnee sau alte afecțiuni ale pielii
- Persoane cu stare subfebrilă sau febrilă
- Persoane care nu simt temperatura sau stimuli externi.
- Persoane cu dizabilități fizice
- Persoanele care iau medicamente
- Persoanele aflate sub influența alcoolului
- Persoane cu mâinile ude sau umede

Este interzisă utilizarea dispozitivului în zone precum:

- Butez, zonă pubiană și mucoasă, piele bronzată, sprâncene, păr, glob ocular, pleoape, zona ochilor, gât, ureche, mamelon, areolă, zona buricului, tatuaj
- Zone în care sunt vizibile vasele de sânge, cum ar fi vena cavă
- Cicatrici, melasmă, decolorare și semne de naștere
- Locuri după tratamentul de medicină estetică (aproximativ 2 săptămâni după operație)
- Piele umedă sau umedă

Depozitare:

- Țineți aparatul departe de copii
- Țineți aparatul departe de apă, locuri umede, abur, locuri cu praf, expuse la lumina directă a soarelui
- Țineți aparatul departe de materiale inflamabile (alcool, diluant, benzină, soluție pentru îndepărtarea ojei, spray etc.)
- Țineți dispozitivul departe de locurile unde sunt generate unde radio puternice sau câmpuri magnetice
- Țineți aparatul departe de dispozitivele de încălzire

Curățenie

- Pentru întreținerea zilnică, utilizați detergent neutru și o cârpă moale. Nu curățați dispozitivul cu solvenți organici sau alte substanțe chimice. Nu clătiți cu apă.
- Evitați spălarea la presiune înaltă și curățarea cu obiecte dure care i-ar putea zgăria suprafața.
- Intre tratamente pe diferite părți ale feței și ale corpului, dezinfecțaiți vârfurile folosind agenți destinați aparatelor de înfrumusețare

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Номинальное напряжение:	100-240 В переменного тока
Номинальная частота:	50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность:	120 Вт
Размеры:	Размеры ~ 325мм x 82мм x 101мм (со сложенной ручкой)
Вес:	Вес ~ 1240г.
Шнур питания:	1,5 м
Кабель подключения ручки:	1,3 м
Таймер:	Автоматическое отключение через 20 минут.
Используйте среду:	Температура 5°C - 35°C, относительная влажность ≤75%
Материал:	Основной корпус: ПК + АБС, силикон, алюминиевый сплав; Различные насадки: ПК + АБС, алюминий, стекло.

Описание деталей - устройство в базе [см. стр. 2, f2]

А. Светодиодные индикаторы уровня — датчик цвета вашего цвета определяет 10 уровней и автоматически регулирует уровень мощности вспышки. Все светодиоды горят всегда, когда устройство помещено на базу. Б. Светодиодный индикатор состояния: по цвету светодиода индикатора можно проверить, какой режим установлен. Светодиод всегда горит в режиме ожидания. Когда его помещают на кожу, он будет мигать.

Режимы	Цвет лампы	Уровень мигания
Нежная кожа	Синий	Короткий
Нормальная кожа	Белый	Посредственный
Высокая мощность	Апельсин	Высокий

в. Кнопка питания/режима; Длительное нажатие: включение/выключение питания. Короткое нажатие: при каждом нажатии кнопки режим переключается. Можно выбрать режим чувствительной кожи, нормальный режим и режим высокой мощности.

г. Основа
е. Соединительный кабель.

Описание деталей - устройство отключено от базы [см. стр. 2, f3]

- А. Выход воздуха
 - Б. Сенсорный датчик
 - в. Охлаждающая поверхность
 - г. Выход для вспышки
 - е. Датчик цвета кожи
- в. Кнопка вспышки – короткое нажатие: одиночная вспышка. Длительное нажатие и удержание кнопки: мигает около 3 секунд.
г. Воздухозаборник

Описание деталей — подставка и кабель [см. стр. 3, f5]

А. УФ-излучение — когда шнур питания подключен к розетке или устройство подвешено, подставка переходит в режим ожидания, и УФ-излучение работает автоматически в течение примерно 3 минут. Когда ультрафиолетовый свет работает, все индикаторы уровня медленно мигают.

б. Стенд
в. Кабель питания
г. Вилка европейского стандарта

Аксессуары [см. стр. 3, f6]

- А. Лицо/подушечка пальца
- б. Наложение VIO
- С. Подушечка для ухода за кожей DPL
- г. Наложение NIR
- е. Защитные очки

Как установить/снять накладку [см. стр. 3, f7]

Колпачок магнитного типа.
Установите крышку так, чтобы она закрывала выходную поверхность вспышки. При отсоединении возьмитесь за обе стороны колпачка и осторожно снимите его.

Функция IPL (Интенсивный импульсный свет — наложение VIO можно использовать для ухода за зоной VIO; наложение на лицо/пальцы)

Удаление волос осуществляется с помощью функции IPL. Уровень интенсивности импульса можно выбрать из трех режимов (чувствительная кожа, нормальная кожа, режим высокой мощности) в зависимости от состояния кожи, цвета и площади использования.

Функция DPL (импульсный свет на краситель – накладка для ухода за DPL)

Использовать при опухших капиллярах (покраснение) и расширенных порах (сужение пор); Уменьшение пигментации: DPL может устранить и уменьшить появление проблем с пигментацией, таких как возрастные пятна, солнечные пятна и веснушки. Он работает путем разрушения избытка меланина в коже, что приводит к более равномерному и сбалансированному тону кожи. Укрепление кожи: технология DPL может помочь укрепить и подтянуть кожу, стимулируя выработку коллагена и эластина, что помогает улучшить эластичность кожи и уменьшить провисание. Обновление кожи: DPL может помочь стимулировать выработку коллагена, который необходим для поддержания молодости и здорового вида кожи. Борется с тонкими линиями, морщинами и неровным тоном кожи, делая цвет лица более сияющим и свежим. Облегчение покраснений и розацеа: световая энергия DPL может помочь успокоить и уменьшить покраснения, связанные с такими состояниями, как розацеа. Он воздействует на кровеносные сосуды, ответственные за покраснение, что приводит к более ровному тону кожи и уменьшению покраснений с течением времени.
Как часто использовать DPL: не чаще двух раз в неделю.

Функция NIR (Near InfraRed — подставка для ухода за NIR)

Укрепление и подтяжка кожи: технология NIR стимулирует выработку коллагена и эластина, что приводит к повышению эластичности и упругости кожи. Это помогает подтянуть дряблую кожу, уменьшить морщины и сделать ее более молодой. Уменьшение морщин: усиливая синтез коллагена, NIR может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин. Тепло, генерируемое NIR, проникает глубоко в кожу, стимулируя выработку новых коллагеновых волокон, в результате чего кожа становится более гладкой и молодой.

Омложение кожи: NIR-терапия может улучшить общую текстуру и тон кожи. Он воздействует на участки с неравномерной пигментацией, повреждениями от солнца и возрастными пятнами, способствуя более ровному и сияющему цвету лица.
Как часто использовать NIR: не чаще одного раза в день, но не вместе с DPL.

Режим непрерывной вспышки

Рекомендуется использовать этот режим для больших поверхностей, таких как ноги и руки.

Удерживайте кнопку вспышки около 3 секунд, чтобы переключиться в режим непрерывной вспышки.

Используйте его, перемещая по коже, не снимая устройство с кожи.

Режим непрерывной вспышки будет продолжать работать до тех пор, пока она находится в контакте с кожей.

Если устройство оторвалось от кожи, нажмите кнопку состояния еще раз. Если цвет кожи и сенсорный датчик не будут обнаружены в течение примерно 3 секунд, непрерывное мигание прекратится.

Функции безопасности

Датчик цвета кожи (распознавание цвета кожи)

Датчик цвета кожи считывает цвет кожи поверхности вспышки по 10 уровням и автоматически регулирует уровень вспышки. Распознавание цвета кожи не работает при использовании наложений.

Сенсорный датчик

Когда выходная мощность вспышки полностью соприкасается с кожей, можно произвести выстрел. Пока индикатор состояния мигает.

Функция охлаждения

Охлаждающая поверхность расположена вокруг выходного отверстия вспышки. Охлаждает кожу во время процедуры.

Функция автоматического отключения питания

Если питание включено и в течение 3 минут не выполняются никакие операции, питание автоматически отключается. Более того, через 20 минут использования питание также отключится автоматически.

Вентилятор будет работать примерно 30 секунд после выключения питания.

Точки приложения [см. стр. 4, f8]

Расположите вспышку близко к коже и осторожно скользите по коже.

А. Стойте от кожи

Б. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что нет зазоров.

Области ухода (баллы)

Удаление волос (IPL) [см. стр. 4, f9]

а. Подмышка / б. Грудь / в. Рука / г. Руки и пальцы / д. Нога / е. Лицо / г. Зона ВИО

Уход за кожей (GLP) [см. стр. 4, f10]

А. Лицо / Б. Шея и декольте

Способы применения [см. стр. 4, f10]

Удаление волос (IPL), уход за кожей (DPL)

1. Подключите кабель питания к основанию и сетевой розетке.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания/режима [см. стр. 2, f1-a] около 3 секунд, чтобы включить устройство. Загорится светодиод состояния и вентилятор начнет работать (в режиме ожидания), [см. стр. 2, f2].

А. Светодиоды уровня

б. Светодиодный индикатор состояния — горит: в режиме ожидания / мигает: доступна вспышка

в. Кнопка питания/режима.

3. Кратковременно нажмите кнопку питания/режима [см. стр. 2, f1-a], чтобы переключить режим.

Вы можете проверить режим по цвету индикатора состояния. Уровень вспышки увеличивается в следующем порядке: режим чувствительной кожи → нормальный режим → режим высокой мощности.

4. Приложите источник вспышки к коже (без колпачка), затем кратковременно нажмите кнопку вспышки [см. стр. 2, f1-b], когда светодиод состояния начнет мигать. Датчик цвета кожи автоматически определяет цвет кожи по 10 уровням и настраивает соответствующий уровень/длительность. Чтобы активировать непрерывный режим, нажмите и удерживайте кнопку вспышки [см. стр. 2, f1-b] около 3 секунд.

Одиночная вспышка (кадр) — нажмите кнопку вспышки один раз для заданного положения. Затем смените позицию и «стреляйте еще раз»

Непрерывная вспышка — при уходе за более широкими поверхностями, например руками и ногами, перемещайте прибор по коже.

Режим непрерывной вспышки длится до тех пор, пока она находится в контакте с кожей. Если вы снова кратковременно нажмите кнопку мигания [см. стр. 2, f1-b] или оставите ее без контакта с кожей примерно на 3 секунды или дольше, режим непрерывной вспышки выключится.

5. После процедуры выключите устройство — нажмите и удерживайте кнопку питания/режима [см. стр. 2, f1-a] около 3 секунд. Подвесьте устройство на базу (устройство перейдет в режим ожидания). УФ-лампа автоматически включается примерно на 3 минуты. Через 20 минут использования питание автоматически отключится.

6. Убедитесь, что вентилятор устройства остановился, и отсоедините кабель питания от базы.

и розетка. После ухода:

• После ухода тщательно увлажните кожу.

• Если после процедуры кожа горячая, охладите ее пакетом со льдом или холодным полотенцем.

• После ухода не подвергайте кожу воздействию прямых солнечных лучей и будьте осторожны, чтобы не обгореть во время ухода.

- После каждого использования удаляйте пятна кожного сала или косметическую жидкость, входящую в комплект поставки продукта, в целях ухода.
- Перед техническим обслуживанием выньте вилку из розетки.
- После каждого использования протирайте гнездо вспышки и датчик цвета кожи сухой тканью.

NIR Lift Care для шеи и декольте [см. стр. 4, f10]

В области шеи поместите терапевтическое окно в горизонтальное положение и переместите устройство сверху вниз. Для зоны декольте поместите терапевтическое окно в вертикальное положение и переместите устройство изнутри наружу.

1. Увлажняйте за обеими сторонами кожи последовательно от 1 до 6, двигаясь непрерывно, не оставляя пробелов.
2. Нанесите на чистую кожу лица (после снятия макияжа).
3. Режим непрерывной вспышки можно использовать на лице, но при уходе за кожей вокруг глаз рекомендуется использовать режим одиночной экспозиции. Закрывайте глаза, показывая лицо.
4. Не наносите на брови, веки и губы. Когда насадка прикреплена, используйте ее на уровне воздействия, при котором вы можете почувствовать легкое тепло.
5. При использовании устройства с накладкой вы можете почувствовать легкое тепло.
6. После процедуры тщательно увлажните кожу.

Предупреждения

- Перед использованием снимите все металлические аксессуары (серьги, кольца и т. д.).
- Вспышка очень яркая и может повредить глаза.
- Не направляйте вспышку в глаза.
- Не смотрите прямо на вспышку.
- Не используйте, если он поврежден или сломан.
- Не используйте повторно на одной и той же области более двух раз в день.
- Длительные или повторяющиеся вспышки в одном и том же месте могут вызвать повреждение кожи.
- Не используйте с заблокированным входом/выходом воздуха.
- Оставьте устройство на 15 минут или более, прежде чем использовать его снова.
- Не используйте устройство на одежде, волосах или других предметах.
- Используйте устройство при температуре от 5°C до 35°C.
- Если устройство не использовалось в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает правильно, прежде чем использовать его снова.
- Не используйте кабели питания, кроме предназначенных для этого.
- Не оставляйте устройство включенным.
- Не допускайте попадания мелких предметов, посторонних предметов, грязи, влаги или пыли на основной блок, щели, вентиляционные отверстия и т. д.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.
- Если устройство или аксессуары издают неприятный запах или нагреваются, прекратите их использование.
- При возникновении каких-либо отклонений немедленно отключите питание основного устройства и вытащите вилку из розетки.
- Не ударяйте устройство о другие предметы или вещи.
- Если устройство упало или повреждено, выключите питание и отсоедините устройство.
- Не тяните и не скручивайте шнур питания.
- Всегда выключайте питание и вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется.
- Вынимая вилку из розетки, держите ее за обе стороны.
- При использовании на лице обязательно удалите макияж, солнцезащитный крем, духи и т. д. и нанесите на открытые участки кожи.
- Избегайте использования сразу после принятия солнечных ванн. Не используйте вместе с пилингом или уходовой маской.
- При первом использовании устройства ознакомьтесь с устройством, используйте его в течение короткого времени на низком уровне (режим чувствительной кожи). Даже если вы не чувствуете боли, это не увеличивает силу и используйте устройство на соответствующем уровне, затем постепенно регулируйте уровень.
- В течение 24 часов после процедуры будьте осторожны, не подвергайте обрабатываемую область воздействию ультрафиолетового (УФ) света. Если покраснение все еще присутствует через 24 часа, избегайте ультрафиолетового излучения. Также во время лечения используйте солнцезащитный крем.
- После каждого использования очищайте устройство и удаляйте волосы и грязь.

Запрещается использовать устройство:

- Дети
- Менструирующие, беременные и кормящие женщины.
- Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Люди, страдающие эпилепсией, аутоиммунными заболеваниями и светочувствительностью.
- Люди, страдающие раком, нарушениями кроветворения, нарушениями кровообращения, тяжелыми воспалительными симптомами, аномальным кровяным давлением, тромбами.
- Люди с аномалиями кожи, такими как раны, экзема и отеки, атопический дерматит и люди с очень чувствительной кожей.
- Люди, которые проходят дерматологическое лечение по поводу прыщей или других кожных заболеваний.
- Люди с субфебрилитетом или лихорадочным состоянием
- Люди, которые не чувствуют температуры или внешних раздражителей.
- Люди с ограниченными физическими возможностями
- Люди, принимающие лекарства
- Люди, находящиеся под воздействием алкоголя
- Люди с мокрыми или влажными руками

Запрещается использовать устройство в таких местах, как:

- Губы, лобковая область и слизистая оболочка, загорелая кожа, брови, волосы, глазное яблоко, веки, область вокруг глаз, горло, ухо, сосок, ареола, область пупка, татуировка
- Области, где видны кровеносные сосуды, например полая вена.
- Шрамы, меланодермия, изменение цвета и родимые пятна.
- Места после лечения эстетической медицины (около 2 недель после операции)
- Влажная или влажная кожа.

Хранилище:

- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Держите устройство вдали от воды, влажных мест, пара, пыльных мест, под воздействием прямых солнечных лучей.
- Держите устройство вдали от легковоспламеняющихся материалов (спирта, растворителя, бензина, жидкости для снятия лака, аэрозоля и т. д.).
- Держите устройство вдали от мест, где генерируются сильные радиоволны или магнитные поля.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов.

Очистка

- Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Не чистите устройство органическими растворителями или другими химикатами. Не смывайте водой.
- Избегайте мытья под высоким давлением и чистки твердыми предметами, которые могут поцарапать поверхность.
- Между процедурами на разных участках лица и тела дезинфицируйте насадки средствами, предназначенными для косметических устройств.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f4]:

- www.beautify.eu
 - www.youtube.com/beautifyeu

Merkespenning:	AC100-240V
Nominell frekvens:	50/60 Hz
Nominell strømforbruk:	120W
Dimensjoner:	Dimensjoner ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (når håndtaket er brettet)
Vekten:	Vekt ~1240g
Strømledning:	1,5m
Håndtak tilkoblingskabel:	1,3 m
Timer:	Automatisk avstenging etter 20 minutter
Bruk miljø:	Temperatur 5°C - 35°C, relativ fuktighet ≤75 %
Materiale:	Hovedveske: PC + ABS, silikon, aluminiumslegering; Diverse vedlegg: PC + ABS, aluminium, glass

Beskrivelse av deler - enhet i basen [se side 2, f2]

- Nivå-LED-er - Hudfargesensoren registrerer 10 nivåer og justerer automatisk blitseffektnivået. Alle lysdioder er alltid på når enheten er plassert på basen.
- Status LED - Du kan sjekke hvilken modus som er satt av fargen på LED. Lysdioden er alltid på i standby-modus. Når den legges på huden vil den blinke.

Modi	Farge på lampen	Blinknivå
Sensitiv hud	Blå	Kort
Normal hud	Hvit	Middelmodig
Høy effekt	oransje	Høy

c. Strøm/modus-knapp; Langt trykk: Slå på/av. Kort trykk: Hver gang knappen trykkes, skiftes modus. Sensitiv hudmodus, normalmodus og høyeffektmodus kan velges.

- Grunnlag
- Tilkoblingskabel.

Beskrivelse av deler - enhet koblet fra basen [se side 2, f3]

- Luftuttak
- BerøringsSENSOR
- Kjøleoverflate
- Blitsuttak
- Hudfargesensoren
- Blitsknapp - Kort trykk: enkeltblits. Langt trykk og hold knappen: blinker i ca. 3 sekunder.
- Luftinntak

Beskrivelse av deler - stativ og kabel [se side 3, f5]

- UV-lys - Når strømledningen er koblet til stikkontakten eller enheten er suspendert, går stativet i standby-modus og UV-lyset fungerer automatisk i ca. 3 minutter. Når UV-lyset virker, blinker alle nivålysene sakte.
- Stå
- Strømkabel
- EU-strømstøpsel

Tilbehør [se side 3, f6]

- Ansikts-/fingerhette
- VIO-overlegg
- DPL hudpleiepute
- NIR overlegg
- Vemebriker

Hvordan installere/fjerne overlegget [se side 3, f7]

Hetten er av magnetisk type.

Installer hetten slik at den dekker blitsutgangsflaten. Når du kobler fra, hold begge sider av hetten og fjern den forsiktig

IPL-funksjon (Intense Pulsed Light - VIO-overlegg kan brukes til å ta vare på VIO-sonen; ansikt/fingeroverlegg)

Hårfjerning utføres ved hjelp av IPL-funksjonen. Pulsintensitetsnivået kan velges fra tre moduser (sensitiv hud, normal hud, høyeffektmodus) i henhold til hudtilstanden, fargen og området som skal brukes.

DPL-funksjon (Dye Pulsed Light - DPL-pleiepute)

Bruk for ådeleagte kapillærer (rødhet) og forstørrede porer (krympe porer); Pigmenteringsreduksjon: DPL kan målrette og redusere forekomsten av pigmenteringsproblemer som aldersflekker, solflekker og fregner. Det virker ved å bryte ned overflødig melanin i huden, noe som fører til en jevnere og mer balansert hudtone. Hudoppstrammende: DPL-teknologi kan bidra til å oppstramme og stramme huden ved å stimulere produksjonen av kollagen og elastin, som bidrar til å forbedre hudens elastisitet og redusere slapphet. Hudforyngelse: DPL kan bidra til å stimulere produksjonen av kollagen, som er avgjørende for å opprettholde en ungdommelig og sunn hud. Målfretter mot fine linjer, rynker og ujevn hudtone, og etterlater deg med en mer strålende og forfrisket hudfarge. Lindring fra rødhet og rosacea: DPL lysenergi kan bidra til å roe ned og redusere rødhet og forbundet med tilstander som rosacea. Det virker på blodårene som er ansvarlige for rødhet, noe som fører til en jevnere hudtone og redusert rødhet over tid. Hvor ofte skal du bruke DPL: ikke mer enn to ganger i uken.

NIR-funksjon (Near InfraRed - NIR-pleiepute)

Hudoppstrammende og oppstrammende: NIR-teknologi stimulerer produksjonen av kollagen og elastin, noe som fører til forbedret hudens elastisitet og fasthet. Dette bidrar til å stramme opp løs hud, redusere slapp hud og fremme et yngre utseende. Rynkereduksjon: Ved å forbedre kollagensyntesen kan NIR bidra til å redusere forekomsten av fine linjer og rynker. Varmen som genereres av NIR trenger dypt inn i huden, og stimulerer produksjonen av nye kollagenfibre, noe som resulterer i jevnere og mer ungdommelig hud.

Hudforyngelse: NIR-terapi kan forbedre hudens generelle tekstur og tone. Den retter seg mot områder med ujevn pigmentering, solskader og aldersflekker, og fremmer en jevnere og strålende hudfarge. Hvor ofte skal NIR brukes: ikke mer enn én gang daglig, men ikke sammen med DPL.

Kontinuerlig blitsmodus

Det anbefales å bruke denne modusen for store overflater som ben og armer.

Hold blitsknappen inne i ca. 3 sekunder for å bytte til kontinuerlig blitsmodus.

Bruk den ved å flytte den over huden uten å fjerne enheten fra huden.

Den kontinuerlige blitsmodusen vil fortsette å fungere så lenge den er i kontakt med huden.

Hvis enheten kommer bort fra huden din, trykker du på blitsknappen igjen. Hvis hudfarge og berøringsensor ikke oppdages i løpet av ca. 3 sekunder, vil kontinuerlig blinking stoppe.

Sikkerhets egenskaper

Hudfargesensoren (hudfargegjenkjenning)

Hudfargesensoren leser hudfargen på blitsoverflaten i 10 nivåer og justerer automatisk blitsnivået. Hudfargegjenkjenning fungerer ikke når du bruker overlegg.

BerøringsSENSOR

Når blitseffekten er helt i kontakt med huden, er det mulig å avfyre. Mens statuslampen blinker.

Kjølefunksjon

Kjøleflaten er plassert rundt blitsuttaket. Kjøler ned huden under behandlingen.

Automatisk avslåingsfunksjon

Når strømmen er slått på og det ikke er noen operasjon på 3 minutter, vil strømmen slås av automatisk. Dessuten, etter 20 minutters bruk, vil strømmen også slås av automatisk. Viften vil gå i omtrent 30 sekunder etter at strømmen er slått av.

Påføringspunkter [se side 4, f8]

Plasser blitseffekten nær huden og glir forsiktig over huden.

- Beveg deg bort fra huden
- MERK: Pass på at det ikke er hull.

Pleieområder (poeng)

Hårfjerning (IPL) [se side 4, f9]

a. Armhule / b. Bryst / c. Arm / d. Armer og fingre / e. Ben / f. Ansikt / g. VIO-sone

Hudpleie (GLP) [se side 4, f10]

a. Ansikt / b. Hals og cleavage

Bruksmetoder [se side 4, f10]

Hårfjerning (IPL), hudpleie (DPL)

1. Koble strømkabelen til basen og en stikkontakt.

2. Trykk og hold inne Power/Mode-knappen [se side 2, f1-a] i ca. 3 sekunder for å slå på enheten. Status-LED-en vil lyse og viften vil starte (i standby-modus), [se side 2, f2]:

- Nivå-LED-er
- Status-LED - på: i standby-modus / blinker: blinker tilgjengelig
- Strøm/modus-knapp

3. Trykk kort på Power/Mode-knappen [se side 2, f1-a] for å bytte modus.

Du kan sjekke modusen etter fargen på statuslampen. Blitsnivået øker i rekkefølgen: sensitiv hud-modus → normal modus → høyeffektmodus.

4. Plasser blitsutgangen på huden din (uten hetten), og trykk deretter kort på blitsknappen [se side 2, f1-b] når status-LED-en begynner å blinke. Hudfargesensoren identifiserer automatisk hudfarge i 10 nivåer og justerer riktig nivå/diode. For å aktivere kontinuerlig modus, trykk og hold blitsknappen [se side 2, f1-b] i ca. 3 sekunder.

Enkelt blits (bilde) - trykk én gang på blitsknappen for en gitt posisjon. Bytt deretter posisjon og "skytt igjen"

Kontinuerlig blink - når du tar vare på bredere overflater, som armer og ben, flytt enheten over huden.

Den kontinuerlige blitsmodusen varer så lenge den er i kontakt med huden. Hvis du trykker kort på den blinkende knappen [se side 2, f1-b] igjen eller lar den være uten hudkontakt i ca. 3 sekunder eller lenger, slås den kontinuerlige blitsmodusen av.

5. Etter prosedyren, slå av enheten - trykk og hold inne strøm-/modusknappen [se side 2, f1-a] i ca. 3 sekunder. Heng enheten på basen (enheten går i standby-modus). UV-lampen tennes automatisk i ca. 3 minutter. Etter 20 minutters bruk vil strømmen slå seg av automatisk.

6. Kontroller at enhetens vifte har stoppet og trekk ut strømkabelen fra basen

og stikkontakt. Etterbehandling:

- Etter pleie, fukt huden grundig.
- Hvis huden er varm etter behandling, kjøler den ned med en ispose eller et kaldt håndkle.
- Etter pleie, unngå å utsette huden for direkte sollys og pass på så du ikke blir solbrent under pleie.
- Etter hver bruk, fjern talgflekker eller den kosmetiske væsken som følger med produktet for vedlikeholdsformål.
- Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold.
- Etter hver bruk, tørk av blitsuttaket og hudfargesensoren med en tørr klut.

NIR Lift Care for nakke og dekolletage [se side 4, f10]

For halsområdet, plasser behandlingsvinduet i horisontal posisjon og flytt enheten fra topp til bunn. For dekolletageområdet, plasser behandlingsvinduet i vertikal stilling og flytt enheten fra innsiden til utsiden.

1. Ta vare på begge sider av huden sekvensielt fra 1 til 6, beveg deg kontinuerlig, og etterlater ingen hull.
2. Bruk på bar hud (etter fjerning av sminke) i ansiktet.
3. Kontinuerlig blitsmodus kan brukes i ansiktet, men det anbefales å bruke enkelteksponeringsmodus ved pleie av huden rundt øynene. Lukk øynene når du eksponerer ansiktet.
4. Må ikke brukes på øyenbryn, øyelokk eller lepper. Når et vedlegg er festet, bruk det på et eksponeringsnivå hvor du kan føle en mild varme.
5. Når du bruker enheten med overlegget, kan du føle en liten varme.
6. Etter behandlingen fukter du huden grundig.

Advarsler

- Fjern eventuelt metalltilbehør (ørepropper, ringer ... ect) før bruk.
- Blitsen er veldig lyssterk og kan skade øynene dine
- Ikke rett blitsen inn i øynene
- Ikke se direkte på blitsdelen
- Må ikke brukes hvis den er skadet eller ødelagt.
- Ikke bruk gjentatte ganger på samme område mer enn to ganger på en dag
- Langvarige eller gjentatte blink på samme sted kan forårsake hudskade
- Ikke bruk med blokkert luftinntak/-utløp
- La enheten stå i 15 minutter eller mer før du bruker den igjen
- Ikke bruk enheten på klær, hår eller andre gjenstander
- Bruk enheten ved temperaturer mellom 5°C og 35°C
- Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, kontroller at den fungerer som den skal før du bruker den igjen
- Ikke bruk andre strømkabler enn de dedikerte
- Ikke la enheten være slått på
- Ikke la små gjenstander, fremmedlegemer, skitt, fuktighet eller støv feste seg til hovedenheten, åpninger, ventilasjonshull osv.
- Ikke demonter, reparer eller modifierer enheten
- Hvis enheten eller tilbehøret avgir en ubehagelig lukt eller varme, må du slutte å bruke dem
- Hvis noe unormalt oppstår, slå umiddelbart av strømmen til hovedenheten og trekk støpselet ut av stikkkontakten
- Ikke slå enheten mot andre gjenstander eller ting
- Hvis enheten mistes eller skades, slå av strømmen og koble fra enheten
- Ikke trekk eller vikle strømledningen
- Slå alltid av strømmen og trekk ut støpselet når du ikke bruker enheten.
- Når du tar støpselet ut av stikkkontakten, hold i begge sider av støpselet.
- Ved bruk i ansiktet, sørg for å fjerne eventuell sminke, solkrem, parfyme osv, og bruk på utsatt hud.
- Unngå bruk umiddelbart etter soling. Må ikke brukes sammen med en peeling- eller pleiemaske.
- Når du bruker enheten for første gang, vennligst gjør deg kjent med enheten, bruk den en kort stund på lavt nivå (sensitiv hud-modus). Selv om du ikke føler smerte, øker det ikke styrken og bruk enheten på riktig nivå, og juster deretter nivået gradvis
- I 24 timer etter behandling, vær forsiktig så du ikke utsetter behandlingsområdet for ultrafiolett (UV) lys. Hvis rødhet fortsatt er tilstede etter 24 timer, unngå UV-stråling. Bruk også solkrem under behandlingen.
- Etter hver bruk, rengjør enheten og fjern hår og smuss.

Det er forbudt å bruke enheten ved:

- Barn
- Menstruerende, gravide og ammende kvinner
- Personer som lider av hjertesykdom eller andre kardiovaskulære tilstander
- Personer som lider av epilepsi, autoimmune sykdommer og lysfølsomhet
- Personer med kreft, hematopoietiske lidelser, sirkulasjonsforstyrrelser, alvorlige inflammatoriske symptomer, unormalt blodtrykk, blodpropp
- Personer med hudavvik som sår, eksem og hevelse, atopisk dermatitt og personer med svært sensitiv hud.
- Personer som bruker dermatologisk behandling for akne eller andre hudplager
- Personer med subfebril eller febersykdom
- Mennesker som ikke kjenner temperatur eller ytre stimuli.
- Mennesker med fysiske funksjonshemninger
- Folk som tar medisiner
- Personer som er påvirket av alkohol
- Personer med våte eller fuktige hender

Det er forbudt å bruke enheten i områder som:

- Lepper, kjønnsår og slimhinner, solbrun hud, øyenbryn, hår, øyeeplet, øyelokk, øyeparti, svelg, øre, brystvorte, areola, navleområde, tatovering
- Områder hvor blodårene er synlige, som vena cava
- Arr, melasma, misfarging og fødselsmerker
- Plasser etter estetisk medisinsbehandling (ca. 2 uker etter operasjonen)
- Våt eller fuktig hud

Oppbevaring:

- Hold enheten unna barn
- Hold enheten unna vann, fuktige steder, damp, støvete steder, utsatt for direkte sollys
- Hold enheten unna brennbare materialer (alkohol, tyrmer, bensin, neglelakkfjerner, spray, etc.)
- Hold enheten unna steder der sterke radiobølger eller magnetiske felt genereres
- Hold enheten unna varmeenheter

Rengjøring

- For daglig vedlikehold, bruk nøytralt vaskemiddel og en myk klut. Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke skylle med vann.
- Unngå høytrykksspyling og rengjøring med harde gjenstander som kan skrape opp overflaten.
- Mellom behandlingene på forskjellige deler av ansiktet og kroppen, desinfiser spissene med midler beregnet på skjønnhetsapparater

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

NIR Lift Care kaulalle ja dekolteelle [katso sivu 4, f10]

Aseta kaulan alueen hoitoikkuna vaakasuoraan asentoon ja siirrä laitetta ylhäältä alas. Aseta dekoltee-alueen hoitoikkuna pystyasentoon ja siirrä laitetta sisältä ulospäin.

1. Huoiedi ihon molemmista puolista peräkkäin 1-6. liikkuen jatkuvasti jättämättä aukkoja.
2. Käytä paljaalle iholle (meikin poistamisen jälkeen) kasvoillasi.
3. Jatkuvaa salamatilaa voidaan käyttää kasvoilla, mutta on suositeltavaa käyttää kertavalotutustilaa silmänympärysihoa hoidettaessa. Sulje silmäsi, kun paljastat kasvoisi.
4. Älä käytä kulmakarvoille, silmäluomille tai huulille. Kun lisäosa on kiinnitetty, käytä sitä valotustasolla, jossa voit tuntea lempeän lämmön.
5. Kun käytät laitetta peiton kanssa, saatat tuntea lievää lämpöä.
6. Hoidon jälkeen kosteuta iho huolellisesti.

Varoitukset

- Poista kaikki metallitarvikkeet (korvakorut, sormukset jne.) ennen käyttöä.
- Salama on erittäin kirkas ja voi vahingoittaa silmiäsi
- Älä suuntaa salamaa silmiisi
- Älä katso suoraan salaman osaan
- Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Älä käytä toistuvasti samalla alueella useammin kuin kahdesti päivässä
- Pitkät tai toistuvat välähdykset samassa paikassa voivat aiheuttaa ihovaurioita
- Älä käytä ilman tulo-/poistoaukon ollessa tukossa
- Anna laitteen olla vähintään 15 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen
- Älä käytä laitetta vaatteiden, hiusten tai muiden esineiden puhdistamiseen
- Käytä laitetta 5°C - 35°C lämpötiloissa
- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, tarkista, että se toimii kunnolla ennen kuin käytät sitä uudelleen
- Älä käytä muita kuin niille tarkoitettuja virtakaapeleita
- Älä jätä laitetta päälle
- Älä anna pienten esineiden, vieraiden esineiden, lian, kosteuden tai pölyn tarttua pääyksikköön, rakoihin, tuuletusaukoihin jne.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta
- Jos laitteesta tai lisävarusteista tulee epämiellyttävää hajua tai kuumuutta, lopeta niiden käyttö
- Jos ilmenee poikkeavuuksia, katkaise välittömästi pääyksikön virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä lyö laitetta muihin esineisiin tai esineisiin
- Jos laite putoaa tai vaurioituu, katkaise virta ja irrota laite
- Älä vedä tai keula virtajohtoa
- Katkaise aina virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta.
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, pidä kiinni pistokkeen molemmista reunoista.
- Kun käytät tuotetta kasvoille, muista poistaa kaikki meikit, aurinkosuojatuotteet, hajuvedet jne. ja käytä sitä paljaalle iholle.
- Vältä käyttöä välittömästi auringonoton jälkeen. Älä käytä yhdessä kuorivan tai hoitonaamion kanssa.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tutustu laitteeseen, käytä sitä lyhyen aikaa matalalla tasolla (herkän ihon tila). Vaikka et tunne kipua, se ei lisää voimaa ja käytä laitetta sopivalla tasolla, säädä sitten tasoa vähitellen.
- Varo 24 tunnin ajan hoidon jälkeen, ettei alista hoidettavaa aluetta ultraviolettivalolle (UV). Jos punoitusta esiintyy edelleen 24 tunnin jälkeen, vältä UV-säteilyä. Käytä myös aurinkovoidetta hoidon aikana.
- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen ja poista hiukset ja lika.

Laitteen käyttö on kiellettyä:

- Lapset
- Kuukautiset, raskaana olevat ja imettävät naiset
- Ihmiset, jotka kärsivät sydänsairauksista tai muista sydän- ja verisuonisairauksista
- Ihmiset, jotka kärsivät epilepsiaista, autoimmuunisairauksista ja valoherkyydestä
- Ihmiset, joilla on syöpää, hematopieettisia häiriöitä, verenkiertohäiriöitä, vakavia tulehdusoireita, epänormaalia verenpainetta, veritilppia
- Ihmiset, joilla on ihopoikkeavuuksia, kuten haavoja, ekseemä ja turvotus, atooppinen ihottuma ja ihmiset, joilla on erittäin herkkä iho.
- Ihmiset, jotka käyttävät dermatologista hoitoa aknen tai muiden ihosairauksien hoitoon
- Henkilöt, joilla on subfebrili tai kuume
- Ihmiset, jotka eivät tunne lämpötilaa tai ulkoisia ärsykeitä.
- Fyysisesti vammaiset
- Ihmiset, jotka käyttävät lääkkeitä
- Alkoholin vaikutuksen alaisena olevat henkilöt
- Henkilöt, joilla on märät tai kosteat kädet

Laitteen käyttö on kiellettyä esim.

- Huulet, häpyalue ja limakalvot, ruskettunut iho, kulmakarvat, hiukset, silmämunat, silmäluomet, silmänympäry, kurkku, korva, nänni, areola, navan alue, tatuoitui
- Alueet, joissa verisuonet ovat näkyvissä, kuten ontolaskimo
- Arvet, melasma, värimuutokset ja syntymämerkit
- Paikat esteettöisen lääkehoidon jälkeen (noin 2 viikkoa leikkauksen jälkeen)
- Märkä tai kostea iho

Varastointi:

- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta
- Pidä laite poissa vedestä, kosteista paikoista, höyrystä, pölyisistä paikoista, jotka ovat alltiina suoralle auringonvalolle
- Pidä laite poissa syttyvistä materiaaleista (alkoholi, tinneri, bensiini, kynsilakanpoistoaine, suihke jne.)
- Pidä laite poissa paikoista, joissa syntyy voimakkaita radioaaltoja tai magneettikenttiä
- Pidä laite poissa lämmityslaitteiden läheltä

Puhdistus

- Käytä päivittäiseen huoltoon neutraalia pesuainetta ja pehmeää liinaa. Älä puhdista laitetta orgaanisilla liuottimilla tai muilla kemikaaleilla. Älä huuhtelee vedellä.
- Vältä korkeapainepesua ja puhdistamista kovilla esineillä, jotka voivat naarmuttaa sen pintaa.
- Kasvojen ja vartalon eri osien hoitojen välillä desinfi kärtet kauneuslaitteille tarkoitetuilla aineilla

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	AC100-240V
Όνομαστική συχνότητα:	50/60Hz
Όνομαστική κατανάλωση ενέργειας:	120W
Διαστάσεις:	Διαστάσεις ~ 325mm x 82mm x 101mm (όταν η λαβή είναι διπλωμένη)
ZΥΓΟΣ:	Βάρος ~ 1240g
Καλώδιο τροφοδοσίας:	1,5 μ
Καλώδιο σύνδεσης λαβής:	1,3 μ
Μετρών ην ώραν:	Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά
Χρήση περιβάλλοντος:	Θερμοκρασία 5°C - 35°C, σχετική υγρασία ≤75%
Υλικό:	Κύρια θήκη: PC + ABS, σιλίκων, κράμα αλουμινίου, Διάφορα εξαρτήματα: PC + ABS, αλουμίνιο, γυαλί

Περιγραφή εξαρτημάτων - συσκευή στη βάση [βλέπε σελίδα 2, f2]
 α. LED επίπεδο - Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος ανιχνεύει 10 επίπεδα και προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο ισχύος του φλας. Όλα τα LED είναι πάντα αναμμένα όταν η συσκευή τοποθετείται στη βάση.
 β. LED κατάσταση LED - Μπορείτε να ελέγξετε ποια λειτουργία έχει ρυθμιστεί από το χρώμα της λυχνίας LED. Το LED είναι πάντα αναμμένο σε κατάσταση αναμονής. Όταν τοποθετηθεί στο δέρμα, θα αναβοβλινέει.

Λειτουργίες	Χρώμα της λάμπας	Επίπεδο αναλαμπής
Ευαίσθητο δέρμα	Μπλε	Μικρός
Κανονικό δέρμα	Άσπρο	Μέτριος
Υψηλή ισχύς	Πορτοκάλι	Ψηλός

γ. Κομπίλι τροφοδοσίας/λειτουργίας. Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Σύντομο πάτημα: Κάθε φορά που πατάτε το κομπίλι, η λειτουργία αλλάζει. Μπορούν να επιλεγούν η λειτουργία ευαίσθητου δέρματος, η κανονική λειτουργία και η λειτουργία υψηλής ισχύος.
 δ. Βάση
 ε. Καλώδιο σύνδεσης.

Περιγραφή εξαρτημάτων - συσκευή αποσυνδεδεμένη από τη βάση [βλέπε σελίδα 2, f3]
 α. Εξόδος αέρα
 β. Αισθητήρας αφής
 γ. Επφάνεια ψύξης
 δ. Πρίζα φλας
 ε. Αισθητήρας χρώματος δέρματος
 στ. Κομπίλι φλας - Σύντομο πάτημα: μονό φλας, Πατήστε παρατεταμένα το κομπίλι: αναβοβλινέει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 ζ. Εξόδος αέρα

Περιγραφή εξαρτημάτων - βάση και καλώδιο [βλέπε σελίδα 3, f5]
 α. Φως UV - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή η συσκευή είναι αναρτημένη, η βάση ειοχεχτεί σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία UV λειτουργεί αυτόματα για περίπου 3 λεπτά. Όταν η λυχνία UV λειτουργεί, όλες οι λυχνίες στάθμης αναβοβλινίζουν αργά.
 β. Σταθείτε
 γ. Καλώδιο τροφοδοσίας
 δ. Βύσμα τροφοδοσίας ΕΕ

Αξεσουάρ [βλέπε σελίδα 3, f6]
 α. Κατάκι προσώπου/δαχτύλου
 β. Επικόλληση VIO
 γ. Μασάζ/ανά τεταποίησης δέρματος DPL
 δ. Επικόλληση NIR
 ε. Προστατευτικό γυαλά

Πώς να εγκαταστήσετε/ αφαιρέσετε την επκόλληση [βλέπε σελίδα 3, f7]
 Το κατάκι είναι μαγνητικού τύπου.
 Τοποθετήστε το κατάκι έτσι ώστε να καλύπτει την επφάνεια εξόδου του φλας. Κατά την αποσύνδεση, κρατήστε και τις δύο πλευρές του κατακαίου και αφαιρέστε το απαλά

Λειτουργία IPL (Έντονο παλμικό φως - Η επκόλληση VIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα της ζώνης VIO, επκόλληση προσώπου/δατύλου)
 Η αποτήρηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία IPL. Το επίπεδο έντασης παλμού μπορεί να επιλεγεί από τρεις λειτουργίες (ευαίσθητο δέρμα, κανονικό δέρμα, λειτουργία υψηλής ισχύος) ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος, το χρώμα και την περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί.

Λειτουργία DPL (Dye Pulsed Light - ραδ φροντίδας DPL)
 Χρήση για απασμένα τριχοειδή αγγεία (κοκκινισμα) και δειυρμόνους πόρους (συρρίκνωση πόρων). Μείωση μελάγχρωσης: Το DPL μπορεί να στοχεύσει και να μείψει την εμφάνιση προβλημάτων μελάγχρωσης όπως κηλίδες ηλικίας, κηλίδες από τον ήλιο και φακίδες. Λειτουργεί διασπώντας την περίσσεια μελανίνης στο δέρμα, οδηγώντας σε πιο ομοιόμορφο και ισορροπημένο τόνο δέρματος. Σύμφιξη δέρματος: Η τεχνολογία DPL μπορεί να βοηθήσει στη σύμφιξη και τη σύμφιξη του δέρματος διεγειρώντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, η οποία βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και στη μείωση της χαλάρωσης. Ανανέωση δέρματος: Το DPL μπορεί να βοηθήσει στην ήνωση της παραγωγής κολλαγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της νεανικής και υγιούς όμης του δέρματος. Στοιχεία σε λεπτές γραμμές, ρυτίδες και ανομοιόμορφο τόνο δέρματος, αφήνοντας σας μια πιο λαμπερή και ανανεωμένη επφάνεια. Ανακούφιση από ερυθρότητα και ροδόχρομη ακμή: Η φωτεινή ενέργεια DPL μπορεί να βοηθήσει στην πρέμια και στη μείωση της ερυθρότητας που σχετίζεται με καταστάσεις όπως η ροδόχρομη ακμή. Λειτουργεί στα αμοφρά αγγεία που είναι υπεύθυνα για την ερυθρότητα, οδηγώντας σε πιο ομοιόμορφο τόνο δέρματος και μειωμένη ερυθρότητα με την ήάοδο του χρόνου.
 Πόσο συχνά να χρησιμοποιείτε το DPL: όχι περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα.

Λειτουργία NIR (Κοντά στο υπέρυθρο - ραδ φροντίδας NIR)
 Σύμφιξη σύστασης του δέρματος: Η τεχνολογία NIR διεγειρεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, οδηγώντας σε βελτιωμένη ελαστικότητα και σφιξηρότητα του δέρματος. Αυτό βοηθά στη σύμφιξη του χαλαρού δέρματος, στη μείωση της χαλάρωσης και στην προώθηση μιας νεότερης εμφάνισης. Μείωση ρυτίδων: Έναχώντας τη σύνθεση κολλαγόνου, το NIR μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Η θερμότητα που παράγει από το NIR διεσδοεί βαθιά στο δέρμα, διεγειρώντας την παραγωγή νέων ινών κολλαγόνου, με αποτέλεσμα το δέρμα πιο λείο και νεανικό. Αναζωογόνηση του δέρματος: Η θεραπεία NIR μπορεί να βελτίσει τη συνολική υφή και τον τόνο του δέρματος. Στοιχεία σε περιοχές με ανομοιόμορφη χρώση, βλάβες από τον ήλιο και κηλίδες ήθρανης, πρρόνοντας μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επφάνεια.
 Πόσο συχνά να χρησιμοποιείτε το NIR: όχι περισσότερο από μία φορά την ήμέρα, αλλά όχι μαζί με DPL.

Συνεχής λειτουργία φλας
 Συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας για μεγάλες επφάνειες όπως πόδια και χέρια.
 Κρατήστε πατημένο το κομπίλι φλας για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία συνεχούς φλας.
 Χρησιμοποιήστε το μετακινώντας το στο δέρμα σας χωρίς να αφαιρέσετε τη συσκευή από το δέρμα σας.
 Η λειτουργία συνεχούς φλας θα συνεχίσει να λειτουργεί όσο είναι σε επαφή με το δέρμα.
 Εάν η συσκευή απομακρυνθεί από το δέρμα σας, πατήστε ξανά το κομπίλι φλας. Εάν το χρώμα του δέρματος και ο αισθητήρας αφής δεν ανιχνευθούν για περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα σταματήσει να αναβοβλινέει συνεχώς.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας
 Αισθητήρας χρώματος δέρματος (αναγνώριση χρώματος δέρματος)
 Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος διαβάζει το χρώμα του δέρματος της επφάνειας του φλας σε 10 επίπεδα και προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο του φλας. Η αναγνώριση χρώματος δέρματος δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται επκόλλησης.

Αισθητήρας αφής
 Όταν η έξοδος φλας έρθει σε πλήρη επαφή με το δέρμα, είναι δυνατό να τυροδοτηθεί. Ενώ η λυχνία κατάστασης αναβοβλινέει.

Λειτουργία ψύξης
 Η επφάνεια ψύξης βρίσκεται γύρω από την έξοδο του φλας. Δροσίζει το δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
 Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη και δεν υπάρχει λειτουργία για 3 λεπτά, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επιπλέον, μετά από 20 λεπτά χρήσης, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο ανεμοτήρας θα λειτουργήσει για περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.

Σημεία εφαρμογής [βλέπε σελίδα 4, f8]
 Τοποθετήστε την έξοδο φλας κοντά στο δέρμα και γλιστήστε απαλά πάνω από το δέρμα.
 α. Απομακρυνθείτε από το δέρμα
 β. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά.

Χώρα φροντίδας (πόντους)
 Αποτήρηση (IPL) [βλέπε σελίδα 4, f9]
 α. Μασάλη / β. Στήθος / γ. Βραχίονας / δ. Χέρια και δάχτυλα / ε. Πόδι / στ. Πρόσωπο / ζ. Ζώνη VIO

Περιοήηση δέρματος (GLP) [βλέπε σελίδα 4, f10]
 α. Πρόσωπο / β. Λαιμός και ντεκολτέ

Μέθοδοι χρήσης [βλέπε σελίδα 4, f10]
 Αποτήρηση (IPL), περιποίηση δέρματος (DPL)

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση και σε μια πρίζα τάγου.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπίλι Power/Mode [βλέπε σελίδα 2, f1-a] για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε τη συσκευή. Το LED κατάσταση θα ανάψει και ο ανεμοτήρας θα αρχίσει να λειτουργεί (σε κατάσταση αναμονής). [βλέπε σελίδα 2, f2]:
 α. Επίπεδες λυχνίες LED
 β. LED κατάσταση - αναμμένο: σε κατάσταση αναμονής / αναβοβλινέει διαθέσιμο φλας
 γ. Κομπίλι λειτουργίας/λειτουργίας
3. Πατήστε στιγμιαία το κομπίλι Power/Mode [βλέπε σελίδα 2, f1-a] για να αλλάξει λειτουργίας. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία από το χρώμα της λυχνίας κατάστασης. Το επίπεδο φλας αυξάνεται με τη σειρά: λειτουργία ευαίσθητου δέρματος → κανονική λειτουργία → λειτουργία υψηλής ισχύος.

4. Τοποθετήστε την έξοδο φλας στο δέρμα σας (χωρίς το κατάκι) και στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το κομπίλι φλας [βλέπε σελίδα 2, f1-b] όταν η λυχνία LED κατάστασης αρχίσει να αναβοβλινέει. Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος αναγνωρίζει αυτόματα το χρώμα του δέρματος σε 10 επίπεδα και προσαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο/δίοδο. Για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπίλι φλας [βλέπε σελίδα 2, f1-b] για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Μονό φλας (shot) - πατήστε το κομπίλι φλας μία φορά για μια δεδομένη θέση. Μετά αλλάξτε θέση και «τυροβολήστε ξανά»
 Συνεχές φλας - όταν φροντίζετε ευρύτερες επφάνειες, όπως χέρια και πόδια, μετακινήστε τη συσκευή πάνω από το δέρμα.
 Η λειτουργία συνεχούς φλας διαρκεί όσο είναι σε επαφή με το δέρμα. Εάν πατήσετε ξανά για λίγο το κομπίλι που αναβοβλινέει [βλέπε σελίδα 2, f1-b] ή το αφήσετε χωρίς επαφή με το δέρμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, η λειτουργία συνεχούς φλας θα απενεργοποιηθεί.

5. Μετά τη διαδικασία, απενεργοποίηστε τη συσκευή - πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπίλι λειτουργίας/λειτουργίας [βλέπε σελίδα 2, f1-a] για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Κρεμάστε τη συσκευή στη βάση (η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής). Η λάμπα UV ανάβει αυτόματα για περίπου 3 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά χρήσης, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

6. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας της συσκευής έχει σταματήσει και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη βάση και πρίζα. Μετά τη φροντίδα:

- Μετά τη φροντίδα, ενυδατώστε καλά το δέρμα.
- Εάν το δέρμα είναι κόκκινο μετά τη θεραπεία, δροσίστε το με μια παγοκύστη ή μια κρύα πετσέτα.
- Μετά τη φροντίδα, αποφύγετε την έκθεση του δέρματός σας στο άμεσο ηλιακό φως και προσέξτε να μην καείτε από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της φροντίδας.
- Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε τους λεκέδες από σμήγμα ή το καλλυντικό υγρό που περιλαμβάνεται με το προϊόν για λόγους συντήρησης.
- Πριν από τη συντήρηση, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε την έξοδο φλας και τον αισθητήρα χρώματος δέρματος με ένα στεγνό πανί.

NIR Lift Care για λιπίδια και ντεκολτέ [βλέπε σελίδα 4, f10]

Για την περιοχή του λαιμού, τοποθετήστε το παράθυρο θεραπείας σε οριζόντια θέση και μετακινήστε τη συσκευή από πάνω προς τα κάτω. Για την περιοχή του ντεκολτέ, τοποθετήστε το παράθυρο περιποίησης σε κάθετη θέση και μετακινήστε τη συσκευή από μέσα προς τα έξω.

1. Φροντίστε και τις δύο πλευρές του δέρματος διαδοχικά από το 1 έως το 6, κινούμενοι συνεχώς, χωρίς να αφήνετε κενά.
2. Χρησιμοποιήστε το σε γυμνό δέρμα (μετά το ντεμακιζάζ) στο πρόσωπό σας.
3. Η λειτουργία συνεχούς φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, αλλά συνιστάται η χρήση της λειτουργίας μονής έκθεσης κατά τη φροντίδα του δέρματος γύρω από τα μάτια. Κλείστε τα μάτια σας όταν εκθέτετε το πρόσωπό σας.
4. Μην το χρησιμοποιείτε σε φρυδιά, βλέφαρα ή χείλη. Όταν προσαρτάται ένα εξάρτημα, χρησιμοποιήστε το σε επίπεδο έκθεσης όπου μπορείτε να νιώσετε μια απαλή ζεστασία.
5. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την επικάλυψη, μπορεί να νιώσετε μια ελαφριά ζεστασία.
6. Μετά τη θεραπεία, ενυδατώστε καλά το δέρμα.

Προειδοποιήσεις

- Αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά αξεσουάρ (σκουλαρίκια, δαχτυλίδια... κτλ) πριν από τη χρήση.
 - Το φλας είναι πολύ φωτεινό και μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
 - Μην κατευθύνετε το φλας στα μάτια σας.
 - Μην κοιτάτε απευθείας το τμήμα του φλας.
 - Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που είναι κατασκευασμένο ή σπασμένο.
 - Μην το χρησιμοποιείτε επαναληπμένα στην ίδια περιοχή περισσότερες από δύο φορές σε μία ημέρα.
 - Οι παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες αναλαμπές στο ίδιο σημείο μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο δέρμα.
 - Μην το χρησιμοποιείτε με φραγμένη είσοδο/έξοδο αέρα.
 - Αφήστε τη συσκευή για 15 λεπτά ή περισσότερο πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ρούχα, μαλλιά ή άλλα αντικείμενα.
 - Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
 - Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε ότι λειτουργεί ουσιαστικά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
 - Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας διαφορετικά από τα αποκλειστικά.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη.
 - Μην αφήνετε μικροαντικείμενα, ξένα αντικείμενα, βρωμιά, υγρασία ή σκόνη να κολλήσουν στην κύρια μονάδα, κενά, οπές αερισμού κ.λπ.
 - Μην αποσυναρμολογείτε, μην επικουιάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.
 - Εάν η συσκευή ή τα αξεσουάρ εκπέμπουν δυσάρεστη οσμή ή θερμότητα, σταματήστε να τα χρησιμοποιείτε.
 - Εάν παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία της κύριας μονάδας και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
 - Μην χτυπάτε τη συσκευή σε άλλα αντικείμενα ή πράγματα.
 - Εάν η συσκευή πέσει ή καταστραφεί, απενεργοποιήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - Μην τρᾶβετε ή πνίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Πάντα να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία και να αποσυνδέετε το φιν από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Όταν αφαιρέτε το φιν από την πρίζα, κρατήστε και τις δύο πλευρές του βύσματος.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο, φροντίστε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε μακιζάζ, αντιηλιακό, άρωμα κ.λπ. και χρησιμοποιήστε το σε εκτεθειμένο δέρμα.
 - Αποφύγετε τη χρήση αμέσως μετά την ηλιοθεραπεία. Μη χρησιμοποιείτε μαζί με μάσκα απολέπισης ή περιποίησης.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, εξοικειωθείτε με τη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη για μικρό χρονικό διάστημα (λειτουργία ευαίσθητου δέρματος). Ακόμα κι αν δεν αισθάνεστε πόνο, δεν ανάνη τη δύναμη και χρησιμοποιήστε τη συσκευή στο κατάλληλο επίπεδο, στη συνέχεια προσαρμόστε σταδιακά το επίπεδο.
 - Για 24 ώρες μετά τη θεραπεία, προσέξτε να μην εκθέτετε την περιοχή θεραπείας σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Εάν η ερυθρότητα εξακολουθεί να υπάρχει μετά από 24 ώρες, αποφύγετε την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Χρησιμοποιήστε επίσης αντιηλιακό κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τη συσκευή και αφαιρέστε τις τρίχες και τη βρωμιά.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από:

- Παιδιά
- Γυναίκες με έμμηνο ρύση, έγκυες και θηλάζουσες
- Άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις
- Άτομα που πάσχουν από επιληψία, αυτοάνοσα νοσήματα και φωτοευαίσθησία
- Άτομα με καρκίνο, αιμοστατικές διαταραχές, κυκλοφορικές διαταραχές, σοβαρά φλεγμονώδη συμπτώματα, μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση, θρόμβωση αίματος
- Άτομα με δερματικές ανωμαλίες όπως πληγές, έκζεμα και οίδημα, αποτική δερματίτιδα και άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα.
- Άτομα που χρησιμοποιούν δερματολογική θεραπεία για ακμή ή άλλες δερματικές παθήσεις
- Άτομα με υποπύρετη ή πυρετώδη κατάσταση
- Άτομα που δεν αισθάνονται θερμοκρασία ή εξωτερικά ερεθίσματα.
- Άτομα με σωματικές αναπηρίες
- Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα
- Άτομα υπό την επίρραση αλκοόλ
- Άτομα με βρεγμένα ή υγρά χέρια

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε περιοχές όπως:

- Χείλη, ηβική περιοχή και βλεννογόνο, μαυρισμένο δέρμα, φρυδιά, μαλλιά, βολβός του ματιού, βλέφαρα, περιοχή των ματιών, λαιμός, αυτί, θηλή, θηλή, περιοχή του ομφαλού, τατουάζ
- Περιοχές όπου είναι ορατά τα αιμοφόρα αγγεία, όπως η κόλη φλέβα
- Ουλές, μέλασμα, δυσχρωμίες και αιματίδες
- Χωρίς μετά από θεραπεία αισθητικής ιατρικής (περίπου 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση)
- Βρεγμένο ή υγρό δέρμα

Αποθήκευση:

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρούς χώρους, ατμούς, μέρη με σκόνη, εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά (ονόνηνυμα, διαλυτικό, βενζίνη, βερνίκι νυχιών, σπρέι κ.λπ.)
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μέρη όπου δημιουργούνται ισχυρά ραδιοκύματα ή μαγνητικά πεδία
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από συσκευές θέρμανσης

Καθάρισμα

- Για καθημερινή συντήρηση, χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οργανικούς διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην ξεπλένετε με νερό.
- Αποφύγετε το πλύσιμο και τον καθαρισμό υπό υψηλή πίεση με σκληρά αντικείμενα που μπορεί να χαράξουν την επιφάνειά του.
- Μεταξύ θεραπειών σε διαφορετικά μέρη του προσώπου και του σώματος, απολυμάνετε τις άκρες χρησιμοποιώντας παράγοντες που προορίζονται για συσκευές ομορφής

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nazivni napon:	AC100-240V
Nazivna frekvencija:	50/60Hz
Nazivna potrošnja energije:	120 W
Dimenzije:	Dimenzije ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (kada je ručka sklopljena)
Vaga:	Težina ~ 1240g
Kabel za napajanje:	1,5 m
Priključni kabel ručke:	1,3 m
Odbrojavanje:	Automatsko isključivanje nakon 20 minuta
Konstitite okruženje:	Temperatura 5°C - 35°C, relativna vlažnost zraka ≤75%
Materijal:	Glavno kućište: PC + ABS, silikon, aluminijska legura; Razni dodaci: PC + ABS, aluminij, staklo

Opis dijelova - uređaj u bazi [vidi stranicu 2, f2]

- a. LED diode razine - senzor boje kože detektira 10 razina i automatski prilagođava razinu snage bljeskalice. Sve LED diode su uvijek uključene kada je uređaj postavljen na bazu.
b. Status LED - Možete provjeriti koji je način rada postavljen prema boji LED-a. LED je uvijek uključen u stanju mirovanja. Kada se stavi na kožu, bljesnut će.

Načini rada	Boja lampe	Razina treptaja
Osetljiva koža	Plava	Kratak
Normalna koža	Bijela	Osrednji
Visoka snaga, visoki napon	naranača	Visok

c. Gumb za napajanje/način rada; Dugi pritisak: uključivanje/isključivanje. Kratki pritisak: Svakim pritiskom tipke mijenja se način rada. Mogu se odabrati način rada za osjetljivu kožu, normalni način rada i način rada velike snage.

- d. Osnova
e. Spojni kabel.

Opis dijelova - uređaj odvojen od baze [pogledajte stranicu 2, f3]

- a. Izlaz zraka
b. Senzor dodira
c. Rashladna površina
d. Izlaz bljeskalice
e. Senzor boje kože
f. Gumb za bljeskalicu - Kratki pritisak: jedan bljesak. Dugo pritisnite i držite tipku: treperi oko 3 sekunde.
g. Ulaz zraka

Opis dijelova - stalak i kabel [vidi stranicu 3, f5]

- a. UV svjetlo - Kada je kabel za napajanje uključen u utičnicu ili je uređaj suspendiran, stalak ulazi u stanje pripravnosti i UV svjetlo radi automatski oko 3 minute. Kada UV svjetlo radi, sva svjetla razine polako trepću.
b. Stajati
c. Kabel za napajanje
d. EU utikač

Pribor [pogledajte stranicu 3, f6]

- a. Lice/kapa za prste
b. VIO sloj
c. DPL blazinica za njegu kože
d. NIR sloj
e. Zaštitne naočale

Kako instalirati/ukloniti sloj [pogledajte stranicu 3, f7]

Poklopac je magnetskog tipa.
Postavite poklopac tako da pokriva izlaznu površinu bljeskalice. Prilikom odspajanja držite obje strane čepa i nježno ga uklonite

IPL funkcija (Intenzivno pulsirajuće svjetlo - VIO sloj se može koristiti za njegu UO zone; lice/prst sloj)

Uklanjanje dlačica izvodi se pomoću IPL funkcije. Razina intenziteta pulsa može se odabrati između tri načina (osjetljiva koža, normalna koža, način rada velike snage) prema stanju kože, boji i području koje se koristi.

DPL funkcija (Dye Pulsed Light - DPL jastučić za njegu)

Koristi za popuncale kapilare (crvenilo) i proširene pore (skupljanje pora); Smanjenje pigmentacije: DPL može ciljano smanjiti pojavu problema s pigmentacijom kao što su staračke pjage, pjage od sunca i pjage. Djeluje tako da razgrađuje višak melanina u koži, što dovodi do ujednačenijeg i uravnoteženijeg tona kože. Učvršćivanje kože: DPL tehnologija može pomoći u učvršćivanju i zatezanju kože stimulirajući proizvodnju kolagena i elastina, što pomaže poboljšati elastičnost kože i smanjiti opuštenost. Obnavljanje kože: DPL može pomoći u poticanju proizvodnje kolagena, koji je neophodan za održavanje mladenačke i zdrave kože. Djeluje na fine linije, bore i neujednačen ton kože, ostavljajući vam blistaviji i osvježeni ten. Ublažavanje crvenila i rosacee: DPL svjetlosna energija može pomoći u smirivanju i smanjenju crvenila povezanog sa stanjima kao što je rosacea. Djeluje na krvne žile odgovorne za crvenilo, što dovodi do ujednačenije boje kože i smanjenja crvenila tijekom vremena. Koliko često koristiti DPL: ne više od dva puta tjedno.

NIR funkcija (Near InfraRed - NIR podloga za njegu)

Učvršćivanje i zatezanje kože: NIR tehnologija potiče proizvodnju kolagena i elastina, što dovodi do poboljšane elastičnosti i čvrstoće kože. To pomaže zategnuti opuštenu kožu, smanjiti opuštenost i potaknuti mladi izgled. Smanjenje bora: poboljšavajući sintezu kolagena, NIR može pomoći u smanjenju pojave finih linija i bora. Toplina koju stvara NIR prodire duboko u kožu, potičući proizvodnju novih kolagenih vlakana, što rezultira glatkom i mladolikom kožom.

Pomladivanje kože: NIR terapija može poboljšati cjelokupnu teksturu i tonus kože. Djeluje na područja neujednačene pigmentacije, oštećenja od sunca i staračkih pjega, potičući ujednačeniji i blistaviji ten. Koliko često koristiti NIR: ne više od jednom dnevno, ali ne zajedno s DPL.

Kontinuirani način bljeskalice

Preporuča se koristiti ovaj način za velike površine kao što su noge i ruke.
Držite tipku bljeskalice oko 3 sekunde za prebacivanje na kontinuirani način rada bljeskalice.
Koristite ga pomoću dugog pritiska bez skidanja uređaja s kože.
Kontinuirani način bljeskalice nastavlja se raditi sve dok je u kontaktu s kožom.
Ako vam se uređaj odmakne od kože, ponovno pritisnite gumb bljeskalice. Ako se boja kože i senzor dodira ne prepoznaju otprilike 3 sekunde, kontinuirano bljeskanje će prestati.

Sigurnosne značajke

Senzor boje kože (prepoznavanje boje kože)
Senzor boje kože očitava boju kože površine bljeskalice u 10 razina i automatski prilagođava razinu bljeskalice. Prepoznavanje boje kože ne radi kada se koriste slojevi.

Senzor za dodir

Kad je snaga bljeskalice u potpunosti u kontaktu s kožom, moguće je pucanje. Dok lampica statusa treperi.

Funkcija hlađenja

Rashladna površina nalazi se oko izlaza bljeskalice. Hladi kožu tijekom tretmana.

Funkcija automatskog isključivanja

Kada se napajanje uključi i ne radi se 3 minute, napajanje će se automatski isključiti. Štoviše, nakon 20 minuta korištenja, napajanje će se također automatski isključiti. Ventilator će raditi otprilike 30 sekundi nakon što se napajanje isključi.

Točke primjene [vidi stranicu 4, f8]

Postavite bljeskalicu blizu kože i nježno klizite preko kože.
a. Odmaknite se od kože
b. NAPOMENA: Uvjerite se da nema praznina.

Područja njege (bodovi)

Uklanjanje dlačica (IPL) [vidi stranicu 4, f9]
a. Pazuh / b. Prsa / c. Ruka / d. Ruke i prsti / e. Noga / f. Lice / g. VIO zona

Njega kože (GLP) [vidi stranicu 4, f10]

a. Lice / b. Vrat i dekolte

Metode upotrebe [vidi stranicu 4, f10]

Uklanjanje dlačica (IPL), njega kože (DPL)

- Spojite kabel za napajanje na bazu i zidnu utičnicu.
- Pritisnite i držite tipku Power/Mode [pogledajte stranicu 2, f1-a] oko 3 sekunde kako biste uključili uređaj. Status LED će zasvijetliti i ventilator će početi raditi (u stanju pripravnosti). [vidi stranicu 2, f2]:
a. LED diode razine
b. Status LED - upaljen: u stanju pripravnosti / treperi: bljesak dostupan
c. Tipka Power/Mode

3. Kratko pritisnite gumb Power/Mode [pogledajte stranicu 2, f1-a] za promjenu načina rada.
Način rada možete provjeriti bojom statusnog svjetla. Razina bljeskalice se povećava redoslijedom: način osjetljive kože → normalni način rada → način rada visoke snage.

4. Postavite bljeskalicu na kožu (bez poklopa), zatim kratko pritisnite tipku za bljeskalicu [pogledajte stranicu 2, f1-b] kada statusna LED dioda počne treperiti. Senzor boje kože automatski identificira boju kože u 10 razina i prilagođava odgovarajuću razinu/diodu. Za aktiviranje kontinuiranog načina rada pritisnite i držite gumb za bljeskalicu [pogledajte stranicu 2, f1-b] oko 3 sekunde.

Pojedinačni bljesak (snimak) - pritisnite tipku bljeskalice jednom za zadanu poziciju. Zatim promijenite položaj i "pucajte ponovno"

Kontinuirano bljeskanje - kada njezuvate šire površine, poput ruku i nogu, pomoćni uređaj po koži.
Kontinuirano bljeskanje traje sve dok je u kontaktu s kožom. Ako ponovno nakratko pritisnete treptajući gumb [pogledajte stranicu 2, f1-b] ili ga ostavite bez kontakta s kožom otprilike 3 sekunde ili duže, način neprekidnog bljeskanja će se isključiti.

5. Nakon postupka isključite uređaj - pritisnite i držite tipku za napajanje/način rada [pogledajte stranicu 2, f1-a] oko 3 sekunde. Objesite uređaj na bazu (uređaj će ući u stanje pripravnosti), UV lampica se automatski uključuje na približno 3 minute. Nakon 20 minuta korištenja napajanje će se automatski isključiti.

6. Provjerite je li ventilator uređaja zaustavljen i izvucite kabel za napajanje iz baze i strujna utičnica. Nakon njege:

- Nakon njege kožu temeljito navlažite.
- Ako je koža nakon tretmana vruća, rashladite je oblogom leda ili hladnim ručnikom.
- Nakon njege izbjegavajte izlaganje kože izravnom suncu i pazite da tijekom njege ne izgorite.
- Nakon svake uporabe uklonite mrlje od sebuma ili kozmetičku tekućinu koja je priložena uz proizvod radi održavanja.
- Prije održavanja izvucite utikač iz utičnice.
- Nakon svake uporabe, obrišite izlaz bljeskalice i senzor boje kože suhom krpom.

NIR Lift njega za vrat i dekolte [vidi stranicu 4, f10]

Za područje vrata, postavite prozor za tretman u vodoravan položaj i pomičite uređaj odozgo prema dolje. Za područje dekoltea postavite prozorčić za tretman u okomiti položaj i pomičite uređaj iznutra prema van.

1. Njeguje obje strane kože uzastopno od 1 do 6, pomičući se kontinuirano, ne ostavljajući praznine.
2. Koristite na goloj koži (nakon skidanja šminke) na licu.
3. Kontinuirani način bljeskalice može se koristiti na licu, ali preporuča se koristiti način jednostruke ekspozicije kada se njeguje koža oko očiju. Zatvorite oči kada izlažete lice.
4. Ne koristite na obrvama, kapcima ili usnama. Kada je dodatak pričvršćen, koristite ga na razini izloženosti pri kojoj možete osjetiti nježnu toplinu.
5. Kada koristite uređaj s prekrivanjem, možete osjetiti laganu toplinu.
6. Nakon tretmana kožu temeljito navlažite.

Upozorenja

- Prije upotrebe uklonite sve metalne dodatke (naušnice, prstenje... itd.).
- Bljeskalica je vrlo jaka i može oštetiti vaše oči
- Nemojte usmjeravati bljeskalicu u oči
- Ne gledajte izravno u dio s bljeskalicom
- Nemojte koristiti ako je oštećen ili slomljen.
- Ne koristite opetovano na istom području više od dva puta u jednom danu
- Dugotrajni ili ponovljeni bljeskovi na istom mjestu mogu uzrokovati oštećenje kože
- Ne koristite s blokiranim ulazom/izlazom zraka
- Ostavite uređaj 15 minuta ili više prije ponovne uporabe
- Nemojte koristiti uređaj na odjeći, kosi ili drugim predmetima
- Koristite uređaj na temperaturama između 5°C i 35°C
- Ako uređaj nije korišten dulje vrijeme, prije ponovne uporabe provjerite radi li ispravno
- Nemojte koristiti kablove za napajanje osim namjenskih
- Ne ostavljajte uređaj uključen
- Ne dopustite da se mali predmeti, strani predmeti, prljavština, vlaga ili prašina zalijepe za glavnu jedinicu, otvore, ventilacijske otvore itd.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj
- Ako uređaj ili dodaci ispuštaju neugodan miris ili toplinu, prestanite ih koristiti
- Ako se dogodi bilo kakva nepravilnost, odmah isključite napajanje glavne jedinice i izvucite utikač iz utičnice
- Nemojte udarati uređaj o druge objekte ili stvari
- Ako uređaj padne ili se ošteti, isključite napajanje i isključite uređaj
- Nemojte povlačiti ili namotavati kabel za napajanje
- Uvijek isključite napajanje i izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj.
- Kada vadite utikač iz utičnice, držite obje strane utikača.
- Kada koristite na licu, svakako uklonite svu šminku, kremu za sunčanje, parfem itd. i koristite na izloženoj koži.
- Izbjegavajte korištenje neposredno nakon sunčanja. Ne koristite zajedno s maskom za piling ili njegu.
- Prilikom prve uporabe uređaja, upoznajte se s uređajem, koristite ga kratko vrijeme na niskoj razini (način rada za osjetljivu kožu). Čak i ako ne osjećate bol, to ne povećava snagu i koristite uređaj na odgovarajućoj razini a zatim postupno prilagodite razinu.
- 24 sata nakon tretmana pazite da ne izlažete područje tretmana ultraljubičastom (UV) svjetlu. Ako je crvenilo još uvijek prisutno nakon 24 sata, izbjegavajte UV zračenje. Tijekom tretmana također koristite kremu za sunčanje.
- Nakon svake uporabe očistite uređaj i uklonite dlake i prljavštinu.

Zabranjeno je korištenje uređaja:

- Djece
- Menstruacije, trudnoce i dojilje
- Osobe koje pate od bolesti srca ili drugih kardiovaskularnih stanja
- Osobe koje boluju od epilepsije, autoimunih bolesti i fotosenzitivnosti
- Osobe s rakom, hematopetskim poremećajima, poremećajima cirkulacije, teškim upalnim simptomima, abnormalnim krvnim tlakom, krvnim ugrušcima
- Osobe s kožnim abnormalnostima kao što su rane, ekcemi i otekline, atopijski dermatitis i osobe s vrlo osjetljivom kožom.
- Ljudi koji koriste dermatološki tretman za akne ili druge kožne bolesti
- Osobe sa subfebrilnim stanjem ili groznicom
- Osobe koje ne osjećaju temperaturu ili vanjske podražaje.
- Osobe s tjelesnim invaliditetom
- Ljudi koji uzimaju lijekove
- Osobe pod utjecajem alkohola
- Osobe s mokrim ili vlažnim rukama

Zabranjeno je koristiti uređaj u područjima kao što su:

- Usne, stidne površine i sluznica, preplanula koža, obrve, kosa, očna jabučica, kapci, područje oko očiju, grlo, uho, bradavica, areola, područje pupka, tetovaža
- Područja na kojima su vidljive krvne žile, poput šuplje vene
- Ozljedi, melasma, promjena boje i mladeži
- Mjesta nakon tretmana estetske medicine (oko 2 tjedna nakon operacije)
- Mokra ili vlažna koža

Skладиštenje:

- Držite uređaj podalje od djece
- Držite uređaj podalje od vode, vlažnih mjesta, pare, prašnjavih mjesta, izloženih izravnoj sunčevoj svjetlosti
- Držite uređaj dalje od zapaljivih materijala (alkohol, razrjeđivač, benzin, odstranjivač laka za nokte, sprej, itd.)
- Držite uređaj dalje od mjesta gdje se stvaraju jaki radiovalovi ili magnetska polja
- Držite uređaj dalje od grijača uređaja

Čišćenje

- Za svakodnevno održavanje koristite neutralni deterđent i meku krpu. Nemojte čistiti uređaj organskim otapalima ili drugim kemikalijama. Ne ispirati vodom.
- Izbjegavajte pranje pod visokim pritiskom i čišćenje tvrdim predmetima koji mogu izgubiti površinu.
- Između tretmana na različitim dijelovima lica i tijela, dezinficirajte vrhove sredstvima namijenjenim aparatima za uljepšavanje

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Märkspänning:	AC100-240V
Betygsatt frekvens:	50/60Hz
Märk strömförbrukning:	120W
Mått:	Mått ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (när handtaget är hopfällt)
Vägen:	Vikt ~ 1240g
Strömsladd:	1,5 m
Handtagsanslutningskabel:	1,3 m
Timer:	Automatisk avstängning efter 20 minuter
Använd miljö:	Temperatur 5°C - 35°C, relativ luftfuktighet ≤75 %
Material:	Huvudväska: PC + ABS, silikon, aluminiumlegering; Diverse fästen: PC + ABS, aluminium, glas

Beskrivning av delar - enhet i basen [se sidan 2, f2]

- Nivålysdiode - Hudfärgssensorn känner av 10 nivåer och justerar automatiskt blixstens effektivitet. Alla lysdioder är alltid tända när enheten placeras på basen.
- Statuslysdiode - Du kan kontrollera vilket läge som ställs in av lysdiode färg. Lysdiode lyser alltid i standbyläge. När den placeras på huden blinkar den.

Lägen	Färg på lampan	Blinknivå
Känslig hud	Blå	Kort
Normal hud	Vit	Medelmåttig
Hög kraft	Orange	Lång

c. Ström/lägesknapp: Långt tryck: Ström på/av. Kort tryckning: Varje gång knappen trycks in växlas läget. Läget för känslig hud, normalt läge och högeffektläge kan väljas.

- Grund
- Anslutningskabel.

Beskrivning av delar - enhet frånkopplad från basen [se sidan 2, f3]

- Luftutlopp
- Peksensor
- Kylfläta
- Blixtuttag
- Hudfärgssensorn
- Blixtknapp - Kort tryckning: enkel blixt. Håll knappen intryckt länge: blinkar i cirka 3 sekunder.
- Luftintag

g. Beskrivning av delar - stav och kabel [se sidan 3, f5]

- UV-ljus - När nätsladden är ansluten till uttaget eller enheten är avstängd, går stavet i standby-läge och UV-ljuset fungerar automatiskt i cirka 3 minuter. När UV-ljuset fungerar blinkar alla nivåljus långsamt.
- Stå
- Strömkabel
- EU-kontakt

Tillbehör [se sidan 3, f6]

- Ansikts-/fingerlock
- VIO-överlägg
- DPL hudvårdsdyna
- NIR-överlägg
- Skyddsglasögon

Hur man installerar/tar bort överlägget [se sidan 3, f7]

Locket är av magnetisk typ.

Montera kåpan så att den täcker blixstens utgångsyta. När du kopplar bort, håll i båda sidorna av locket och ta bort det försiktigt

IPL-funktion (Intense Pulsed Light - VIO-överlägg kan användas för att ta hand om VIO-zonen; ansikts/fingeröverlägg)

Hårborttagning utförs med hjälp av IPL-funktionen. Pulsintensitetsnivån kan väljas från tre lägen (känslig hud, normal hud, högeffektläge) beroende på hudtillstånd, färg och område som ska användas.

DPL-funktion (Dye Pulsed Light - DPL care pad)

Använd för trasiga kapillärer (rodnad) och förstörande porer (krympa porer); Pigmenteringsreduering: DPL kan rikta in sig på och minska uppkomsten av pigmenteringsproblem som åldersfläckar, solfläckar och fräckar. Det fungerar genom att bryta ner överflödig melanin i huden, vilket leder till en jämnare och balanserad hudton. Huduppsämning: DPL-teknologi kan hjälpa till att sträma upp huden genom att stimulera produktionen av kollagen och elastin, vilket hjälper till att förbättra hudens elasticitet och minska slapphet. Hudförnyelse: DPL kan hjälpa till att stimulera produktionen av kollagen, vilket är viktigt för att bibehålla en ungdomlig och frisk hud. Inriktar sig på fina linjer, rynkor och ojämn hudton, vilket ger dig en mer strålände och fräsch hy. Lindring från rodnad och rosacea: DPL-ljusenergi kan hjälpa till att lugna och minska rodnad i samband med tillstånd som rosacea. Det verkar på de blodkärl som är ansvariga för rodnad, vilket leder till en jämnare hudton och minskad rodnad med tiden. Hur ofta ska du använda DPL: inte mer än två gånger i veckan.

NIR-funktion (Near InfraRed - NIR care pad)

Huduppsämning och uppsämning: NIR-teknik stimulerar produktionen av kollagen och elastin, vilket leder till förbättrad hudens elasticitet och fasthet. Detta hjälper till att sträma upp lös hud, minska slapp hud och främja ett yngre utseende. Rynkoreduering: Genom att förbättra kollagensytelsen kan NIR hjälpa till att minska uppkomsten av fina linjer och rynkor. Värmen som genereras av NIR tränger djupt in i huden och stimulerar produktionen av nya kollagenfibrer, vilket resulterar i slätare och mer ungdomlig hud.

Hudförnying: NIR-terapi kan förbättra hudens övergripande textur och ton. Den riktar sig mot områden med ojämn pigmentering, solskador och åldersfläckar, vilket främjar en jämnare och mer strålände hy.

Hur ofta ska NIR användas: inte mer än en gång om dagen, men inte tillsammans med DPL.

Kontinuerlig blixtläge

Det rekommenderas att använda detta läge för stora ytor som ben och armar.

Håll blixtknappen intryckt i cirka 3 sekunder för att växla till kontinuerligt blixtläge.

Använd den genom att flytta den över huden utan att ta bort enheten från huden.

Det kontinuerliga blixtläget fortsätter att fungera så länge den är i kontakt med huden.

Om enheten kommer bort från huden trycker du på blixtknappen igen. Om hudfärg och beröringssensorn inte upptäcks under cirka 3 sekunder kommer den kontinuerliga blinkningen att sluta.

Säkerhetsanordningar

Hudfärgssensorn (hudfärgsigenkänning)

Hudfärgssensorn läser av blixtytans hudfärg i 10 nivåer och justerar automatiskt blixtnivån. Hudfärgsigenkänning fungerar inte när du använder överlägg.

Peksensor

När blixten är helt i kontakt med huden är det möjligt att avfyra. Medan statuslampan blinkar.

Kylfunktion

Kylflätan är placerad runt blixtuttaget. Kylar huden under behandlingen.

Funktion för automatisk avstängning

När strömmen slås på och det inte görs någon funktion på 3 minuter, stängs strömmen av automatiskt. Dessutom kommer strömmen att stängas av automatiskt efter 20 minuters användning. Fläkten kommer att gå i cirka 30 sekunder efter att strömmen stängts av.

Applikationspunkter [se sidan 4, f8]

Placera blixten nära huden och glid försiktigt över huden.

- Flytta dig bort från huden
- OBS: Se till att det inte finns några luckor.

Vårdområden (poäng)

Hårborttagning (IPL) [se sidan 4, f9]

Armhåla / b. bröst / c. Arm / d. Armar och fingrar / e. Ben / f. Ansikte / g. VIO-zon

Hudvård (GLP) [se sidan 4, f10]

a. Ansikte / b. Hals och dekolletage

Användningsmetoder [se sidan 4, f10]

Hårborttagning (IPL), hudvård (DPL)

- Anslut strömkabeln till basen och ett vägguttag.
- Tryck och håll in Power/Mode-knappen [se sidan 2, f1-a] i cirka 3 sekunder för att slå på enheten. Statuslysdiode tänds och fläkten startar (i standbyläge). [se sidan 2, f2]:
 - Nivålysdiode
 - Statuslysdiode - på: i standby-läge / blinkar: blixt tillgång
 - Ström/lägesknapp

3. Tryck kort på Power/Mode-knappen [se sidan 2, f1-a] för att växla läge.

Du kan kontrollera läget genom färgen på statuslampan. Blixtnivån ökar i ordningen: läge för känslig hud → normalt läge → högeffektläge.

4. Placera blixtutgången på huden (utan locket), tryck sedan kort på blixtknappen [se sidan 2, f1-b] när statuslampan börjar blinka. Hudfärgssensorn identifierar automatiskt hudfärg i 10 nivåer och justerar lämplig nivå/diod. För att aktivera kontinuerligt läge, tryck och håll ned blixtknappen [se sidan 2, f1-b] i cirka 3 sekunder.

Enkel blixt (bild) - tryck på blixtknappen en gång för en given position. Byt sedan position och "skjut igen"

Kontinuerlig blixt - när du tar hand om bredare ytor, såsom armar och ben, flytta enheten över huden.

Det kontinuerliga blixtläget varar så länge den är i kontakt med huden. Om du kort trycker på den blinkande knappen [se sidan 2, f1-b] igen eller lämnar den utan hudkontakt i cirka 3 sekunder eller längre, stängs det kontinuerliga blixtläget av.

5. Efter proceduren, stäng av enheten - tryck och håll in ström-/lägesknappen [se sidan 2, f1-a] i cirka 3 sekunder. Häng enheten på basen (enheten går in i standbyläge). UV-lampan tänds automatiskt i cirka 3 minuter. Efter 20 minuters användning stängs strömmen av automatiskt.

6. Se till att enhetens fläkt har stannat och koppla bort strömkabeln från basen

och eluttag. Eftervård:

- Efter vård, återfukta huden ordentligt.
- Om huden är varm efter behandlingen, kyl ner den med en ispåse eller en kall handduk.
- Efter vård, undvik att utsätta huden för direkt solljus och var försiktig så att du inte blir solbränd under vården.
- Efter varje användning, ta bort talgfläckar eller den kosmetiska vätskan som medföljer produkten för underhållsändamål.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan underhåll.
- Efter varje användning, torka av blixtuttaget och hudfärgssensorn med en torr trasa.

NIR Lift Care för hals och dekolletage [se sidan 4, f10]

För halsområdet, placera behandlingsfönstret i horisontellt läge och flytta enheten uppifrån och ned. För dekolletageområdet, placera behandlingsfönstret i vertikalt läge och flytta enheten från insidan till utsidan.

1. Ta hand om båda sidorna av huden sekventiellt från 1 till 6, rör dig kontinuerligt och lämna inga luckor.
2. Använd på bar hud (efter att du tagit bort smink) i ansiktet.
3. Kontinuerlig blixtläge kan användas i ansiktet, men det rekommenderas att använda engångsexponeringsläge när du tar hand om huden runt ögonen. Blunda när du exponerar ditt ansikte.
4. Använd inte på ögonbryn, ögonlock eller läppar. När ett tillbehör är fäst, använd det på en exponeringsnivå där du kan känna en mild värme.
5. När du använder enheten med överlägget kan du känna en liten värme.
6. Efter behandlingen, återfukta huden ordentligt.

Varningar

- Ta bort eventuella metalltillbehör (örhängen, ringar... ect) före användning.
- Blixten är mycket ljusstark och kan skada dina ögon
- Rikta inte blixten i dina ögon
- Titta inte direkt på blixtdelen
- Använd inte om den är skadad eller trasig.
- Använd inte upprepade gånger på samma område mer än två gånger på en dag
- Långvariga eller upprepade blixtar på samma ställe kan orsaka hudskador
- Använd inte med blockerat luftintag/utlopp
- Lämna enheten i 15 minuter eller mer innan du använder den igen
- Använd inte enheten på kläder, hår eller andra föremål
- Använd enheten vid temperaturer mellan 5°C och 35°C
- Om enheten inte har använts under en längre tid, kontrollera att den fungerar som den ska innan du använder den igen
- Använd inte andra strömkablar än de dedikerade
- Lämna inte enheten påslagen
- Låt inte små föremål, främmande föremål, smuts, fukt eller damm fastna på huvudenheten, luckor, ventilationshål etc.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera enheten
- Om enheten eller tillbehören avger en obehaglig lukt eller värme, vänligen sluta använda dem
- Om något onormalt inträffar, stäng omedelbart av strömmen till huvudenheten och dra ut kontakten ur uttaget
- Slå inte enheten mot andra föremål eller saker
- Om enheten tappas eller skadas, stäng av strömmen och koppla ur enheten
- Dra eller rulla inte i nätsladden
- Stäng alltid av strömmen och dra ur kontakten när du inte använder enheten.
- När du drar ut kontakten ur uttaget, håll i båda sidorna av kontakten.
- När du använder i ansiktet, se till att ta bort eventuell smink, solkräm, parfym etc. och använd på exponerad hud.
- Undvik användning direkt efter solbad. Använd inte tillsammans med en peeling eller vårdmask.
- När du använder enheten för första gången, vänligen bekanta dig med enheten, använd den en kort stund på låg nivå (läge för känslig hud). Även om du inte känner smärta, ökar det inte styrkan och använd enheten på samma nivå, justera sedan gradvis nivån
- Var noga med att inte utsätta behandlingsområdet för ultraviolett (UV) ljus under 24 timmar efter behandlingen. Om rodnad fortfarande är närvarande efter 24 timmar, undvik UV-strålning. Använd även solskyddskräm under behandlingen.
- Rengör enheten efter varje användning och ta bort hår och smuts.

Det är förbjudet att använda enheten genom att:

- Barn
- Menstruerande, gravida och ammande kvinnor
- Personer som lider av hjärtsjukdomar eller andra kardiovaskulära tillstånd
- Människor som lider av epilepsi, autoimmuna sjukdomar och ljuskänslighet
- Personer med cancer, hematopoetiska störningar, cirkulationsrubbningsar, allvarliga inflammatoriska symptom, onormalt blodtryck, blodproppar
- Personer med hudavvikelser som sår, eksem och svullnad, atopisk dermatit och personer med mycket känslig hud.
- Personer som använder dermatologisk behandling för akne eller andra hudbesvär
- Personer med subfebril eller febersjukdom
- Människor som inte känner temperatur eller yttre stimuli.
- Personer med fysiska funktionshinder
- Människor som tar mediciner
- Personer som är påverkade av alkohol
- Personer med våta eller fuktiga händer

Det är förbjudet att använda enheten i områden som:

- Läppar, blygdparti och slemhinnor, solbränd hud, ögonbryn, hår, ögonlock, ögonområdet, hals, öra, bröstvårta, vårtgården, navelområdet, tatuering
- Områden där blodkärlen är synliga, såsom halvenen
- År, melasma, missfärgning och födelsemärken
- Platser efter estetisk medicinsk behandling (cirka 2 veckor efter operation)
- Blöt eller fuktig hud

Lagring:

- Håll enheten borta från barn
- Håll enheten borta från vatten, fuktiga platser, ånga, dammiga platser, utsatt för direkt solljus
- Håll enheten borta från brandfarliga material (alkohol, thinner, bensin, nagellackbortagare, spray, etc.)
- Håll enheten borta från platser där starka radiovågor eller magnetiska fält genereras
- Håll enheten borta från värmeapparater

Rengöring

- För dagligt underhåll, använd neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Rengör inte enheten med organiska lösningsmedel eller andra kemikalier. Skölj inte med vatten.
- Undvik högtrycksvätt och rengöring med hårda föremål som kan repa ytan.
- Mellan behandlingarna på olika delar av ansiktet och kroppen, desinficera spetsarna med medel avsedda för skönhetsprodukter

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nominel spænding:	AC100-240V
Nominel frekvens:	50/60 Hz
Nominel strømforbrug:	120W
Dimensioner:	Dimensioner ~ 325 mm x 82 mm x 101 mm (når håndtaget er foldet)
Vægten:	Vægt ~ 1240g
Strømkabel:	1,5m
Håndtag tilslutningskabel:	1,3 m
Timer:	Automatisk nedlukning efter 20 minutter
Brug miljø:	Temperatur 5°C - 35°C, relativ luftfugtighed ≤75 %
Materiale:	Hovedkasse: PC + ABS, silikone, aluminiumslegering; Forskellige tilbehør: PC + ABS, aluminium, glas

Beskrivelse af dele - enhed i basen [se side 2, f2]

- a. Niveau-LED'er - Hudfarvesensoren registrerer 10 niveauer og justerer automatisk flashstyrkeniveauet. Alle LED'er er altid tændt, når enheden er placeret på basen.
b. Status-LED - Du kan kontrollere, hvilken tilstand der er indstillet af LED'ens farve. LED'en er altid tændt i standbytilstand. Når den lægges på huden, blinker den.

Tilstand	Farve på lampen	Blinkniveau
Følsom hud	Blå	Kort
Normal hud	hvid	Middelmådig
Høj effekt	orange	Høj

- c. Tænd/sluk-knap: Langt tryk: Tænd/sluk. Kort tryk: Hver gang der trykkes på knappen, skiftes tilstanden. Sensitive skin mode, normal mode og high power mode kan vælges.

- d. Grundlag
e. Tilslutningskabel.

Beskrivelse af dele - enhed afbrudt fra basen [se side 2, f3]

- a. Luftudtag
b. Berørings sensor
c. Køleflade overflade
d. Blitzudtag
e. Hudfarvesensor
f. Flash-knap - Kort tryk: enkelt flash. Langt tryk på knappen og hold den nede: blinker i ca. 3 sekunder.
g. Luftindtag

Beskrivelse af dele - stativ og kabel [se side 3, f5]

- a. UV-lys - Når nedledningen er sat i stikkontakten, eller enheden er suspenderet, går stativet i standby-tilstand, og UV-lyset virker automatisk i ca. 3 minutter. Når UV-lyset virker, blinker alle niveaulys langsomt.
b. Stå
c. Strømkabel
d. EU strømstik

Tilbehør [se side 3, f6]

- a. Ansigts-/fingerkappe
b. VIO-overlejring
c. DPL hudplejepude
d. NIR overlejring
e. Sikkerhedsbriller

Sådan installeres/fjernes overlejringen [se side 3, f7]

Hætten er af den magnetiske type.

Installer hætten, så den dækker flashudgangsfladen. Når du frakobler, skal du holde på begge sider af hættten og fjerne den forsigtigt

IPL-funktion (Intense Pulsed Light - VIO-overlay kan bruges til at pleje VIO-zonen; ansigt/finger-overlay)

Hårfjerning udføres ved hjælp af IPL-funktionen. Pulsintensitetsniveauet kan vælges fra tre tilstande (følsom hud, normal hud, højeffekttilstand) i henhold til hudens tilstand, farve og område, der skal bruges.

DPL-funktion (Dye Pulsed Light - DPL-plejepude)

Bruges til knækkede kapillærer (rødme) og forstørrede porer (krympe porer); Pigmenteringsreduktion: DPL kan målrette og reducere forekomsten af pigmenteringsproblemer såsom alderspletter, solpletter og fregner. Det virker ved at nedbryde overskydende melanin i huden, hvilket fører til en mere jævn og afbalanceret hudtone. Hudopstrammende: DPL-teknologi kan hjælpe med at opstramme og opstramme huden ved at stimulere produktionen af kollagen og elastin, som hjælper med at forbedre hudens elasticitet og reducere slaphed. Hudforyngelse: DPL kan hjælpe med at stimulere produktionen af kollagen, som er afgørende for at bevare en ungdommelig og sund hud. Målrætter mod fine linjer, rynker og ujævn hudtone og efterlader dig med en mere strålende og forfrisket teint. Lindring af rødme og rosacea: DPL lysenergi kan hjælpe med at berolige og reducere rødme forbundet med tilstande som rosacea. Det virker på de blodkar, der er ansvarlige for rødme, hvilket fører til en mere jævn hudtone og reduceret rødme over tid. Hvor ofte skal du bruge DPL: ikke mere end én gang om ugen.

NIR-funktion (Near InfraRed - NIR-plejepude)

Hudopstramning og opstramning: NIR-teknologi stimulerer produktionen af kollagen og elastin, hvilket fører til forbedret hudens elasticitet og fasthed. Dette hjælper med at opstramme løs hud, reducere slaphed og fremme et yngre udseende. Rynkerreduktion: Ved at forbedre kollagensyntesen kan NIR hjælpe med at reducere forekomsten af fine linjer og rynker. Varmen genereret af NIR trænger dybt ind i huden og stimulerer produktionen af nye kollagenfibre, hvilket resulterer i en glattere og mere ungdommelig hud.

Hudforyngelse: NIR-terapi kan forbedre hudens overordnede tekstur og tone. Den retter sig mod områder med ujævn pigmentering, solskader og alderspletter, hvilket fremmer en mere jævn og strålende teint. Hvor ofte skal du bruge NIR: ikke mere end én gang om dagen, men ikke sammen med DPL.

Kontinuerlig blitztilstand

Det anbefales at bruge denne tilstand til store overflader såsom ben og arme.

Hold blitzknappen nede i ca. 3 sekunder for at skifte til kontinuerlig blitztilstand.

Brug den ved at flytte den hen over din hud uden at fjerne enheden fra din hud.

Den kontinuerlige flash-tilstand vil fortsætte med at fungere, så længe den er i kontakt med huden.

Hvis enheden kommer væk fra din hud, skal du trykke på blitzknappen igen. Hvis hudfarve og berørings sensor ikke registreres i ca. 3 sekunder, stopper kontinuerlig blinking.

Sikkerhedsfunktioner

Hudfarvesensor (hudfarvegenkendelse)

Hudfarvesensoren aflæser blitzoverfladens hudfarve i 10 niveauer og justerer automatisk blitzniveauet. Hudfarvegenkendelse virker ikke, når du bruger overlejringer.

Berørings sensor

Når flashudladningen er helt i kontakt med huden, er det muligt at affyre. Mens statuslampen blinker.

Kølefunktion

Kølefladen er placeret rundt om blitzudtaget. Køler huden under behandlingen.

Autosluk funktion

Når strømmen er tændt, og der ikke er nogen betjening i 3 minutter, slukkes strømmen automatisk. Desuden slukkes strømmen automatisk efter 20 minutters brug. Blæseren kører i cirka 30 sekunder, efter at strømmen er slukket.

Anvendelsespunkter [se side 4, f8]

Placer flashudladningen tæt på huden og glid forsigtigt hen over huden.

- a. Bevæg dig væk fra huden
b. BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er huller.

Plejeområder (point)

Hårfjerning (IPL) [se side 4, f9]

a. Armhule / b. Bryst / c. Arm / d. Arme og fingre / e. Ben / f. Ansigt / g. VIO-zone

Hudpleje (GLP) [se side 4, f10]

a. Ansigt / b. Hals og spaltning

Anvendelsesmetoder [se side 4, f10]

Hårfjerning (IPL), hudpleje (DPL)

1. Tilslut strømkablet til basen og en stikkontakt.

2. Tryk og hold Power/Mode-knappen [se side 2, f1-a] nede i ca. 3 sekunder for at tænde for enheden. Status-LED'en lyser, og ventilatoren begynder at køre (i standby-tilstand). [se side 2, f2]:

- a. Niveau-LED'er
b. Status-LED = tændt: i standbytilstand / blinker: blinker tilgængelig
c. Tænd/sluk-knap

3. Tryk kort på Power/Mode-knappen [se side 2, f1-a] for at skifte tilstand.

Du kan kontrollere tilstanden ved farven på statuslampen. Blitzniveauet øges i rækkefølgen: tilstanden følsom hud → normal tilstand → højeffekttilstand.

4. Placer blitzudgangen på din hud (uden hættten), og tryk derefter kortvarigt på blitzknappen [se side 2, f1-b], når status-LED'en begynder at blinke. Hudfarvesensoren identificerer automatisk hudfarve i 10 niveauer og justerer det passende niveau/diode. For at aktivere kontinuerlig tilstand skal du trykke på og holde blitzknappen [se side 2, f1-b] nede i ca. 3 sekunder.

Enkelt blitz (billede) - tryk én gang på blitzknappen for en given position. Skift derefter position og "skyd igen"

Kontinuerlig flash = når du plejer bredere overflader, såsom arme og ben, skal du flytte enheden over huden.
Den kontinuerlige flash-tilstand varer så længe den er i kontakt med huden. Hvis du kortvarigt trykker på den blinkende knap [se side 2, f1-b] igen eller lader den være uden hudkontakt i cirka 3 sekunder eller længere, slukkes den kontinuerlige blitztilstand.

5. Efter proceduren skal du slukke for enheden - tryk og hold tænd/sluk-tilstandsknappen [se side 2, f1-a] nede i ca. 3 sekunder. Hæng enheden på basen (enheden går i standbytilstand). UV-lampen tænder automatisk i cirka 3 minutter. Efter 20 minutters brug slukkes strømmen automatisk.

6. Sørg for, at enhedens blæser er stoppet, og tag strømkablet ud af basen

og stikkontakt. Efter pleje:

- Efter pleje skal du fugte huden grundigt.
- Hvis huden er varm efter behandlingen, køl den ned med en ispose eller et koldt håndklæde.
- Efter pleje skal du undgå at udsætte din hud for direkte sollys og passe på ikke at blive solskoldet under plejen.
- Efter hver brug skal du fjerne talgpletter eller den kosmetiske væske, der følger med produktet, til vedligeholdelsesformål.
- Tag stikket ud af stikkontakten for vedligeholdelse.
- Efter hver brug skal du tørre flashudgangen og hudfarvesensoren af med en tør klud.

NIR Lift Care til hals og décolleté [se side 4, f10]

For halsområdet skal du placere behandlingsvinduet i vandret position og flytte enheden fra top til bund. Til dekolletageområdet skal du placere behandlingsvinduet i lodret position og flytte apparatet fra indersiden til ydersiden.

1. Pas på begge sider af huden sekventielt fra 1 til 6, bevæg dig kontinuerligt uden at efterlade huller.
2. Brug på bar hud (efter fjernelse af makeup) i dit ansigt.
3. Kontinuerlig blitilstand kan bruges i ansigtet, men det anbefales at bruge enkelteksponeringsstilstand, når du plejer huden omkring øjnene. Luk øjnene, når du blotter dit ansigt.
4. Må ikke bruges på øjenbryn, øjenlåg eller læber. Når et tilbehør er fastgjort, skal du bruge det på et eksponeringsniveau, hvor du kan mærke en blid varme.
5. Når du bruger enheden med overlaget, kan du føle en let varme.
6. Efter behandlingen skal du fugte huden grundigt.

Advarsler

- Fjern eventuelt metallitilbehør (øreringe, ringe ... ect) før brug.
- Blitzen er meget lysstærk og kan beskadige dine øjne
- Ret ikke blitzen ind i dine øjne
- Se ikke direkte på blitzdelen
- Må ikke bruges, hvis den er beskadiget eller ødelagt.
- Må ikke bruges gentagne gange på det samme område mere end to gange på en dag
- Langvarige eller gentagne blink på samme sted kan forårsage hudskader
- Må ikke bruges med blokeret luftindtag/udløb
- Lad enheden stå i 15 minutter eller mere, før du bruger den igen
- Brug ikke enheden på tøj, hår eller andre genstande
- Brug enheden ved temperaturer mellem 5°C og 35°C
- Hvis enheden ikke har været brugt i længere tid, skal du kontrollere, at den fungerer korrekt, før du bruger den igen
- Brug ikke andre strømkabler end de dedikerede
- Lad ikke enheden være tændt!
- Lad ikke små genstande, fremmedlegemer, snavs, fugt eller støv sætte sig fast på hovedenheden, huller, ventilationshuller osv.
- Enheden må ikke skilles ad, repareres eller modificeres
- Hvis enheden eller tilbehøret udsender en ubehagelig lugt eller varme, skal du stoppe med at bruge dem
- Hvis der opstår noget unormalt, skal du straks slukke for strømmen til hovedenheden og tage stikket ud af stikkontakten
- Stå ikke enheden mod andre genstande eller ting
- Hvis enheden tages eller beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud af enheden
- Træk eller spole ikke i netledningen
- Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud, når du ikke bruger enheden.
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du holde i begge sider af stikket.
- Når du bruger i ansigtet, skal du sørge for at fjerne eventuel makeup, solcreme, parfume osv. og bruge på udsat hud.
- Undgå brug umiddelbart efter solbadning. Må ikke bruges sammen med en peeling- eller plejemaske.
- Når du bruger enheden for første gang, skal du gøre dig bekendt med enheden, brug den i kort tid på lavt niveau (følsom hudtilstand). Selvom du ikke føler smerte, øger det ikke styrken og brug enheden på det passende niveau, og juster derefter gradvist niveauet
- I 24 timer efter behandlingen skal du passe på ikke at udsætte behandlingsområdet for ultraviolet (UV) lys. Hvis rødmen stadig er til stede efter 24 timer, undgå UV-stråling. Brug også solcreme under behandlingen.
- Rengør enheden efter hver brug og fjern hår og snavs.

Det er forbudt at bruge enheden ved at:

- Børn
- Menstruerende, gravide og ammende kvinder
- Mennesker, der lider af hjertesygdomme eller andre kardiovaskulære lidelser
- Mennesker, der lider af epilepsi, autoimmune sygdomme og lysfølsomhed
- Mennesker med kræft, hæmatopoietiske lidelser, kredsløbsforstyrrelser, alvorlige inflammatoriske symptomer, unormalt blodtryk, blodpropper
- Personer med hudabnormiteter såsom sår, eksem og hævelse, atopisk dermatitis og personer med meget følsom hud.
- Personer, der bruger dermatologisk behandling mod akne eller andre hudlidelser
- Personer med subfebril eller febertilstand
- Mennesker, der ikke mærker temperatur eller ydre stimuli.
- Mennesker med fysiske handicap
- Folk, der tager medicin
- Mennesker påvirket af alkohol
- Personer med våde eller fugtige hænder

Det er forbudt at bruge enheden i områder som:

- Læber, kønsområde og slimhinde, solbrændt hud, øjenbryn, hår, øjeåbne, øjenlåg, øjenområde, hals, øre, brystvorte, areola, navleområde, tatovering
- Områder, hvor blodkar er synlige, såsom vena cava
- Ar, melasma, misfarvning og modermærker
- Steder efter æstetisk medicinsk behandling (ca. 2 uger efter operationen)
- Våd eller fugtig hud

Opbevaring:

- Hold enheden væk fra børn
- Hold enheden væk fra vand, fugtige steder, damp, støvede steder, udsat for direkte sollys
- Hold enheden væk fra brændbare materialer (alkohol, fortynder, benzin, neglelakkfjerner, spray osv.)
- Hold enheden væk fra steder, hvor der genereres stærke radiobølger eller magnetiske felter
- Hold enheden væk fra varmeapparater

Rengøring

- Til daglig vedligeholdelse skal du bruge neutralt rengøringsmiddel og en blød klud. Rengør ikke enheden med organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier. Skyl ikke med vand.
- Undgå højtryksrensning og rengøring med hårde genstande, der kan ridse overfladen.
- Mellem behandlinger på forskellige dele af ansigtet og kroppen desinficeres spidserne med midler beregnet til skønhedsapparater

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nominale spanning:	AC100-240V
Nominale frequentie:	50/60 Hz
Nominaal stroomverbruik:	120W
Dimensies:	Afmetingen – 325 mm x 82 mm x 101 mm (wanneer het handvat is ingeklapt)
Weegschaal:	Gewicht – 1240 g
Stroomdraad:	1,5 m
Aansluitkabel handgreep:	1,3 meter
Timer:	Automatische uitschakeling na 20 minuten
Gebruiksomgeving:	Temperatuur 5°C - 35°C, relatieve vochtigheid ≤75%
Materiaal:	Hoofdbehuizing: PC + ABS, siliconen, aluminiumlegering; Diverse opzetstukken: PC + ABS, aluminium, glas

Beschrijving van onderdelen - apparaat in de basis [zie pagina 2, f2]

- Niveau-LED's - De huidskleursorator detecteert 10 niveaus en past automatisch het flitssterkeniveau aan. Alle LED's branden altijd wanneer het apparaat op de basis wordt geplaatst.
- Status-LED - Aan de kleur van de LED kunt u zien welke modus is ingesteld. In de standby-modus is de LED altijd aan. Wanneer het op de huid wordt geplaatst, zal het knipperen.

Modi	Kleur van de lamp	Knipperniveau
Gevoelige huid	Blauw	Kort
Normale huid	Wit	Middelmatig
Hoge spanning	Oranje	Lang

c) Aan/uit/modusknop; Lang indrukken: Aan/uit. Kort indrukken: Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de modus gewijzigd. Gevoelige huidmodus, normale modus en krachtige modus kunnen worden geselecteerd.

- Basis
- Verbindingskabel.

Beschrijving van onderdelen - apparaat losgekoppeld van de basis [zie pagina 2, f3]

- Luchtinlaat
- Aanraaksensor
- Koeloppervlak
- Flitsuitgang
- Huidskleursorator
- Flitsknop - Kort indrukken: enkele flits. Houd de knop lang ingedrukt: knippert ongeveer 3 seconden.
- Luchtinlaat

Beschrijving van onderdelen - standaard en kabel [zie pagina 3, f5]

- UV-licht - Wanneer het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken of het apparaat wordt opgehangen, gaat de standaard in de stand-bymodus en werkt het UV-licht automatisch gedurende ongeveer 3 minuten. Wanneer het UV-licht werkt, knipperen alle niveau-lampjes langzaam.
- Staan
- Voedingskabel
- EU-stekker

Accessoires [zie pagina 3, f6]

- Gezichts-/vingerkapje
- VIO-overlay
- DPL-huidverzorgingspad
- NIR-overlay
- Veiligheidsbril

Hoe de overlay te installeren/verwijderen [zie pagina 3, f7]

De dop is van het magnetische type. Installeer de dop zo dat deze het oppervlak van de flitsuitgang bedekt. Houd bij het loskoppelen beide zijden van de dop vast en verwijder deze voorzichtig

IPL-functie (Intense Pulsed Light - VIO-overlay kan worden gebruikt om de VIO-zone te verzorgen; gezicht/vinger-overlay)

Ontharing wordt uitgevoerd met behulp van de IPL-functie. Het pulsintensiteitsniveau kan worden geselecteerd uit drie modi (gevoelige huid, normale huid, krachtige modus) afhankelijk van de huidconditie, kleur en te gebruiken gebied.

DPL-functie (Dye Pulsed Light - DPL-verzorgingspad)

Gebruik bij kapotte haarvaten (roodheid) en vergrote poriën (krimpen van de poriën); Pigmentatiereductie: DPL kan pigmentatieproblemen zoals ouderdomsvlekken, zonnevlekken en sproeten aanpakken en verminderen. Het werkt door overtollige melanine in de huid af te breken, wat leidt tot een gelijkmatiger en evenwichtiger huidskleur. Huidversteving: DPL-technologie kan helpen de huid te verstevigen en strakker te maken door de productie van collageen en elastine te stimuleren, waardoor de elasticiteit van de huid wordt verbeterd en verslapping wordt verminderd. Huidvernieuwing: DPL kan de productie van collageen helpen stimuleren, wat essentieel is voor het behoud van een jeugdige en gezond uitziende huid. Bestrijdt fijne lijntjes, rimpels en een ongelijkmatige teint, waardoor u een stralendere en frissere teint krijgt. Verlichting van roodheid en rosacea: DPL-lichtenergie kan de roodheid die gepaard gaat met aandoeningen zoals rosacea helpen kalmeren en verminderen. Het werkt op de bloedvaten die verantwoordelijk zijn voor roodheid, waardoor de huidtint na verloop van tijd gelijkmatiger wordt en de roodheid afneemt. Hoe vaak DPL gebruiken: niet vaker dan twee keer per week.

NIR-functie (Near InfraRed - NIR care pad)

Huidversteving en -verstrakking: NIR-technologie stimuleert de productie van collageen en elastine, wat leidt tot verbeterde huidelasticiteit en stevigheid. Dit helpt de losse huid strakker te maken, verslapping te verwijderen en een jonger uiterlijk te bevorderen. Rimpelvermindering: Door de collageensynthese te verbeteren, kan NIR de verschijning van fijne lijntjes en rimpels helpen verminderen. De door NIR gegenereerde warmte dringt diep door in de huid en stimuleert de productie van nieuwe collageenvezels, wat resulteert in een gladdere en jeugdiger huid. Huidverjonging: NIR-therapie kan de algehele textuur en tonus van de huid verbeteren. Het richt zich op gebieden met ongelijkmatige pigmentatie, schade door de zon en ouderdomsvlekken, waardoor een gelijkmatiger en stralende teint wordt bevorderd. Hoe vaak NIR gebruiken: niet vaker dan één keer per dag, maar niet samen met DPL.

Continu flitsmodus

Het wordt aanbevolen om deze modus te gebruiken voor grote oppervlakken zoals benen en armen.

Houd de flitsknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de continu-flitsmodus.

Gebruik het door het over uw huid te bewegen zonder het apparaat van uw huid te verwijderen.

De continue flitsmodus blijft werken zolang deze in contact is met de huid.

Als het apparaat loskomt van uw huid, drukt u nogmaals op de flitsknop. Als huidskleur en aanraaksensor gedurende ongeveer 3 seconden niet worden gedetecteerd, stopt het continu knipperen.

Veiligheidsvoorzieningen

Huidskleursorator (huidskleurherkenning)

De huidskleursorator leest de huidskleur van het flitsoppervlak in 10 niveaus en past automatisch het flitsniveau aan. Huidskleurherkenning werkt niet bij gebruik van overlays.

Aanraaksensor

Wanneer de flitssterkte volledig in contact is met de huid, is het mogelijk om te flitsen. Terwijl het statuslampje knippert.

Koelfunctie

Het koeloppervlak bevindt zich rond de flitsuitlaat. Verkoelt de huid tijdens de behandeling.

Automatische uitschakelfunctie

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld en er gedurende 3 minuten geen bediening plaatsvindt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. Bovendien wordt de stroom na 20 minuten gebruik ook automatisch uitgeschakeld. De ventilator blijft ongeveer 30 seconden draaien nadat de stroom is uitgeschakeld.

Toepassingspunten [zie pagina 4, f8]

Plaats de flitsers dicht bij de huid en glijd zachtjes over de huid.

- Ga weg van de huid
- OPMERKING: Zorg ervoor dat er geen gaten zijn.

Verzorgingsgebieden (punten)

Ontharing (IPL) [zie pagina 4, f9]

a. Oksel / b. Borst / c. Arm / d. Armen en vingers / e. Been / f. Gezicht / g. VIO-zone

Huidverzorging (GLP) [zie pagina 4, f10]

a. Gezicht / b. Hals en decolleté

Gebruiksmethoden [zie pagina 4, f10]

Ontharing (IPL), huidverzorging (DPL)

- Sluit de voedingskabel aan op het basisstation en op een stopcontact.
- Houd de aan/uit/modus-knop [zie pagina 2, f1-a] ongeveer 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De status-LED gaat branden en de ventilator begint te werken (in stand-bymodus), [zie pagina 2, f2]:
 - Niveau-LED's
 - Status-LED - aan: in standby-modus / knipperend: flitsers beschikbaar
 - Aan/uit/modus-knop

3. Druk kort op de Power/Mode-knop [zie pagina 2, f1-a] om van modus te wisselen.

U kunt de modus controleren aan de hand van de kleur van het statuslampje. Het flitsniveau neemt toe in de volgende volgorde: modus voor gevoelige huid → normale modus → modus voor hoog vermogen.

4. Plaats de flitsers op uw huid (zonder dop) en druk vervolgens kort op de flitsknop [zie pagina 2, f1-b] wanneer de status-LED begint te knipperen. De huidskleursorator identificeert automatisch de huidskleur in 10 niveaus en past het juiste niveau/de juiste diode aan. Om de continumodus te activeren, houdt u de flitsknop [zie pagina 2, f1-b] ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Enkele flits (opname) - druk één keer op de flitsknop voor een bepaalde positie. Verander dan van positie en "schiet opnieuw"

Continu flitsen - bij de verzorging van bredere oppervlakken, zoals armen en benen, beweegt u het apparaat over de huid.

De continue flitsmodus duurt zolang deze in contact is met de huid. Als u nogmaals kort op de knipperknop drukt [zie pagina 2, f1-b] of ongeveer 3 seconden of langer geen huidcontact laat, wordt de continue flitsmodus uitgeschakeld.

5. Schakel het apparaat na de procedure uit. Houd de aan/uit/modusknop [zie pagina 2, f1-a] ongeveer 3 seconden ingedrukt. Hang het apparaat aan de basis (het apparaat gaat naar de stand-bymodus). De UV-lamp gaat automatisch aan gedurende ongeveer 3 minuten. Na 20 minuten gebruik wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.

6. Zorg ervoor dat de ventilator van het apparaat is gestopt en koppel de voedingskabel los van de basis

en stopcontact. **Waarborging:**

- Na de verzorging de huid grondig hydrateren.
- Als de huid na de behandeling warm is, koel deze dan af met een ijszak of een koude handdoek.
- Vermijd na de verzorging uw huid bloot te stellen aan direct zonlicht en zorg ervoor dat u tijdens de verzorging niet verbrandt.
- Verwijder na elk gebruik de talgvlekken of de cosmetische vloeistof die bij het product wordt geleverd voor onderhoudsdoeleinden.
- Haar vóór het onderhoud de stekker uit het stopcontact.

- Veeg de flitsuitgang en de huidskleursensor na elk gebruik af met een droge doek.

NIR Lift Care voor nek en décolleté [zie pagina 4, f10]

Voor het nekgebied plaatst u het apparaat in een horizontale positie en beweegt u het apparaat van boven naar beneden. Voor het décolletégebied plaatst u het behandelvenster in een verticale positie en beweegt u het apparaat van binnen naar buiten.

1. Verzorg beide kanten van de huid opeenvolgend van 1 tot 6, voortdurend bewegend, zonder gaten achter te laten.
2. Gebruik op de blote huid (na het verwijderen van make-up) op je gezicht.
3. De continue flitsmodus kan op het gezicht worden gebruikt, maar het wordt aanbevolen om de enkelvoudige belichtingsmodus te gebruiken bij de verzorging van de huid rond de ogen. Sluit uw ogen wanneer u uw gezicht flitst.
4. Niet gebruiken op wenkbrauwen, oogleden of lippen. Als er een hulpstuk is bevestigd, gebruik dit dan op een blootstellingsniveau waarbij u een zachte warmte kunt voelen.
5. Wanneer u het apparaat met de overlay gebruikt, kunt u een lichte warmte voelen.
6. Na de behandeling de huid grondig hydrateren.

Waarschuwingen

- Verwijder alle metalen accessoires (oorbellen, ringen, enz.) vóór gebruik.
- De flitser is zeer helder en kan uw ogen beschadigen
- Richt de flitser niet op uw ogen
- Kijk niet rechtstreeks in het flitsgedeelte
- Niet gebruiken als het beschadigd of kapot is.
- Niet vaker dan tweemaal op één dag herhaaldelijk op hetzelfde gebied gebruiken
- Langdurig of herhaald flitsen op dezelfde plaats kan huidbeschadiging veroorzaken
- Niet gebruiken als de luchtinlaat-uitlaat geblokkeerd is
- Laat het apparaat 15 minuten of langer liggen voordat u het opnieuw gebruikt
- Gebruik het apparaat niet op kleding, haar of andere voorwerpen
- Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 5°C en 35°C
- Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, controleer dan of het goed werkt voordat u het opnieuw gebruikt
- Gebruik geen andere stroomkabels dan de speciale
- Laat het apparaat niet ingeschakeld
- Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen, vreemde voorwerpen, vuil, vocht of stof aan het hoofdapparaat, openingen, ventilatiegaten, enz. blijven kleven.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet
- Als het apparaat of de accessoires een onaangename geur of hitte afgeven, stop dan met het gebruik ervan
- Als er zich een abnormaliteit voordoet, schakel dan onmiddellijk de stroom van het hoofdapparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact
- Sla het apparaat niet tegen andere voorwerpen of dingen
- Als het apparaat gevallen of beschadigd is, schakelt u de stroom uit en koppelt u het apparaat los
- Trek niet aan het netsnoer en rol het niet op
- Schakel altijd de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Houd beide kanten van de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Zorg ervoor dat u bij gebruik op het gezicht eventuele make-up, zonnebrandcrème, parfum enz. verwijdert en op de onbedekte huid gebruikt.
- Vermijd gebruik direct na het zonnebaden. Niet gebruiken in combinatie met een peeling- of verzorgingsmasker.
- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, maak u dan vertrouwd met het apparaat en gebruik het een korte tijd op een laag niveau (modus voor gevoelige huid). Zelfs als u geen pijn voelt, neemt de kracht niet toe en gebruikt u het apparaat op het juiste niveau, en past u het niveau vervolgens geleidelijk aan
- Zorg ervoor dat u gedurende 24 uur na de behandeling het behandelgebied niet blootstelt aan ultraviolet (UV) licht. Als er na 24 uur nog steeds roodheid aanwezig is, vermijd dan UV-straling. Gebruik tijdens de behandeling ook zonnebrandcrème.
- Maak het apparaat na elk gebruik schoon en verwijder haar en vuil.

Het is verboden het apparaat te gebruiken door:

- Kinderen
- Mensurerende vrouwen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
- Mensen die lijden aan een hartziekte of andere cardiovasculaire aandoeningen
- Mensen die lijden aan epilepsie, auto-immuunziekten en lichtgevoeligheid
- Mensen met kanker, hematopoëtische stoornissen, stoornissen in de bloedsomloop, ernstige ontstekings symptomen, abnormale bloeddruk, bloedstolsels
- Mensen met huidafwijkingen zoals wonden, eczeem en zwellingen, atopische dermatitis en mensen met een zeer gevoelige huid.
- Mensen die een dermatologische behandeling gebruiken voor acne of andere huidaandoeningen
- Mensen met een subletriële of kortsichtige aandoening
- Mensen die geen temperatuur of externe prikkels voelen.
- Mensen met een lichamelijke beperking
- Mensen die medicijnen gebruiken
- Mensen onder invloed van alcohol
- Mensen met natte of vochtige handen

Het is verboden het apparaat te gebruiken in ruimtes zoals:

- Lippen, schaamstreek en slijmvliezen, gebruide huid, wenkbrauwen, haar, oogbol, oogleden, ooggebied, keel, oor, tepel, tepelhof, navelgebied, tatoeage
- Gebieden waar bloedvaten zichtbaar zijn, zoals de vena cava
- Littekens, melasma, verkleuringen en moedervlekken
- Plaatsen na esthetische geneeskundebehandeling (ongeveer 2 weken na de operatie)
- Natte of vochtige huid

Opslag:

- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vochtige plaatsen, stoom, stoffige plaatsen en blootstelling aan direct zonlicht
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen (alcohol, verdunder, benzine, nagellakremover, spray, enz.)
- Houd het apparaat uit de buurt van plaatsen waar sterke radiogolven of magnetische velden worden gegenereerd
- Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsapparaten

Schoonmaak

- Gebruik voor het dagelijks onderhoud een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek. Maak het apparaat niet schoon met organische oplosmiddelen of andere chemicaliën. Niet afspelen met water.
- Vermijd hogedrukreiniging en reiniging met harde voorwerpen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
- Tussen behandelingen op verschillende delen van gezicht en lichaam de tips desinfecteren met middelen die bedoeld zijn voor schoonheidsapparaten

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Nominal voltaj:	AC100-240V
Orantılı frekans:	50/60Hz
Nominal güç tüketimi:	120W
Boyutlar:	Boyutlar ~ 325mm x 82mm x 101mm (sap tahtlandırıldığında)
Terazi:	Ağırlık ~ 1240g
Güç kablosu:	1,5m
Bağlantı kablosunu tutma kolu:	1,3 m
Zamanlayıcı:	20 dakika sonra otomatik kapanma
Ortama kullanımı:	Sıcaklık 5°C - 35°C, bağıl nem ≤75%
Malzeme:	Ana durum: PC + ABS, silikon, alüminyum alaşımı; Çeşitli ataşmanlar: PC + ABS, alüminyum, cam

Parçaların açıklaması - tabandaki cihaz [bkz. sayfa 2, f2]

- a. Seviye LED'leri - Ten rengi sensörü 10 seviyeli algılar ve flaş gücü seviyesini otomatik olarak ayarlar. Cihaz tabana yerleştirildiğinde tüm LED'ler sürekli açıktır.
b. Durum LED'i - LED'in rengine göre hangi modun ayarlandığını kontrol edebilirsiniz. Bekleme modunda LED her zaman açıktır. Cilde yerleştirildiğinde yanıp söner.

Modlar	Lambanın rengi	Yanıp sönmeye seviyesi
Hassas cilt	Mavi	Kısa
Normal cilt	Beyaz	Vasat
Yüksek güç	Turuncu	Uzun

c. Güç/Mod düğmesi; Uzun basış: Açma/kapama. Kısa basma: Düğmeye her basıldığında mod değiştirilir. Hassas cilt modu, normal mod ve yüksek güç modu seçilebilir.

- d. Temel
e. Bağlantı kablosu.

Parçaların açıklaması - cihazın tabandan bağlantısı kesildi [bkz. sayfa 2, f3]

- a. Hava çıkışı
b. Dokunma sensörü
c. Soğutma yüzeyi
d. Flaş çıkışı
e. Ten rengi sensörü
f. Flaş düğmesi - Kısa basış: tek flaş. Düğmeye uzun basın ve basılı tutun: yaklaşık 3 saniye boyunca yanıp söner.
G. Hava girişi

Parçaların açıklaması - stand ve kablo [bkz. sayfa 3, f5]

- a. UV ışığı - Güç kablosu prize takıldığında veya cihaz askıya alındığında stand bekleme moduna girer ve UV ışığı yaklaşık 3 dakika boyunca otomatik olarak çalışır. UV ışığı çalışırken, tüm seviye ışıkları yavaşça yanıp söner.
b. Stand
c. Güç kablosu
d. AB elektrik fişi

Aksesuarlar [bkz. sayfa 3, f6]

- a. Yüz/parmak başlığı
b. VIO katmanı
c. DPL cilt bakım pedi
d. NIR kaplaması
e. Güvenlik gözlükleri

Kaplama nasıl takılır/kaldırılır [bkz. sayfa 3, f7]

- Kapak manyetik tiptedir.
Kapağı flaş çıkış yüzeyini kaplayacak şekilde takın. Bağlantıyı keserken kapağın her iki yanından tutun ve yavaşça çıkarmın.

IPL işlevi (Yoğun Altın Işık - VIO katmanı, VIO bölgesinin bakımı için kullanılabilir; yüz/parmak katmanı)

Epilasyon IPL fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir. Nabız yoğunluğu seviyesi cildin durumuna, rengine ve kullanılacak alana göre üç moddan (hassas cilt, normal cilt, yüksek güç modu) seçilebilir.

DPL işlevi (Boya Darbeli Işık - DPL bakım pedi)

Kıvrık kılcal damarlar (kızarıklık) ve genişlemiş gözüneler (gözüneleri küçültmek) için kullanılır; Pigmentasyon Azaltma: DPL, yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri ve ciller gibi pigmentasyon sorunlarını hedefleyebilir ve görünümünü azaltabilir. Ciltteki fazla melanini parçalayarak çıkarır ve daha eşit ve dengeli bir cilt tonuna yol açar. Cilt Sıkılaştırıcı: DPL teknolojisi, cildin elastikiyetini arttırmaya ve sarkmayı azaltmaya yardımcı olan kolajen ve elastin üretimini uyarak cildin sıkılaşmasına ve sarkışmasına yardımcı olabilir. Cilt Yenileme: DPL, cildin genç ve sağlıklı görünümünü sağlamak için gerekli olan kolajen üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. İnce çizgileri, kırışıklıkları ve eşit olmayan cilt tonunu hedef alarak size daha parlak ve tazelemiş bir cilt bırakır. Kızarıklık ve rosaceadan kurtulma: DPL ışık enerjisi, rosacea gibi durumlara ilişkin kızarıklığın sakinleşmesine ve azaltılmasına yardımcı olabilir. Kızarıklıkta sorumlu kan damarları üzerinde çalışarak daha eşit bir cilt tonu elde edilmesini ve zamanla kızarıklığın azalmasını sağlar. DPL ne sıklıkla kullanılmalı: haftada iki defadan fazla değil.

NIR işlevi (Yakın Kızıltesi - NIR bakım pedi)

Cilt Sıkılaştırma ve Sıkılaştırma: NIR teknolojisi, kolajen ve elastin üretimini uyarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırır. Bu, gevşek cildin sıkılaşmasına, sarkmanın azalmasına ve daha genç bir görünümün desteklenmesine yardımcı olur. Kırışıklık Azaltma: NIR, kolajen sentezini artırarak ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünün azaltılmasına yardımcı olabilir. NIR tarafından üretilen ısı cildin derinliklerine nüfuz ederek yeni kolajen liflerinin üretimini uyarak daha pürüzsüz ve daha genç bir cilt sağlar. Cilt Gençleştirme: NIR tedavisi cildin genel dokusunu ve tonunu iyileştirebilir. Düzensiz pigmentasyon, güneş hasarı ve yaşlılık lekelerinin olduğu alanları hedef alarak daha eşit ve parlak bir cilt sağlar. NIR ne sıklıkla kullanılmalı: günde bir kereden fazla değil, ancak DPL ile birlikte değil.

Sürekli flaş modu

Bacak ve kol gibi geniş yüzeyler için bu modun kullanılması tavsiye edilir.
Sürekli flaş moduna geçmek için flaş düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Cihazı cildinizden çıkarmadan, cildiniz üzerinde hareket ettirebilirsiniz.

Sürekli flaş modu ciltle temas ettiği sürece çalışmaya devam eder.

Cihaz cildinizden uzaklaşırsa flaş tuşuna tekrar basın. Yaklaşık 3 saniye boyunca ten rengi ve dokunma sensörü algılanmazsa sürekli yanıp sönmeye duracaktır.

Güvenlik özellikleri

Ten rengi sensörü (ten rengi tanıma)
Ten rengi sensörü, flaş yüzeyinin ten rengini 10 seviyede okur ve flaş seviyesini otomatik olarak ayarlar. Kaplamalar kullanılırken ten rengi tanıma çalışmaz.

Dokunma sensörü

Flaş çıkışı ciltle tamamen temas ettiğinde patlama mümkündür. Durum ışığı yanıp sönerken.

Soğutma fonksiyonu

Soğutma yüzeyi flaş çıkışının çevresinde bulunur. Tedavi sırasında cildi serinletir.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Güç açıldığında ve 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, güç otomatik olarak kapanacaktır. Üstelik 20 dakikalık kullanımdan sonra güç de otomatik olarak kapanacaktır. Fan, güç kapatıldıktan sonra yaklaşık 30 saniye boyunca çalışacaktır.

Uygulama noktaları [bkz. sayfa 4, f8]

Flaş çıkışını cildinize yakın bir yere yerleştirin ve cilt üzerinde nazikçe kaydırın.

- a. Cildinizden uzaklaşın
b. NOT: Boşluk olmadıktan emin olun.

Bakım alanları (puanlar)

Epilasyon (IPL) [bkz. sayfa 4, f9]
a. Koltuk altı / b. Göğüs / c. Kol / d. Kollar ve parmaklar / e. Bacak / f. Yüz / g. VIO bölgesi

Cilt bakımı (GLP) [bkz. sayfa 4, f10]

- a. Yüz / b. Boyun ve dekolte

Kullanım yöntemleri [bkz. sayfa 4, f10]

Epilasyon (IPL), cilt bakımı (DPL)

1. Güç kablosunu tabana ve duvar prizine bağlayın.

2. Cihazı açmak için Güç/Mod düğmesini [bkz. sayfa 2, f1-a] yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Durum LED'i yanacak ve fan çalışmaya başlayacaktır (bekleme modunda). [bkz. sayfa 2, f2]:

- a. Seviye LED'leri
b. Durum LED'i - açık: bekleme modunda / yanıp sönmeye: flaş mevcut
c. Güç/Mod düğmesi

3. Modu değiştirmek için Güç/Mod düğmesine [bkz. sayfa 2, f1-a] kısa süre basın.

Modu, durum ışığının rengine göre kontrol edebilirsiniz. Flaş seviyesi şu sırayla artar: hassas cilt modu → normal mod → yüksek güç modu.

4. Flaş çıkışını cildinize yerleştirin (kapaksız), ardından durum LED'i yanıp sönmeye başladığında flaş düğmesine [bkz. sayfa 2, f1-b] kısaca basın. Ten rengi sensörü, ten rengini 10 seviyede otomatik olarak tanımlar ve uygun seviyeyi/diyodu ayarlar. Sürekli modu etkinleştirmek için flaş düğmesini [bkz. sayfa 2, f1-b] yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Tek flaş (çekim) - belirli bir konum için flaş düğmesine bir kez basın. Daha sonra konumu değiştirin ve "tekrar ateş edin"

Sürekli flaş - kollar ve bacaklar gibi daha geniş yüzeylerin bakımı sırasında cihazı cilt üzerinde hareket ettirin.

Sürekli flaş modu ciltle temas ettiği sürece devam eder. Yanıp sönmeye [bkz. sayfa 2, f1-b] tekrar kısaca basarsanız veya yaklaşık 3 saniye veya daha uzun süre cilt teması olmadan bırakersanız, sürekli flaş modu kapanacaktır.

5. İşlemden sonra cihazı kapatın - güç/mod düğmesini [bkz. sayfa 2, f1-a] yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Cihazı tabana asın (cihaz bekleme moduna girecektir). UV lambası yaklaşık 3 dakika boyunca otomatik olarak açılır. 20 dakika kullanımdan sonra güç otomatik olarak kapanacaktır.

6. Cihazın fanının durduğundan emin olun ve güç kablosunu tabandan çıkarın.

- elektrik prizi. Bakım sonrası;
- Bakım sonrasında cildi iyice nemlendirin.
- Tedaviden sonra cilt sıcaksa, buz torbasıyla veya soğuk havluyla soğutun.
- Bakım sonrasında cildinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının ve bakım sırasında güneşte yanmamaya dikkat edin.
- Her kullanımdan sonra bakım amaçlı olarak ürünle birlikte verilen sebum lekelerini veya kozmetik sıvıyı çıkarın.
- Bakım yapmadan önce fişi prizden çekin.
- Her kullanımdan sonra flaş çıkışını ve ten rengi sensörünü kuru bir bezle silin.

Boyun ve dekolte için NIR Lift Care (bkz. sayfa 4, f10)

Boyun bölgesi için tedavi penceresini yatay konuma getirin ve cihazı yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin. Dekolte bölgesi için tedavi penceresini dikey konuma getirin ve cihazı içeriden dışarıya doğru hareket ettirin.

1. Cildin her iki tarafına 1'den 6'ya kadar sırayla, sürekli hareket ederek, boşluk bırakmadan bakım yapın.
2. Yüzünüzdeki çıplak cilde (makyajınızı çıkardıktan sonra) kullanın.
3. Yüzde sürekli flaş modu kullanılabilir ancak göz çevresindeki cilde bakım yaparken tek pozlama modunun kullanılmasını önerilir. Yüzünüzü açığa çıkarırken gözlerinizi kapatın.
4. Kaşlarda, göz kapaklarında veya dudaklarda kullanmayın. Bir aparat takıldığında, onu hafif bir sıcaklık hissedebileceğiniz bir maruz kalma seviyesinde kullanın.
5. Cihazı kaplamayla birlikte kullanırken hafif bir sıcaklık hissedebilirsiniz.
6. Tedaviden sonra cildi iyice nemlendirin.

Uyarılar

- Kullanmadan önce lütfen metal aksesuarları (küpe, yüzük vb.) çıkarın.
- Flaş çok parlaktır ve gözlerinize zarar verebilir
- Flaş gözlerinize doğrultmayın
- Flaş kısmına doğrudan bakmayın
- Hasar görmüş veya kırılmışsa kullanmayın.
- Aynı bölgeyi bir günde iki defadan fazla tekrar tekrar kullanmayın.
- Aynı yerde uzun süreli veya tekrarlanan flaşlar ciltte hasara neden olabilir
- Hava giriş/çıkışı tıkalıyken kullanmayın
- Cihazı tekrar kullanmadan önce 15 dakika veya daha uzun süre bırakın
- Cihazı kıyafetlerin, saçların veya diğer nesnelere temasinde kullanmayın.
- Cihazı 5°C ila 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Cihaz uzun süre kullanılmadysa tekrar kullanmadan önce düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Özel olanlar dışında güç kabloları kullanmayın
- Cihazı açık bırakmayın
- Ana üniteye, boşluklara, havalandırma deliklerine vb. küçük nesnelere, yabancı nesnelere, kirin, nemin veya tozun yapışmasına izin vermemeyin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın, tamir etmeyin veya değişiklik yapmayın
- Cihaz veya aksesuarlar hoş olmayan bir koku veya ısı yayıyorsa lütfen bunları kullanmayı bırakın.
- Herhangi bir anormallik meydana gelirse, derhal ana ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin.
- Cihazı başka nesnelere veya nesnelere çarpmayın
- Cihaz düşerse veya hasar görürse gücü kapatın ve cihazın fişini çekin.
- Güç kablosunu çekmeyin veya sarmayın
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda daima gücü kapatın ve elektrik fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken, fişin her iki yanından tutun.
- Yüzde kullanırken makyaj, güneş kremi, parfüm vb. maddeleri çıkardıktan sonra emin olun ve açıkta kalan cilde uygulayın.
- Güneşlendikten hemen sonra kullanmaktan kaçının. Peeling veya bakım maskesi ile birlikte kullanmayınız.
- Cihazı ilk kez kullanırken lütfen cihazı tanıyın, kısa süreliğine düşük seviyede (hassas cilt modu) kullanın, Acı hissetmeseniz bile gücü arttırmaz ve cihazı uygun seviyede kullanın, ardından kademele olarak seviyeyi artırabilirsiniz.
- Tedaviden sonraki 24 saat boyunca tedavi alanının ultraviyole (UV) ışığı maruz kalmamasına dikkat edin. Kızarıklık 24 saat sonra hala mevcutsa UV ışınlarından kaçının. Ayrıca tedavi sırasında güneş koruyucu kullanın.
- Her kullanımdan sonra cihazı temizleyip saç ve kirden arındırın.

Cihazın aşağıdaki şekillerde kullanılması yasaktır:

- Çocuklar
- Adet gören, hamile ve emziren kadınlar
- Kalp hastalığı veya diğer kardiyovasküler rahatsızlıkları olan kişiler
- Epilepsi, otoimmün hastalıklar ve ışığa duyarlılıktan muzdarip kişiler
- Kanser, hematopoietik bozukluklar, dolaşım bozuklukları, şiddetli inflamatuvar semptomlar, anormal kan basıncı, kan pıhtıları olan kişiler
- Yara, egzama ve şişlik gibi cilt anormallikleri olan kişiler, atopik dermatit ve çok hassas cilde sahip kişiler.
- Stülce veya diğer cilt rahatsızlıkları için dermatolojik tedavi kullanan kişiler
- Düşük ateşli veya ateşli durumu olan kişiler
- Sıcaklığı veya dış uyaranları hissetmeyen kişiler.
- Fiziksel engelli kişiler
- İlaç kullanan kişiler
- Alkolün etkisi altındaki kişiler
- Ellerini ıslak veya nemli kişiler

Cihazın aşağıdaki gibi alanlarda kullanılması yasaktır:

- Dudaklar, kasık bölgesi ve mukoz, bronzlaşmış cilt, kaşlar, saç, göz küresi, göz kapakları, göz çevresi, boğaz, kulak, meme ucu, areola, göbük bölgesi, dövme
- Vena kava gibi kan damarlarının görülebildiği alanlar
- Yara izleri, melazma, renk değişikliği ve doğum lekeleri
- Estetik tıp tedavisi sonrası yerler (ameliyattan yaklaşık 2 hafta sonra)
- Islak veya nemli cilt

Depolamak:

- Cihazı çocuklardan uzak tutun
- Cihazı sudan, nemli yerlerden, buhardan, tozlu yerlerden, direkt güneş ışığına maruz kalan yerlerden uzak tutun.
- Cihazı yanıcı maddelerden (alkol, tiner, benzin, oje çıkarıcı, sprey vb.) uzak tutun.
- Cihazı güçlü radyo dalgalarının veya manyetik alanların oluşturulduğu yerlerden uzak tutun
- Cihazı ısıtıcı cihazlardan uzak tutun

Temizlik

- Günlük bakım için nötr deterjan ve yumuşak bir bez kullanın. Cihazı organik solventler veya diğer kimyasallarla temizlemeyin. Suyu durulamayın.
- Yüksek basınçlı yıkama ve yüzeyi çezebilecek sert nesnelere temizlik yapmaktan kaçının.
- Yüzün ve vücudun farklı yerlerine uygulanan uygulamalar arasında uçları, güzellik cihazlarını yönelik maddeler kullanarak dezenfekte edin

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

- Ако кожата е гореща след третиране, охладете я с компрес с лед или студена кърпа.
- След грижата избягвайте излагането на кожата на пряка слънчева светлина и внимавайте да не изгорите по време на грижата.
- След всяка употреба премахвайте петна от себум или козметичния флуид, включен в продукта, за целите на поддръжката.
- Преди поддръжка извадете щепсела от контакта.
- След всяка употреба избършете изхода на светкавицата и сензора за цвят на кожата със суха кърпа.

NIR Lift Care за шия и деколте [вижте страница 4, f10]

За областта на шията поставете прозорца за лечение в хоризонтална позиция и преместете устройството отгоре надолу. За зоната на деколтето поставете прозорца за третиране във вертикално положение и преместете устройството отвътре навън.

1. Погрижете се за двете страни на кожата последователно от 1 до 6, като се движите непрекъснато, без да оставяте празнини.
2. Използвайте върху гола кожа (след премахване на грима) на лицето.
3. Режимът на непрекъсната светкавица може да се използва за лицето, но се препоръчва да използвате режим на единична експозиция, когато се грижите за кожата около очите. Затворете очи, когато разкривате лицето си.
4. Не използвайте върху вежди, клепачи или устни. Когато е прикрепен прикачен файл, използвайте го при ниво на експозиция, при което можете да почувствате лека топлина.
5. Когато използвате устройството с наслагването, може да почувствате леко затопляне.
6. След процедурата овлажнете кожата старателно.

Предупреждения

- Моли, отстранете всякакви метални аксесоари (обеци, пръстени... и др.) преди употреба.
- Светкавицата е много ярка и може да увреди очите ви
- Не насочвайте светкавицата към очите си
- Не гледайте директно към светкавицата
- Не използвайте, ако е повреден или счупен.
- Не използвайте многократно върху една и съща област повече от два пъти за един ден
- Продължителните или повтарящи се светкавици на едно и също място могат да причинят увреждане на кожата
- Не използвайте при блокиран вход/изход за въздух
- Оставете устройството за 15 минути или повече, преди да го използвате отново
- Не използвайте уреда върху дрехи, коса или други предмети
- Използвайте уреда при температури между 5°C и 35°C
- Ако устройството не е използвано дълго време, проверете дали работи правилно, преди да го използвате отново
- Не използвайте захранващи кабели, различни от предначенените за целта
- Не оставяйте уреда включен
- Не позволявайте малки предмети, чужди тела, мръсотия, влага или прах да попаднат по основното устройство, пролуките, вентилационните отвори и др.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте устройството
- Ако устройството или аксесоарите излъчват неприятна миризма или топлина, моля, спрете да ги използвате
- Ако възникне някаква аномалия, незабавно изключете захранването на основното устройство и извадете щепсела от контакта
- Не държете устройството в други предмети или вещи
- Ако устройството бъде изпуснато или повредено, изключете захранването и извадете щепсела от контакта
- Не дърпайте и не навивайте захранващия кабел
- Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате устройството.
- Когато изваждате щепсела от контакта, хванете щепсела от двете страни.
- Когато използвате върху лицето, уверете се, че сте отстранили грима, слънцезащитния крем, парфюма и т.н. и използвайте върху откритата кожа.
- Не използвайте устройството в други предмети или вещи
- Когато използвате устройството за първи път, запознайте се с устройството, използвайте го за кратко на ниско ниво (режим за чувствителна кожа). Дори и да не чувствате болка, това не увеличава силата и използвайте устройството на подходящото ниво, след което постепенно регулирайте нивото
- В продължение на 24 часа след третирането внимавайте да не излагате третираната зона на ултравиолетова (UV) светлина. Ако зачервяването все още е налице след 24 часа, избягвайте UV лъчение.
- Използвайте и слънцезащитни продукти по време на лечението.
- След всяка употреба почиствайте уреда и премахвайте космите и мръсотията.

Забранено е използването на устройството от:

- Деца
- Менструация, бременни и кърмачки
- Хора, страдащи от сърдечни заболявания или други сърдечно-съдови заболявания
- Хора, страдащи от епилепсия, аутоимунни заболявания и фоточувствителност
- Хора с рак, хемопетични нарушения, нарушения на кръвообращението, тежки възпалителни симптоми, абнормно кръвно налягане, кръвни съсиреци
- Хора с кожни аномалии като рани, екзема и отоци, atopичен дерматит и хора с много чувствителна кожа.
- Хора, които използват дерматологично лечение за акне или други кожни заболявания
- Хора със субфебрилитет или фебрилитет
- Хора, които не усещат температура или външни дразнители,
- Хора с физически увреждания
- Хора, приемащи лекарства
- Хора под въздействието на алкохол
- Хора с мокри или влажни ръце

Забранено е използването на устройството в области като:

- Устни, пубисна област и лигавица, тен на кожата, вежди, коса, очна ябълка, клепачи, околоочна област, гърло, ухо, зърно, ареола, пълна област, татуировка
- Области, където се виждат кръвоносни съдове, като вена кава
- Белези, мелазма, обезцветяване и родилни петна
- Места след лечение по естетична медицина (около 2 седмици след операцията)
- Мокра или влажна кожа

Съхранение:

- Пазете устройството далеч от деца
- Дръжте устройството далеч от вода, влажни места, пара, прашни места, изложени на пряка слънчева светлина
- Пазете устройството далеч от запалими материали (алкохол, разрестител, бензин, лакочистител, спрей и др.)
- Дръжте устройството далеч от места, където се генерират силни радиовълни или магнитни полета
- Дръжте устройството далеч от нагревателни уреди

Почистване

- За ежедневна поддръжка използвайте неутрален препарат и мека кърпа. Не почиствайте устройството с органични разтворители или други химикали. Не изплаквайте с вода.
- Избягвайте измиване под високо налягане и почистване с твърди предмети, които могат да надраскат повърхността му.
- Между процедурите на различни части на лицето и тялото дезинфекцирайте върховете с препарати, предначенени за уреди за красота

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

5. عند استخدام الجهاز مع التراكب، قد تشعر بشفء طفيف بعد العلاج، ورمبي البشرة جيباً.

تحذيرات

- يرجى إزالة أي اكسسوارات معدنية (أقراط، خواتم...إلخ) قبل الاستخدام .
- الفلش ساطع للغاية وقد يؤدي إلى تلف عيونك .
- لا توجه الفلاش نحو عينيك .
- لا تنظر مباشرة إلى جزء الفلاش .
- لا تستخدم في حالة تلفها أو كسرها .
- لا يتكرر استخدامه على نفس المنطقة أكثر من مرتين في اليوم الواحد .
- قد تؤدي الومضات العنوية أو المتكررة في نفس المكان إلى تلف الجلد .
- لا تستخدم مع مثقاب اسبرج المياه المسلوخ .
- ترك الجهاز لمدة 15 دقيقة أو أكثر قبل استخدامه مرة أخرى .
- لا تستخدم الجهاز على الملابس أو الشعر أو أي أشياء أخرى .
- استخدم الجهاز في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و 35 درجة مئوية .
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه مرة أخرى .
- لا تستخدم كإليات الطاقة غير تلك المخصصة .
- لا تتحرك الجهاز قبل التشغيل .
- لا تسمح للأشياء الصغرية أو الأجسام الغريبة أو الأوساخ أو الرطوبة أو الغبار بالاتصال بالوحدة الرئيسية أو الفتحات التهوية وما إلى ذلك .
- لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله .
- إذا انبثقت من الجهاز أو ملحقاته رائحة كريهة أو حرارة، فيرجى التوقف عن استخدامه .
- في حالة حدوث أي شيء غير عادي، قم بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية على الفور وإزالة القابس من المقبس .
- لا تضرب الجهاز بأشياء أو أشياء أخرى .
- في حالة سقوط الجهاز أو تعلقه، قم بإيقاف تشغيل الطاقة واصل الجهاز .
- لا تقم بسحب سلك الطاقة أو لئه .
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الطاقة واصل قابس الطاقة عند عدم استخدام الجهاز .
- عند إزالة القابس من المقبس، امسك جانبي القابس .
- عند استخدامه على الوجه، تأكد من إزالة أي مكياج أو واقي شمسي أو عطور وما إلى ذلك واستخدمه على الجلد المكشوف .
- تجنب الاستخدام مباشرة بعد حمامات الشمس، لا تستخدمه مع قناع التفتيح أو العناية .
- عند استخدام الجهاز لأول مرة، يرجى التعرف على الجهاز، واستخدام لفترة قصيرة على مستوى منخفض (وضع البشرة الحساسة) حتى لو لم تشعر بالألم، فلا تزيد القوة واستخدم الجهاز بالمتوسط المناسب، ثم اضبط المستوى تدريجياً .
- لمدة 24 ساعة بعد العلاج، يجب الحرس على عدم تعريض منطقة العلاج للأشعة فوق البنفسجية. إذا استمر الاحمرار بعد 24 ساعة، فتجنب الأشعة فوق البنفسجية، استخدم أيضاً واقي الشمس أثناء العلاج .
- بعد كل استخدام، قم بتنظيف الجهاز وإزالة الشعر والأوساخ .

يتمتع استخدام الجهاز عن طريق

أطفال:

- الحائض والحوامل والمرضعات .
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى .
- الأشخاص الذين يعانون من الصرع، و أمراض المناعة الذاتية، والحساسية للضوء .
- الأشخاص المصابون بالسرطان، واضطرابات تكون الدم، واضطرابات الدورة الدموية، والأعراض التنهائية الشديدة، وضغط الدم غير الطبيعي، وجلطات الدم .
- الأشخاص الذين يعانون من تشوهات جلدية مثل الجروح والأكزيما والتورم والتهاب الجلد التأتبي والأشخاص ذوي البشرة الحساسة للغاية .
- الأشخاص الذين يستخدمون العلاج الحثوي لعلاج حب الشباب أو الأمراض الجلدية الأخرى .
- الأشخاص الذين يعانون من حالة تحت الحمى أو الحمى .
- الأشخاص الذين لا يشعرون بالحرارة أو المخفقات الخارجية .
- الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية .
- الأشخاص الذين يتناولون الأدوية .
- الأشخاص تحت تأثير الكحول .
- الأشخاص الذين تكون أيديهم مبتلة أو رطبة .

يتمتع استخدام الجهاز في مجالات مثل

- الشفاه، منطقة العانة والأغشية المخاطية، الجلد المديوغ، الحاجبين، الشعر، مقلّة العين، الجفون، منطقة العين، الحلق، الأذن، الحلمة، الهالة، منطقة السرة، الوجه .
- المناطق التي تظهر فيها الأوعية الدموية، مثل الزويد الأوجوف .
- التئيدات والتلف وتغير اللون والدمامل .
- الأمكان بعد العلاج بالليزر التجديدي (حوالي أسبوعين بعد الجراحة) .
- الجلد رطب أو طيب .

تعزيز

- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال .
- احفظ الجهاز بعيداً عن الماء والامكان الرطبة والبخار والامكان المتربة ومعرضاً لأشعة الشمس المباشرة .
- احفظ الجهاز بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال (الكحول، التتر، البنزين، مزبل طلاء الاطراف، الرذاذ، إلخ) .
- أبعد الجهاز عن الامكان التي تتولد فيها موجات راديو قوية أو مجالات مغناطيسية .
- أبعد الجهاز عن أجهزة التفتحة .

تنظيف

- المسالة اليومية، استخدم منظفًا محليًا وقطعة قماش ناعمة لا تقم بتنظيف الجهاز بالمذيبات العضوية أو المواد الكيماوية الأخرى. لا تشطف بالماء .
- تجنب الغسيل والتنظيف بالضغط العالي باستخدام أشياء صلبة قد تخدش سطحه .
- بين العلاجات على أجزاء مختلفة من الوجه والجسم، قم بتطهير الأطراف باستخدام عوامل مخصصة لأجهزة التجميل .

[4]: مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

www.beautify.eu


- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Luminare Rejuva Skin Visage Golden